

АКЦИИ





RAYSCAN 20×20

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 20×20

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 2 года

- Идеальное поле обзора 20×20 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца
- ПО SmartDent 5D в подарок



RAYSCAN 18×16

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 18×16

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

- Идеальное поле обзора 18×16 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца
- ПО SmartDent 5D в подарок

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYSCAN 16×10

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 16×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5×5 см. Режим высокого разрешения 10×10 (12×10) см. Максимальная зона сканирования 16×10 см с возможностью получения снимка 16×15 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, цефалометрический снимок, сканирование слепков
- Размеры сканируемой области 3D: 4×3, 5×5, 10×10, 16×10
- Время реконструкции: 25 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 70 мкм
- Быстрое сканирование за 7 секунд
- Сила тока: 4-17 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60-90 кВ

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYSCAN α-SM3D QUANTUM

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 10×10

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

Инновационный томограф с новейшими технологиями для качественной диагностики:

- Технология AMF выбирает оптимальный слой изображения для получения чётких панорамных изображений, что позволяет легко определить состояние пародонта и локализацию поражения
- Технология DPNR эффективно снижает шумы на КЛКТ, повышая чёткость анатомических структур и упрощая интерпретацию и анализ снимков
- Технология MAR уменьшает артефакты от металла, обеспечивая более точную диагностику и планирование лечения
- Максимальная зона сканирования 10×10 см
Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand на русском языке, а также инновационный SmartDent 5D
- Время сканирования: 4-14 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 150 мкм
- Режим быстрого сканирования
- Сила тока: 1~17 мА
- Напряжение: 60-100 кВ
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- ПО SmartDent 5D в подарок



RAYSCAN α-SM3D QUANTUM

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 16×10

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 2 года


Расширенное поле зрения 16×10 RAYQuantum захватывает больше деталей за одно сканирование, что позволяет проводить точную диагностику и комплексное планирование лечения. Благодаря визуализации высокого разрешения и ускоренному времени реконструкции повышается клиническая надёжность и эффективность рабочего процесса, что способствует улучшению результатов лечения.

- Максимальная зона сканирования 16×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand на русском языке, а также инновационный SmartDent 5D
- Время сканирования: 4-14 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 150-200 мкм
- Режим быстрого сканирования
- Сила тока: 1~17 мА
- Напряжение: 60-100 кВ
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- ПО SmartDent 5D в подарок


* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

5D

ОТКРЫВАЯ
НЕВИДИМОЕ,
**МЫ ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМ
ДИАГНОСТИКУ
БУДУЩЕГО**




ИИ-ТЕХНОЛОГИИ




Автоматическая трассировка дуги

ИИ-система автоматически определяет и проводит дуги по верхней и нижней челюстям, значительно упрощая рабочий процесс и повышая точность планирования.



Автоматическая трассировка нижнечелюстного нерва

Продвинутая технология отслеживания на базе ИИ точно определяет расположение нижнечелюстного нерва, обеспечивая безопасность и уверенность при хирургических вмешательствах.



Без артефактов от металлов

Технология 5D-визуализации обеспечивает чистое изображение зубов, костных структур и нижнечелюстных каналов (даже при наличии металлических объектов) для более точной диагностики.

Ключевые компоненты 5D



RAYSCAN α-SM3D



RAYSCAN 16×10



RAYSCAN 18×16



RAYSCAN 20×20

Макс.	Ø16×10 Ø16×16 (сшивка)	Ø16×10	Ø18×16	Ø20×20
Ортодонтия / Хирургия	-	-	Ø18×16	Ø20×20
ВНЧС	Ø16×10	Ø16×10	Ø16×10	Ø16×10
Имплантология	Ø10×10	Ø10×10	Ø10×10	Ø10×10
Эндо	-	Ø4×5	Ø4×5	Ø4×5
Минимальный размер вокселя (мм)	0,1	0,07	0,07	0,07



Дополнительные возможности



Расширение до экспертных функций

Анализ лица, дизайн улыбки, ортодонтическое моделирование



RAYFACE

RAY, Ю. Корея

3D-сканер лица

⊕ дополнительные модули



RAYFusion



Ortho
Simulation



Dynamic
occlusion



DSD



Mock-Up

- Устройство позволяет получить мгновенный качественный скан лица пациента, сравнимый по качеству с фотографией
- Возможность дальнейшего объединения с КТ-снимком и интраоральными сканами
- Доступна опция STL-сегментации
- Размер (Ш×В×Г): 808×390×552 мм
- Вес: 9,5 кг
- Области сканирования: 220×300 мм
- Точность сканирования: < 0,1 мм
- Полная интеграция получаемого изображения в ExoCad с возможностью работы с функцией виртуального артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком пациента
- Время сканирования лица пациента: 0,5 с

RAYDENT Studio

RAY, Ю. Корея

3D-принтер

- Размеры: 31×21×37 см
- Вес: 6,5 кг
- Рабочая температура: 5 ~ 35°C
- Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц
- Подключение: Ethernet
- UV Спецификация: 405 nm, IEC62471
- Технология жидкокристаллического плоскостного DLP
- Объём сборки: 100×60×70 мм
- Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм



АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*




Бесплатное
обучение

RAYiOS 2

RAY, Ю. Корея

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

- Поле обзора: 14×14,5 мм
- Рабочая глубина: 18 мм
- Точность: 10 мкм
- Метод сканирования: цифровая структурированная световая проекция
- Масса: 350 г
- Габаритные размеры: 263,5×43×49,4 мм



АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

RAYMill C

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- 10 минут на создание одиночной коронки
- Двигатель, вращающийся со скоростью 60 000 оборотов в минуту
- Может изготавливать виниры толщиной не менее 300 мкм
- Размер: 64,5×49×46 см
- Встроенное специализированное программное обеспечение CAM
- Простота обслуживания благодаря системе замены фрез в одно касание и системе внутренней циркуляции
- Определение уровня воды в хранилище
- Функция обнаружения повреждения фрез во время технологических процессов

АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RAYDENT Mill 4X

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- Способ фрезеровки: привод, управляющий 4+2 осями / двусторонним процессором при помощи 2 боров одновременно
- Тип: влажное фрезерование (включая воздушный насос и систему циркуляции воды)
- Размер: 696×590×568 мм
- Вес: 106 кг
- Скорость вращения шпинделя: макс. 50 000 об/мин
- Напряжение и частота: 100~240 В, 50/60 Гц
- Материалы: стеклокерамика, дисиликат лития, гибридные материалы, PMMA
- Размер блока: 10-40 мм
- Фрезы: только DDS Bur
- Время фрезеровки: 17~20 минут на изготовление 3-го моляра (стеклокерамика 14T)

АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области


RAYDENT Microscan

RAY, Ю. Корея

Стоматологический настольный 3D-сканер с технологией Micro-CT

Позволяет производить сканирование слепков, гипсовых моделей и других объектов, включая большое количество металлов без искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

- FOV: 85×85 мм
- Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут
- Размер: 97×44×45,2 см
- Вес: 150 кг
- Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц



АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RIOSCAN

RAY, Ю. Корея

Стоматологический сканер рентгенографических пластин

- Размеры: 226×234×243 мм
- Вес: 6,5 кг
- Операционная система: Microsoft Windows 7 (32 бит/64 бит), Microsoft Windows 8 (32 бит/64 бит), Microsoft Windows 10 (32 бит/64 бит)
- Разрешение экрана: 1280×800 пкс или выше
- Поддержка автономного и множественного доступа к сети
- Время сканирования: 5 секунд (режим HS)



АКЦИЯ



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

от 2 500 000 ₽



Habilect

Хабилект, Россия

Мультифункциональная медицинская система для диагностики и физической реабилитации пациентов

Комплекс Habilect объединяет в себе более 10 диагностических систем: от реабилитации с использованием БОС (биологическая обратная связь) и баланс-платформы до гониометра и лаборатории движений. Весь комплекс включает в себя программные модули, каждый из которых решает конкретную диагностическую или реабилитационную задачу.

- Воспроизводимость данных (варианты отчётов: общий отчёт, отчёт походки, отчёт постуры, оценка баланса, динамическая кинематика движения)
- Научное обоснование и все необходимые сертификаты
- Можно комбинировать модули, исходя из целей и задач
- Конкурентная цена
- Российское производство
- Интуитивно понятный интерфейс
- Занимает мало места
- Сервисная поддержка и обучение
- Без облучения и датчиков на пациенте
- Диагностику можно проводить в одежде
- Встроенный инструктор ЛФК
- Гарантия: 5 лет



6 890 \$

+ электрический микромотор

7 090 \$

+ электрический микромотор
+ скалер

8000C IMPLANT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача и хирургическим
светильником

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стекланная плевательница
- Многофункциональная педаль управления
с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневой светодиодный операционный
хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

8 490 \$

+ электрический микромотор

8 690 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года



S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



4 290 \$

+ электрический микромотор

4 490 \$

+ электрический микромотор
+ скалер

4 490 \$

+ набор наконечников GreenMED
+ электрический микромотор

4 690 \$

+ электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер

8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8 000-30 000 Люкс с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года


4 890 \$

 + электрический микромотор
+ скалер

5 090 \$

 + электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер

8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000-30000 Люкс с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

4 699 \$

+ электрический микромотор

4 899 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000C CRS0 COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой
скалер TKD
со светом



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

4 899 \$
+ электрический микромотор

5 099 \$
+ электрический микромотор
+ скалер



8000C CRS0 COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер TKD
со светом



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5 490 \$

+ электрический микромотор

5 690 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000B CRS0 CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стекланная плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте
- Монитор (опция)



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

5 590 \$

+ электрический микромотор

5 790 \$+ электрический микромотор
+ скалер

8000B CRS0 CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

6 290 \$

+ электрический микромотор

6 490 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года



8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

5 690 \$

+ электрический микромотор

5 890 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5 890 \$

+ электрический микромотор

6 090 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



ESTETICA E30

KaVo, Германия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Полностью электрическая установка из Германии
- Эргономичный блок врача
- Возможность программирования установки для 5 врачей
- Мягкая обивка с функцией памяти
- Многофункциональная педаль позволяет управлять практически всеми функциями установки
- Встроенная функция перемещения в положение Тренделенбурга

- Блок врача на 5 инструментов (турбинный шланг с фиброоптикой, микромотор с фиброоптикой, пистолет вода-воздух-спрей, 2 свободных места)
- Сенсорный экран
- Блок ассистента на 4 инструмента
- 14 цветов обивки
- Подголовник с двойной артикуляцией
- Съёмная поворотная плевательница
- Светильник светодиодный: 3 000-35 000 Люкс, 5 000 К
- Нижнее положение 350 мм, верхнее – 830 мм
- Опция: работа правой и левой рукой в равной степени
- Максимальный вес пациента — 180 кг



ESTETICA E70

KaVo, Германия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Полностью электрическая установка из Германии
- Возможность программирования установки для нескольких врачей
- Мягкая обивка с функцией памяти
- Многофункциональная педаль позволяет управлять практически всеми функциями установки
- Автоматическая очистка и дезинфекция
- Регулировка скорости движения спинки и кресла
- Блок врача на 5 инструментов (2 турбинных шланга с фиброоптикой, микромотор с фиброоптикой, пистолет вода-воздух-спрей, ультразвуковой скейлер)
- Сенсорный экран
- Блок ассистента на 5 инструментов (пистолет вода-воздух-спрей, слюноотсос, пылесос, 2 свободных слота)
- 10 цветов обивки
- Тонкая спинка
- Два подлокотника
- Съёмная поворотная фарфоровая плевательница
- Подогрев воды
- Бестеневой сенсорный светодиодный светильник: 8 000-40 000 Люкс
- Нижнее положение 350 мм, верхнее – 900 мм
- Опция: работа правой и левой рукой в равной степени
- Максимальный вес пациента — 180 кг

1 990 \$



S200 E



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Мягкая
обивка

Остановка: по QR-коду всё
про установку.



2 190 \$

+ полимеризационная лампа

**S200 E****greenmed****GreenMED, Китай**Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов**⊕ в подарок**Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампаУльтразвуковой
скалер с LED
подсветкойМягкая
обивка

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

2 399 \$

+ полимеризационная лампа

2 599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

2 799 \$

+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

2 990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

3 399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер



25 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Остановка: по QR-коду всё
про установку.





2 599 \$
+ полимеризационная лампа

2 799 \$
+ полимеризационная лампа
+ скалер

2 990 \$
+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

3 299 \$
+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

3 699 \$
+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер

25 000 ₽
Мягкая обивка (опция)

S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set

3 399 \$

+ полимеризационная лампа

3 599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3 799 \$

+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

3 990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4 399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер



25 000 Р

Мягкая обивка (опция)

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Гарантия
2 года



3 699 \$

+ полимеризационная лампа

3 899 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

4 099 \$

+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

4 399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4 799 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер

25 000 Р

Мягкая обивка (опция)

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Гарантия
2 года

3 499 \$

+ полимеризационная лампа

3 699 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3 899 \$

+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

4 199 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4 599 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Мягкая
обивка



Система
дезинфекции



Гарантия
2 года



3 799 \$

+ полимеризационная лампа

3 990 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

4 199 \$

+ полимеризационная лампа
+ K20 Set

4 499 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4 899 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ K20 Set
+ скалер

S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Набор
терапевтический
K20 Set



Мягкая
обивка



Система
дезинфекции



Гарантия
2 года

5 290 \$



S350



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Мягкая
обивка

- Сиденье из мягкой экокожи обладает хорошей биосовместимостью с кожей человека и отличается надёжными характеристиками износостойкости, её легко чистить и дезинфицировать
- 4 разъёма для наконечников (два шланга высокоскоростных наконечников, один шланг низкоскоростного наконечника, 3-канальный пистолет вода/воздух)
- Многофункциональная кнопочная панель управления
- Керамическая поворотная на 90° плевательница с встроенным ящиком для салфеток
- Многофункциональная ножная педаль
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением, плавной регулировкой яркости


7 490 \$

 + встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

7 990 \$

 + электрический микромотор
+ скалер

ST-D580 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

7 490 \$

+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

7 990 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D580 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока из алюминия
в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года



С этим видео
всё станет ясно!



6 690 \$+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа**7 290 \$**+ электрический микромотор
+ скалер

ST-D570 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача из алюминия в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

6 190 \$

+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

6 790 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъёмными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года



С этим видео
всё станет ясно!



7 190 \$+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа**7 790 \$**+ электрический микро мотор
+ скалер

ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока из алюминия в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микро мотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

6 690 \$

+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

7 290 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D570 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъёмными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года



С этим видео
всё станет ясно!





TAURUS G2 PRO

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного размещения ассистента
- Поворотный механизм кресла пациента вправо и влево
- Возможность работы врача как с левой, так и с правой стороны
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Угловой
наконечник 1:1



Повышающий
наконечник 1:5



TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Набор
терапевтический
K20 Set



9 499 \$

10 290 \$

11 290 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₽

Мягкая обивка (опция)

TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Набор
терапевтический
K20 Set



MAXPERT

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Угловой
наконечник 1:1



Повышающий
наконечник 1:5



12 390 \$

13 190 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

14 190 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₽

Мягкая обивка (опция)

TAURUS G2

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой

⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Угловой
наконечник 1:1



Повышающий
наконечник 1:5



Стул с абдоминальным упором

MedErgoStühle, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор обеспечивает комфортную поддержку поясничной области и благодаря повороту на 360° может служить удобной опорой для локтей.

- Стул к стоматологической установке (с поворотом на 360°)
- Абдоминальный упор
- Металлическое основание
- Регулировка высоты: газлифт
- В комплекте: ролики для комфортного перемещения
- Сиденье: экокожа



Стул врача

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вес: 15 кг
- Колёса: 50 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Сиденье: экокожа
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 1070-1150 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340
- Габариты упаковки: 660×600×300 мм
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая




Стандарт

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки
- Вес: 8,9 кг
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 900-1000 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников: 160 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Колёса: 50 мм
- Сиденье: экокожа
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



195 000 ₽

Престиж

MedErgoStühle, Россия

Стул стандарт с нижним подъёмом

- Регулируемая спинка
- Мягкая обивка



97 000 ₽

Элит Плюс

MedErgoStühle, Россия

Стул с полукруглыми локтями

- Эргономичный стул для работы с микроскопом
- Подлокотники регулируются по высоте и углу наклона. Дополнительно имеют горизонтальную регулировку



47 500 ₽

STANDART

Mercury, Китай

Стул микроскописта

- Идеально подходит для работы с микроскопом и для микрохирургии
- Изменяемая высота сиденья
- Подлокотники регулируются по высоте
- Легкоочищаемая поверхность
- Мягкая шовная обивка из медицинской фиброкожи (100 тыс. стираний по Шорсу)
- Высота сиденья: 450-570 мм
- Сиденье Ø 410 мм
- Колёса Ø 50 мм

ASSISTINA ONE

W&H, Австрия

Система автоматического ухода за инструментами

Технические характеристики:

- Процесс: очистка спреевых каналов, смазка
- Назначение: прямые и угловые наконечники, турбинные наконечники, пневматические скалеры, воздушные моторы
- Расход воздуха: Ок. 50 норм. л/мин
- Рабочее давление: 5–10 бар (регулировка с помощью встроенного автоматического регулятора)
- Размеры (Ш×Г×В): 166×383×243 мм
- Масса: 2,2 кг
- Ёмкость: W&H Activefluid (очищающий раствор), объём 200 мл, W&H Service Oil F1, объём 200 мл

Комплект поставки:

- Аппарат Assistina One — 1 шт
- 02697000 Шланг подачи воздуха — 1 шт
- 08064970 Набор One Care SET MB-301 (Картридж с очищающей жидкостью MC-302, 200 мл., Картридж W&H Сервисное масло F1, MD-302, 200 мл., Фильтр) — 1 шт.
- 06422600 Адаптер Quick ISO — 1 шт
- 06395100 Адаптер Quick RM — 1 шт
- Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт

1 464 €

ONE CARE SET MB-301

W&H, Австрия

Комплект расходных материалов к аппарату Assistina One

- В набор входит: один картридж очищающего раствора, один картридж Service Oil F1 и HEPA-фильтр
- Все расходные материалы легко заменяются без использования инструментов

129 €



1 644 €

ASSISTINA TWIN

W&H, Австрия

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Простота в эксплуатации
- Обработка инструмента занимает всего 10 секунд
- Бесперебойная загрузка в две технологические камеры, которые могут использоваться поочередно, что позволяет обрабатывать до 360 инструментов в час
- Одного Assistina TWIN Care Set хватает для обработки приблизительно 2800 инструментов
- Активное всасывание аэрозолей через встроенный HEPA-фильтр
- Широкий диапазон адаптеров
- Расход воздуха ≈ 40 л/мин
- Адаптер Quick ISO и Quick RM в комплекте



133 €

TWIN CARE SET

W&H, Австрия

Комплект расходных материалов к аппарату Assistina Twin

- Очищающая жидкость W&H Activefluid, MC-302, объем 200 мл
- Сервисное масло F1, W&H Service Oil, MD-302, объем 200 мл
- Сменный HEPA-фильтр



110 €

MD-500 И MC-1000

W&H, Австрия

Комплект жидкостей к аппарату Assistina 301+ для очистки и смазки

В комплект входит:

- MD-500 Сервисное масло F1, объем 500 мл
- MC-1000 Очищающая жидкость, объем 1000 мл



Гарантия
3 года



2 700 €

LYLA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Объём камеры: 22 л (доступна модель 17 л)
- Габариты (Ш×Г×В): 465×452×646 мм
- Вес (без нагрузки): 42 кг
- Ёмкость водяного резервуара: 4,8 л
- Один из самых быстрых циклов в своём сегменте: стерилизация неупакованных инструментов занимает всего 4 минуты, упакованных — 5 минут
- Программы для упакованных и неупакованных инструментов, пористых материалов (например, хирургической одежды) и прионной обработки
- Лицензия в комплекте



Гарантия
3 года



2 900 €

LINA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Объём стерилизационной камеры: 22 л
- Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить расходы и время
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 450×435×599 мм
- Пустой вес: 40,5 кг
- Общий объём: Ø 250 мм × Гл 440 мм
- Средний расход воды: 0,7 л/цикл
- Объём ёмкости: 2×3,6 л
- Гарантия: 3 года
- Цикл ECO В позволяет проводить стерилизацию всего за 25 минут (на 50% меньше по сравнению со стандартными циклами)



Гарантия
3 года



3 000 €


LARA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов (20 минут)
- Удобный пользовательский интерфейс
- Автоматическое наполнение водой
- Гладкая поверхность для лёгкой очистки
- Автоматическая запись цикла при помощи USB
- Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 465×452×640 мм
- Вес: 44 кг
- Размеры камеры: 22 л
- Гарантия: 3 года
- Технология Eco Dry+ автоматически адаптирует время сушки к массе нагрузки, экономя время и энергию

119 990 ₽



ESCO 23 L

ESCO, Китай

Автоклав класса В

- Тип: Класс В
- Время стерилизации: 134 градуса – 4 мин / 121 градус – 20 минут
- Ёмкость: 23 л
- 8 предустановленных программ стерилизации
- Температура: 105 °C–134 °C
- Время стерилизации: 4–60 минут
- Время высыхания: 1–25 минут
- Время вакуумирования: 1–10 раз
- B&D / Helix / Программа вакуумного тестирования
- Программа очистки принтера и USB-выхода
- Большая камера для воды из нержавеющей стали
- Высококачественный бактериальный фильтр
- Пользовательский пароль
- Простая конструкция, компактный дизайн
- **Надёжный замок**
Дверца автоклава оснащена механическим замком с электрическим контролем и уплотнительным кольцом, которые прошли все испытания и выдерживают давление до 3 кг.

- **Быстрый доступ**
Дверца автоклава Эско открывается легко и широко, что обеспечивает максимальный доступ к инструментам.
- **Интуитивное управление**
LCD-дисплей с интуитивно понятными настройками и русифицированным меню выбора программы.
- **Быстрая печать**
В автоклав встроен принтер для печати отчётов о циклах стерилизации. Возможна запись данных на USB-носитель.
- **Эффективная очистка**
Фильтр, установленный сзади, легко снимается для проверки и замены.
- **Чистота со всех сторон**
Верхний резервуар быстро наполняется водой и легко очищается. Датчик уровня воды позволяет контролировать уровень жидкости.
- **Контроль давления в камере**
Специальный датчик срабатывает в случае превышения допустимых значений. Также имеется предохранительный клапан в задней части автоклава, сбрасывающий давление при отключении питания во время цикла стерилизации или когда оно превышает 2,4 кг.
- **Проверено в действии**
Используемые в автоклавах камеры очень надёжные и сохраняют свои свойства даже после 100 тыс. испытаний под давлением в 3 кг.
- **Эффективная защита**
Устройство защиты от короткого замыкания останавливает работу в случае возникновения экстренной ситуации, а предохранительный клапан помогает избежать избыточного давления в камере.

1 799 \$
+ ДИСТИЛЛЯТОР



ECSS-03AB

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 3 л
- Время стерилизации: 10 минут
- Размеры камеры: 17,5×55×28 см
- Вес нетто: 20 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58,15×36,5×28,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,9 кВт



Гарантия
2 года

1 699 \$
+ ДИСТИЛЛЯТОР



ECSS-08AD

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 8 л
- Размеры камеры: 17×32 см
- Вес нетто: 42 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58×43,6×35,9 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия
2 года

1 749 \$
+ ДИСТИЛЛЯТОР



ECSS-12AD

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 12 л
- Размеры камеры: 20×36 см
- Вес нетто: 47,7 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия
2 года

Узнай больше
про ЭСКОключительные
возможности!



ECSS-18AD

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 18 л
- Размеры камеры: 25×35 см
- Вес нетто: 50,25 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия 2 года

+



Запечатывающее устройство

=

1990 \$



1 700 \$

+ дистиллятор

ECSS-23AD

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 23 л
- Размеры камеры: 25×45 см
- Вес нетто: 53,5 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 66×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия 2 года

+



Запечатывающее устройство

=

2090 \$



1 800 \$

+ дистиллятор

ECSS-45AD

ESCO, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 45 л
- Размеры камеры: 31,9×61,7 см
- Вес нетто: 104 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 56,7×72,6×64,6 см
- Мощность: 220 В/50 Гц, 3 кВт



Гарантия 2 года



6 599 \$



CD-7810B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Улучшенная печатная плата по сравнению с CD-2800
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 21×15,8×12,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками. Панель управления расположена на крышке
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 20,7×17,4×14 см
- Вес: 1 кг



CD-2840

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 650 мл (максимальный уровень: 530 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 5 настроек
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 22,2×15,3×14,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Подсветка
- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер автоматический на 3 минуты
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 20,7×17,4×14,0 см
- Вес: 1 кг



CD-7810A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер автоматический на 3 минуты
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Размеры: 210×158×125 мм
- Вес: 1 кг



LF-Z500

ESCO, Китай

Дистиллятор

- Объем: 4 л
- Минимальное время между циклами: 30 мин
- Производительность: 1 л/ч
- Напряжение: 220 В / 750 Вт
- Частота: 50 Гц / 60 Гц
- Размер ёмкости: 18×20 см
- Внешний размер: 22,5×27×37 см
- Размер упаковки: 24,5×28,5×51 см
- Вес брутто: 6,5 кг
- Вес нетто: 3,5 кг



244 \$

LF-F300A ECO

ESCO, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50 Гц / 60 Гц
- Мощность: 100 Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 7 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 460×400×170 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 520×405×210 мм



282 \$

LF-F300A

ESCO, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50 Гц / 60 Гц
- Мощность: 100 Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 250 мм
- Вес: 6 кг
- Размеры (Ш×В×Г): 470×300×270 мм
- Размеры упаковки (Ш×В×Г): 480×310×280 мм



49 990 ₽

LF-F300A

ESCO, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 240 В
- Источник питания: 50 Гц / 60 Гц
- Мощность: 100 Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 8,8 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 539×517×205 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 566×360×261 мм

GREENMED 160L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Дезинфекция влажным паром: температура воды может достигать 93°C
- Большая вместимость: объём в 160 л для обеих секций. Первая секция может дезинфицировать до 32 наконечников. А вторая секция дезинфицирует инструменты в отдельной корзине
- Цветной сенсорный экран, простой в эксплуатации
- 6 программ мойки
- Функция печати: печать в реальном времени
- Поддержка холодной/горячей воды
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Фильтр для подачи воды: пористость 96%; скорость фильтрации: 20-85 мл/ч
- Объём камеры: 160 л
- Метод сушки: просушка горячим воздухом
- Встроенный принтер

6 990 \$

GREENMED 65L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Источник питания: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1380 Вт
- Номинальное внешнее давление воды: 0,04–1,00 МПа
- Поддержка холодной/горячей воды
- Внутреннее давление потока: 0,3–0,4 МПа
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Объём камеры: 65 л
- Габариты (Д×Ш×В): 550×500×590 мм
- Вес нетто: ≤ 30 кг
- Рабочий шум: ≤ 50 дБ
- Встроенный принтер

4 890 \$



389 \$*
* НДС 22%

ES-CP-A101

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Ресивер: 25 литров
- Производительность: 55 л/мин
- Мощность: 550 Вт
- Уровень шума: 60 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 350×330×580 мм
- Вес: 23 кг



439 \$*
* НДС 22%

ES-CP-A201

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Ресивер: 38 литров
- Производительность: 75 л/мин
- Мощность: 800 Вт
- Уровень шума: 60 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 415×330×650 мм
- Вес: 27 кг



779 \$*
* НДС 22%

ES-CP-A102

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Ресивер: 60 литров
- Производительность: 110 л/мин
- Мощность: 1,1 кВт
- Уровень шума: 62 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 700×345×650 мм
- Вес: 42 кг



909 \$*
* НДС 22%

ES-CP-A202

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Ресивер: 60 литров
- Производительность: 150 л/мин
- Мощность: 1,6 кВт
- Уровень шума: 62 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 700×345×670 мм
- Вес: 46 кг



ES-CP-A201

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Ресивер: 38 литров
- Производительность: 75 л/мин
- Мощность: 800 Вт
- Уровень шума: 60 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 415×330×650 мм
- Вес: 27 кг



ES-CP-A203

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Ресивер: 80 литров
- Производительность: 225 л/мин
- Мощность: 2,4 кВт
- Уровень шума: 65 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 900×345×670 мм
- Вес: 70 кг



ES-CP-A302

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Ресивер: 100 литров
- Производительность: 280 л/мин
- Мощность: 2,8 кВт
- Уровень шума: 69 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 780×442×818 мм
- Вес: 76 кг



ES-CP-A303

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Ресивер: 130 литров
- Производительность: 420 л/мин
- Мощность: 4,2 кВт
- Уровень шума: 70 дБ
- Рабочее давление: 5,5-7,8 бар
- Размеры: 1065×442×818 мм
- Вес: 133 кг



KM-24.OLD10

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×645 мм
- Вес: 32 кг



KM-24.OLD10Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 60 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×645 мм
- Вес: 37 кг



KM-24.OLD10K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-24.OLD15

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×710 мм
- Вес: 40 кг



KM-24.OLD15Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×710 мм
- Вес: 47 кг



KM-24.OLD15K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-100.OLD15T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 86 кг



KM-100.OLD15TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 200 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 96 кг



KM-100.OLD15TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 106 кг



KM-100.OLD20T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 90 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 280 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 100 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 110 кг
- Питание: 380 В

✂ ×1-2

1 299 €



TORNADO 1

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 1
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 64 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 70 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂ ×1-3

2 200 €



TORNADO 2

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 2
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 140 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂ ×4-6

4 090 €



TORNADO 4

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 4
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 50 л
- Производительность: 270 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар
- Осушитель (опция)

✂ ×1-2



1 600 €

VS 300 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 300 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,58/0,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума: 63-65 дБ

✂ ×4-6



4 000 €

VS 900 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 900 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 1,68/1,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ

✂ ×2-3




3 500 €

Tyscor VS 2

Dürr Dental, Германия

Радиальная аспирационная установка
«влажного» типа

- Эффективная работа на большом расстоянии от стоматологической установки
- Производительность: 600 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,7 кВт
- Продолжительность включения: 100%
- Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин
- Уровень шума: 58 дБ
- Лёгкая интеграция в цифровые системы контроля при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse



КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Vimel Dental, Китай

Интраоральная камера
+ монитор (17 дюймов)
+ держатель монитора

- Система сигнала: PAL, NTSC
- Разрешение: 1,3 Мп
- Автофокус
- Расстояние фокусировки: 5-50 мм
- Длина провода: 2 м
- Вес наконечника: 42 г



SG-987

GreenMED, Китай

Электрическая зубная щётка

- Микровибрации (31 000 колебаний щетинок в минуту), генерируемые двойным магнитным мотором, позволяют мягко разрушать налёт, а колебательно-вращательное движение насадки (шириной до 6 мм) эффективно удаляет его.
- Класс водонепроницаемости IPX7 надёжно защищает корпус от влаги и проникновения воды, а также гарантирует безопасное использование при погружении в воду до 1 метра на 30 минут.
- Безопасный и долговечный литиевый аккумулятор обеспечит активное использование зубной щётки в течение 25 дней, а индикатор зарядки напомнит о необходимости зарядить устройство.
- 3 режима работы (отбеливание, регулярная чистка, массаж) для достижения наилучшего результата в зависимости от ваших индивидуальных потребностей.
- Умный таймер с напоминанием позволяет проводить чистку зубов наиболее эффективным способом.
- Высококачественная инновационная щетина сменных насадок способствует естественной очистке зубов и мягкой бережной полировке их поверхности.
- Стильный дизайн в виде бриллиантовых граней и приятное противоскользящее покрытие корпуса обеспечивают комфортную эксплуатацию.



Monolizh

Kevin Peter, Китай

Система распознавания файлов

Технические характеристики:

- Процессор: четырёхъядерный
- Оперативная память: 2 Гб
- Память: 32 Гб
- Операционная система: встраиваемая
- Поддерживает Wi-Fi
- Поддерживает Bluetooth
- Размер экрана: 3,5 дюйма
- Разрешение 640×480
- Сенсорная панель
- Батарея: 11,1 В, 2600 мА·ч
- Питание: Type-C (совместим с быстрой зарядкой)

- Обеспечивает научную оценку уровня работоспособности файла, предлагая клиницистам объективную справку перед каждым использованием
- Автоматически определяет данные о файле, такие как марка, модель, рекомендованный крутящий момент, частота вращения
- Предотвращает ошибки при настройке первоначальных параметров, обеспечивая более безопасную и чёткую работу
- Поддерживает интеллектуальное управление расходными материалами
- Система автоматически генерирует подробный профиль использования для каждого файла, записывая графики операций в режиме реального времени

С ножным
управлением
~~1600 €~~
1 230 €

С коленным
управлением
~~1800 €~~
1 427 €

Настольный
~~1800 €~~
1 427 €



PERFECTA 300

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Н-см, 1 000 – 40 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия: 2 года

С ножным
управлением
~~2100 €~~
1 670 €

С коленным
управлением
~~2500 €~~
1 862 €

Настольный
~~2500 €~~
1 862 €



PERFECTA 600

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Н-см, 1 000 – 50 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия: 2 года

С ножным
управлением
~~2800 €~~
2 135 €

С коленным
управлением
~~2800 €~~
2 135 €

С внешней
подачей жидкости
~~2500 €~~
2 135 €



PERFECTA 900

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 0,7 Н-см, 5 000 – 100 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный
- Гарантия: 2 года



HELIOS 600

Eighteeth, Китай

Интраоральный сканер

- Обновлённая версия одного из самых быстрых и точных сканеров на рынке. Сканирование полной дуги менее чем за 30 с с отклонением до 20,0 мкм.
- Автоматическая адаптивная калибровка
- Маленький и лёгкий. Вес всего 185 граммов
- Поле зрения: 16×14 мм
- Кнопка для переключения режимов
- Съёмный кабель (USB 3.0/Type-C)
- Съёмные поворотные на 180° наконечники
- Светодиодный источник света с защитой от запотевания, без порошка



RAYDENT MILL 4X

Ray, Ю. Корея

Фрезерный станок



RAYDENT Studio

Ray, Ю. Корея

3D-принтер



Ray Post Curing

Ray, Ю. Корея

Полимеризационная камера
УФ-отверждения



В подарок

Стартовый набор фрез,
5 блоков Ambr Mill C14 и
фотополимер HARZ Labs
Light Grey



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер



AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой





i900

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов.
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством.
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента.
- Точность на полной дуге: $10,9 \text{ мкм} \pm 0,98 \text{ мкм}$
- Область сканирования: до $26,9 \times 19,7 \text{ мм}$
- Камера: 10 бит
- Вес: 165 г
- Ширина: 35 мм
- В комплекте два кабеля: 2 и 2,5 метра
- USB Type-C 3.1
- Автоклавирование: до 150 раз



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов.
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством.
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом как для стоматолога, так и для пациента.
- Точность на полной дуге: $10,2 \text{ мкм}$
- Область сканирования: $15 \times 13 \text{ мм}$
- Высокоскоростная камера 70 кадров в секунду
- Вес: 245 г
- Длина кабеля: 2 м (ЭКСКЛЮЗИВ Medit i700: отсоединяемый провод)
- USB Type-C 3.1



Гарантия
1 год

Сканируй и узнавай,
как сканировать с Medit.





5 000 €

стандартная комплектация

7 000 €

с функцией сканирования в
артикуляторе и подставкой под
артикулятор

T310

Medit, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер уже с модулем артикулятора

- Разрешение камеры: 5,0 Мп × 2
- Точность: 9 мкм
- Сканирование модели: 18 с
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Опционально держатель моделей Screw jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 1 год



11 800 €

T710

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5,0 Мп × 4
- Точность: 4 мкм
- Сканирование модели: 8 с
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- Модуль для сканирования в артикуляторе
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Impression Jig
- Spray Supporter
- Screw Jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 1 год

X-Mill 520DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 650×815×810 мм
- Вес нетто: 170 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 120/120/105
A: 360° B: 0-120°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 4000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: цирконий, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Changer на 6 дисков 98 мм



21 950 \$

X-Mill 500 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 585×530×695 мм
- Вес нетто: 105 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 170/120/85
A: ±30; B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: цирконий, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



15 300 \$



16 500 \$

X-Mill 300

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 730×720×620 мм
- Вес нетто: 170 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 4
- С модулем для керамики
- С модулем для премиллов
- Область фрезерования XYZ: 125/130/80
A: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill abutment, glass ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя



17 800 \$

X-Mill 500 PLUS

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 820×750×720 мм
- Вес нетто: 210 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 220/160/120
A: ±35°, B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Автокалибровка: есть
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Водяное охлаждение шпинделя
- ПО HyperDENT в комплекте

37 200 \$



X-Mill 650 SE

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1170×820×1830 мм
- Вес: 955 кг
- Тулбокс (количество фрез): 36 фрез
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 4 кВт
- Количество осей обработки: 5 осей
- Область фрезировки XYZ: 370/160/180 мм, A: 360°, B: ±40
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: титановые премилы, смола, PEEK, прямоугольный холдер (140×150 мм), круглый холдер (98 мм)
- Водяное охлаждение шпинделя



2 199 990 ₽

X-Mill C500

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 520×732×666 мм
- Вес нетто: 140 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,7 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 151/100/107 мм, A: 360° B: ±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, glass ceramic, PMMA, titanium alloy
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, индивидуальные абатменты, коронки на абатменте
- Среднее время изготовления: стеклокерамика 17 мин., премил абатмент 25 мин.



26 990 \$

X-Mill 580 DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 950×750×1740 мм
- Вес нетто: 380 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,0 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 165/110/90 мм, A: ±30° B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Водяное охлаждение шпинделя

1 999 990 ₺



X-Mill 600 SE2

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 600×750×1750 мм
- Вес: 415 кг
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей обработки: 4 оси
- Область фрезировки XYZ: 200/200/125 мм, В: 360°
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Водяное охлаждение шпинделя
- Обрабатываемые материалы: glass ceramic, premill-abatment
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, индивидуальные абатменты
- Время изготовления: стеклокерамика 17 мин., премил абатмент 25 мин.



1 599 990 ₽

X-Mill C300

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 450×446×495 мм
- Вес нетто: 65 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Мощность шпинделя: 0,7 кВт
- Количество осей: 4
- Область фрезерования XYZ: 125/75/60 мм, А: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Обрабатываемые материалы: glass ceramic, PEEK, resin
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, коронки на абатменте
- Время изготовления: стеклокерамика 20 мин.



2 599 990 ₽

X-Mill 630D

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 800×650×850 мм
- Вес нетто: 380 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Мощность шпинделя: 2.5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 260/110/105 мм, А: 360° В: 360±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 20 фрез
- Водяное охлаждение шпинделя
- Смена фрез: автоматическая
- Обрабатываемые материалы: цирконий, PMMA, Bock, glass ceramic, титан, premill-abatment
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, индивидуальные абатменты, сплинты, ретейнеры, съёмные протезы
- Время изготовления: стеклокерамика 17 мин., воск 3 мин., премил абатмент 25 мин.

GK Two Pack

UniFormation, Китай

Комплект оборудования

- Комплект, состоящий из LCD 3D-принтера UniFormation GKtwo, а также двух фирменных устройств для пост-обработки UniFormation Curing Station и UniFormation Resin Cleaner
- Разрешение монохромной матрицы с диагональю 10,3 дюйма составляет 7680×4320 пикселей
- Большая область печати: 228×128×245 мм
- Точность по оси XY – 29,6 микрон
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Активная система фильтрации
- Угольный фильтр
- Устройство УФ-засветки обладает большой рабочей областью: 260×140 мм
- Вместимость ультразвуковой ванны: 7 л
- Стандартный цикл ультразвуковой очистки: 3 минуты

199 990 ₽

GK 3 Ultra Pack

UniFormation, Китай

Профессиональный комплект для 3D-печати

Включает:

1. 3D-принтер UniFormation GK3 Ultra
2. Устройство для промывки UniFormation Wash 3 Ultra
3. УФ-камера UniFormation Cure 3 Ultra
4. Принтер с 6K монохромным экраном

- Область печати 300×160×300 мм обеспечивает исключительную детализацию и высокую скорость работы, подходит для создания крупных прототипов и точных моделей
- Устройство для промывки ускоряет очистку напечатанных деталей, минимизируя ручной труд
- УФ-камера гарантирует равномерное пост-отверждение, обеспечивая профессиональное качество готовых изделий
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Всё необходимое для безупречной 3D-печати в одном наборе

299 990 ₽



R407



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Бесщёточный двигатель
- Управляющий кабель в комплекте
- Подключение к двум фрезерам
- Подключение к компрессору для самоочистки
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Поддержка совместной работы с двумя CAM-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 1200 Вт



R412



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Бесщёточный двигатель
- Управляющий кабель в комплекте
- Подключение к одному фрезеру
- Подключение к компрессору для самоочистки
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Поддержка совместной работы с двумя CAM-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 900 Вт



F6



GreenMED, Китай

Печь для спекания

- Подходит для спекания диоксида циркония благодаря максимальной температуре 1700°C
- Высококачественные нагревательные элементы из дисилицида молибдена
- Нагревательная камера с высококачественными изоляционными материалами
- Большое внутреннее пространство вмещает 2 тигля одновременно
- Размер: 42×46,5×80 см
- Масса: 61 кг
- Общая мощность: 2500 Вт
- Уровень защиты: IP21



SHT

ХТСЕРА, Китай

Циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 НВ
- Трансляцентность (прозрачность): 47%




SHT ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 НВ
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



3D ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: от 1100 до 750 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 НВ
- Трансляцентность (прозрачность): от 43% до 55%

* Цена за штуку при покупке от пяти штук

ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T1 (long)	T2	T2 (long)	T3	T4 (endmill)	T5
Диаметр режущей кромки	2	2	1	1	0,6	1	0,3
Рабочая длина	16	22	16	20	8	16	2
Диаметр хвостовика	4	4	4	4	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50	50	50	50	50

ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	2,5	1	0,6
Рабочая длина	16	10	10
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	45	45	45

ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	3	2	1,5
Рабочая длина	14	12	8
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50

ФРЕЗЫ ПО РММА/WAX

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3	T4(endmill)
Диаметр режущей кромки	2	1	0,6	0,6
Рабочая длина	16	16	8	8
Диаметр хвостовика	4	4	4	1,0
Длина фрезы	50	50	50	50



M150

Riton, Китай

3D-принтер

- Область построения: цилиндр: $\varnothing$ 150 мм; высота: 120 мм
- Кол-во лазеров: 1 шт
- Мощность/тип лазера: 500 Вт; волоконный
- Длина волны лазера: 1,064 μ m
- Скорость сканирования: 14 000 мм/с
- Толщина слоя: 20-50 мкм
- Электропитание: 2,5 кВт / 220 В
- Размеры: 790×1010×1670 мм
- Вес: 500 кг
- Поддерживаемые материалы: Stainless steel, CoCr
- Защитный газ: Азот/Аргон





MLAB

Riton, Китай

3D-принтер

- Область построения: цилиндр: $\varnothing 100$ мм; высота: 80 мм
- Кол-во лазеров: 1 шт
- Мощность/тип лазера: 250 Вт; Волоконный
- Длина волны лазера: 1,064 μm
- Скорость сканирования: 11 200 мм/с
- Толщина слоя: 20-50 мкм
- Электропитание: 2,5 кВт / 220 В
- Размеры: 800×600×600 мм
- Вес: 135 кг
- Поддерживаемые материалы: CoCr, Titanium
- Защитный газ: Азот/Аргон



 **NAVIDENT**

Канада

NAVIDENT EVO

Система динамической навигации, обеспечивающая точное планирование и выполнение имплантационных процедур в реальном времени.

Отслеживание инструментов на 360°

MicronTracker 4 отслеживает хирургические инструменты во всём диапазоне их движения, устраняя слепые зоны. Небольшие метки на инструментах обеспечивают рабочий процесс без нарушений.

Непревзойдённая точность

MicronTracker 4 обеспечивает лучшую в своём классе точность. Она достигает 80 микрон по всему полю зрения. На небольших участках он может достичь ещё более высокой точности (менее 50 микрон) — идеально для деликатных процедур.

Роботизированная камера

Камера автоматически поворачивается и настраивается в соответствии с движениями хирурга и пациента, исключая необходимость в ручной настройке. Это обеспечивает большое поле обзора, что очень важно для сложных процедур, а также позволяет не нарушать стерильное поле для манипуляций с камерой.





MICRONMAPPER

Эта технология позволяет специалистам создавать предварительные 3D-протезы для обеих челюстей всего за один час после завершения операции.

Точность

- 50 мкм — толщина человеческого волоса
- 40 мкм — нижний предел видимости человеческого глаза
- 2 мкм — уровень точности MicronMapper

Скорость и удобство

Процесс сканирования занимает менее минуты.
Простой интерфейс: введите имя пациента, выберите челюсть и имплантат.

Интеграция

Экспорт данных в STL для автоматического выравнивания в ExoCad.
Поддержка FitCheck для проверки точности изготовления мостовидных протезов.



MICRONMAPPER EVO

Мощный модуль, который расширяет возможности системы Navident EVO, интегрируя современные функции фотограмметрии в динамическую навигационную систему.

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря устранению необходимости в физических моделях зубов, MicronMapper EVO делает процесс более эффективным и экономичным. Сокращение времени на приём и общей продолжительности лечения улучшает опыт пациента.

Точность


Оцените встроенную фотограмметрию в системе Navident EVO, предлагающую быстрое и интегрированное решение, необходимое каждому специалисту «All-on-X».

Экономическая эффективность

MicronMapper EVO устраняет необходимость в физических моделях, сокращает время работы и общую продолжительность обработки. Конечный результат — более эффективный, точный и экономичный процесс.

Подробнее
на сайте claronav.ru





ART 567DK

SAM, Германия

Профессиональный набор артикуляционной системы (Digital Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 565M с протрузионными винтами)
- Направляющие углов ССП и Беннетта (всех видов)
- Настраиваемый резцовый столик
- Цифровая лицевая дуга с переносом AxioPrisa (AXP 100WK)
- Регулируемый носовой упор
- Указатель контрольной точки для лицевой дуги
- 20 стандартных насадок
- 20 насадок для II класса (KS)
- 20 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- Блок U25 синий для ВЧ
- Блок U35 чёрный для ВЧ
- Блок L15 красный для НЧ
- Блок L25 синий для ВЧ
- Магниты Axiosplit 4 штуки
- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 20 штук
- Лицензия AxioPrisa на 24 месяцев
- Лицензия AxioSnapMount на 24 месяца
- Транспортировочный кейс




ART 517DK

SAM, Германия

Стартовый набор артикуляционной системы (Digital Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 515M)
- Цифровая лицевая дуга с переносом AxioPrisa (AXP 100WK)
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- Блок U25 синий для ВЧ
- Блок L15 красный для НЧ
- Магниты Axiosplit 2 штуки
- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 5 штук
- Лицензия AxioPrisa на 12 месяцев
- Лицензия AxioSnapMount на 12 месяцев
- Транспортировочный кейс



ART 567MK

SAM, Германия

Профессиональный набор артикуляционной системы (Manual Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 565M с протрузионными винтами)
- Направляющие углов ССП и Беннетта (всех видов)
- Настраиваемый резцовый столик
- Лицевая дуга
- Носовой упор
- Суставный механизм с металлической вилкой
- Приёмная каретка
- Подставка под вилку телескопическая
- Подставка для гипсовки нижней челюсти
- Колпачки для ушных опорных элементов
- Жёлтые монтажные пластины MPS 66×55 мм по 20 штук
- Транспортировочный кейс



ASM 100WK

SAM, Германия

AxioSnapMount профессиональный набор MPS

- Металлическая подставка под блоки
- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2.5 мм, +5.0 мм, +7.5 мм) по 20 штук
- Блок U25 синий для ВЧ
- Блок U35 чёрный для ВЧ
- Блок U45 жёлтый для ВЧ
- Блок U55 красный для ВЧ
- Блок L15 красный для НЧ
- Блок L25 синий для НЧ
- Блок L35 чёрный для НЧ
- Блок L45 жёлтый для НЧ
- Магниты 8 штук
- Лицензия ASM на 24 месяца



AXP 100WK

SAM, Германия

Цифровая лицевая дуга (комплект)

- Рама лицевой дуги
- Носовой упор
- AxioPrisa цифровой перенос
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- 40 колпачков для ушных опорных элементов
- Лицензия AxioPrisa на 24 месяца



ART 515M

SAM, Германия

Артикулятор SAM 3 MPS

- Резцовый столик прямой
- Резцовый штифт
- Опорный штифт
- Наклонные опорные штифты
- Направляющие угла Беннетта прямые серые
- Направляющие угла Беннетта зелёные
- Направляющие угла ССП белые
- Транспортировочный кейс



ART 565M

SAM, Германия

Артикулятор

- Регулируемый резцовый столик
- Опорный штифт
- Наклонные опоры
- Протрузионные/ретрузионные винты, две штуки
- Резцовый штифт с микрорегулировкой III PM
- Комплект вставок суставного пути
- Направляющие угла Беннетта, комплект II
- Кейс для транспортировки



ASM 415 K

SAM, Германия

Комплект блоков AG для Artex Carbon c Splitex

- Блок средний +10 мм 2 штуки
- Блок большой +20 мм 2 штуки
- Магниты Axiosplit 4 штуки



AXP 100S

SAM, Германия

AxioPrisa стартовый набор

- AxioPrisa цифровой перенос
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)



ASM 100IK

SAM, Германия

AxioSnapMount стартовый набор MPS

- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 5 штук
- Блок U25 синий для ВЧ, блок L25 синий для НЧ
- Магниты Axiosplit 2 штуки
- Лицензия AxioSnapMount на 6 месяцев



ASM 125

SAM, Германия

Монтажные пластины ASM

- Монтажные пластины ASM +0,0 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +2,5 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +5,0 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +7,5 мм 20 штук



MPS

SAM, Германия

Комплект монтажных пластин MPS

- Жёлтые монтажные пластины MPS 66×55 мм по 20 штук



MYOTRONICS




Myotronics K7

Myotronics-Noromed, Inc., США

Диагностическая система


Система функционального анализа, основанная на более чем 50-летнем опыте и признанная ведущими стоматологами мира.

K7 | CMS Кинезиография




Уникальная запатентованная технология, которая позволяет отследить динамику движения нижней челюсти в трёх измерениях, не нарушая естественного состояния лица и губ пациента, что особенно важно для записи жевания и положения нижней челюсти в состоянии физиологического покоя. Также система позволяет определить нейромышечную позицию нижней челюсти с максимальной точностью.

K7 | EMG Электромиография



Восьмиканальный электромиограф системы K7 является мировым «золотым стандартом» по точности записи мышечного статуса. Он позволяет в режиме реального времени провести оценку жевательных мышц и мышц шейного отдела, как в состоянии покоя, так и на функциональных пробах. А также сопоставить результаты измерений мышц до и после ТЭНС.


K7 | ESG Электросонография



Единственная в мире система, позволяющая записать шумы, щелчки, крепитацию в области ВНЧС в виде звукового сигнала. Высокочувствительные микрофоны регистрируют истинные звуки при движении суставов, оценивая их громкость, интенсивность, сопоставляя их со стадией движения суставной головки с точностью до долей миллиметра.

При покупке Myotronics K7
миостимулятор J5 Dental TENS

В ПОДАРОК



**Аппарат для
ультранизкочастотной
ТЭНС терапии J5 Dental
TENS от компании
Myotronics (США).**

Аппарат оснащён двумя каналами. Первый воздействует на лицевой тройничный нерв, второй на добавочный. Каждый канал имеет отдельную регулировку амплитуды и баланса. Также аппарат оснащён системой контроля прохождения импульсов между электродами, позволяющей контролировать правильность проведения самой процедуры.



Плавное
бесступенчатое
увеличение

4K-дисплей LG
27 дюймов

16 500 \$


Увеличение: 1,6x ~ 31x

C-CLEAR 4K

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный
микроскоп с плавным зумом и встроенной 4K-камерой

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование (плавный зум): 1,6x ~ 31x
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, **120 000 Люкс**
- Окуляры: 12.5x широкоугольные, +7~-7 D, регулировка наглазника
- Бинокулярный тубус с углом наклона от 0 до 180°
- Маятниковая система
- Вариообъектив **f = 190-480 мм**
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45°
- Оптика с индексом цветопередачи CRI (Ra): >90
- Звуковое сопровождение фото- и видеосъёмки



Зелёный и оранжевый
светофильтр



Встроенная
4K-камера



Беспроводная
педаль



Гарантия
3,5 года

Смотрим в оба: полный
видеозахват на микроскоп



14 000 \$



Плавное
бесступенчатое
увеличение

C-CLEAR

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с плавным зумом

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование: 1,6x ~ 32x (Блок плавного увеличения 1:6)
- Окуляр: 12,5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка расстояния наглазников
- Бинокулярный тубус с углом наклона от 0 до 180°
- Поворотная система бинокулярного тубуса +30°
- Вариообъектив: f = 190-480 мм
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 120 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45° (45° наклонный делитель луча, с поворотной площадкой бинокулярного тубуса)
- Индекс цветопередачи CRI (Ra): > 90

в подарок



Беспроводная
педаль



Встроенная
4К-камера



4К-дисплей



Гарантия
3,5 года

11 000 \$



Револьверное
ступенчатое увеличение

C-CLEAR-1

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с револьверным зумом

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование: 5x, 7,5x, 10x, 20x, 31x (пятиступенчатое револьверное увеличение)
- Окуляр: 12,5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка высоты чашечки для глаз
- Бинокулярная трубка с углом наклона от 0 до 180°, f = 170 мм
- Поворотная система бинокулярного тубуса +30°
- Вариообъектив f = 190-480 мм
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 100 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Индекс цветопередачи CRI (Ra): > 90

в подарок



Беспроводная
педаль



Встроенная
4К-камера



4К-дисплей



Гарантия
3,5 года

1 392 \$
x2.5

1 577 \$
x3.0

2 120 \$
x3.3



NK00

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL

- Увеличение x3.0
- Вес: 37 г
- Поле обзора: 130:400 мм
- Глубина: 110:400
- Тип: TTL

- Увеличение x3.3
- Вес: 60 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL

2 755 \$
x3.8

2 910 \$
x5.0

3 065 \$
x6.0



NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.8
- Вес: 53 г
- Поле обзора: 70:400 мм
- Глубина: 50:400
- Тип: TTL

- Увеличение x5.0
- Вес: 58 г
- Поле обзора: 60:400 мм
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL

- Увеличение x6.0
- Вес: 63 г
- Поле обзора: 45:400 мм
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL

NK REFRACTIVE

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.5
- Вес: 47 г
- Поле обзора: 115:450 мм
- Увеличение x4.5
- Вес: 48 г
- Поле обзора: 105:450 мм
- Увеличение x6.5
- Вес: 52 г
- Поле обзора: 55:50 мм

NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL

MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Осветитель

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 140 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Регулирование мощности света
- Время зарядки всего 3 часа
- До 10 часов непрерывного использования без подзарядки
- Ёмкость батареи: 5200 мА·ч

2 785 \$
x3.5

2 940 \$
x4.5

3 095 \$
x6.5



1 400 \$



1 700 \$

1 790 \$
x3.5

2 571 \$
x6.0

2 849 \$
x8.0



ERGO

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокли

- Увеличение: 3,5х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 100-140 мм. Поле обзора: 90-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 4,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 90-120 мм. Поле обзора: 85-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 5,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г
- Увеличение: 6,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 60-80 мм. Поле обзора: 55-75 мм. Вес: 59,6 г
- Увеличение: 8,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г

WIRED LIGHT

SWAN Loupes Co, Германия

Проводной Осветитель для бинокли

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 9-12 ч

450 \$



WIRELESS FEATHER LIGHT

SWAN Loupes Co, Германия

Беспроводной Осветитель для бинокли

- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 3-4 ч
- Время зарядки: 45 мин
- В комплекте 1 или 2 батареи

889 \$





4x

Kevin Peter, Китай
Бинокляры
Увеличение: 4x
Вес: 110 г
Рабочее расстояние:
360-440 мм
Угол: 0°

Скоро



4x

Kevin Peter, Китай
Бинокляры
Увеличение: 5x
Вес: 115 г
Рабочее расстояние:
440-540 мм
Угол: 0°

Скоро



3x

Kevin Peter, Китай
Бинокляры
Увеличение: 3x
Вес: 84 г
Рабочее расстояние:
280-380 мм
Угол: 48°

Скоро



4x

Kevin Peter, Китай
Бинокляры
Увеличение: 4x
Вес: 86 г
Рабочее расстояние:
360-460 мм
Угол: 48°

Скоро



5x

Kevin Peter, Китай
Бинокляры
Увеличение: 5x
Вес: 90 г
Рабочее расстояние:
440-540 мм
Угол: 48°

Скоро



i Light

Kevin Peter, Китай
Беспроводной
осветитель
Вес: 15 г
Диаметр светового
пятна: Ø16 мм
Яркость: 50 000 Люкс
Цветовая температура:
5500 К

Скоро



i Light

Kevin Peter, Китай
Проводной осветитель
Вес: 24 г
Диаметр светового
пятна: Ø18 мм
Яркость: 70 000 Люкс
Цветовая температура:
5500 К

Скоро

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ



PURE REFLECT®
Зеркало для микрохирургии
7×2 мм – прямоугольное

66,72 €



PURE REFLECT®
Зеркало для микрохирургии
9×3 мм – прямоугольное

66,72 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Окклюзионное, для взрослых
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, для детей
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,48 €



Вестибулярное
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Лингвальное узкое
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,48 €



Лингвальное широкое
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Латеральное
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, большое L
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, большое XL
Хромированное
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Вращающийся держатель
зеркал для фотосъёмки

50,85 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА



Родиевое зеркало №8 × 1 шт.

13,80 €

PURE REFLECT® зеркало №8 × 1 шт.

18,60 €



Родиевое зеркало №9 × 1 шт.

15,70 €

PURE REFLECT® зеркало №9 × 1 шт.

20,70 €



Родиевое зеркало №10×1 шт.

20,70 €

PURE REFLECT® зеркало №10×1 шт.

24,90 €

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА



12,13 €

Ручка для зеркала XL STYLE



6,62 €


Ручка для зеркала DESIGN



5,18 €

Ручка для зеркала 8 граней

TOPvision FS Rhodium



6730X 2

Зеркало для фотопротокола, 74×106 мм

14 990 P



6730X 3

Зеркало для фотопротокола, 42×128 мм

14 990 P

MEGA FS mouth mirror



Ø22 мм

6560

Зеркала №4 с передней отражающей поверхностью (альтернатива родиевым), упаковка 12 шт.

85,34 €



Ø24 мм

6561

Зеркала №5 с передней отражающей поверхностью (альтернатива родиевым), упаковка 12 шт.

85,34 €

MEGA FS Rhodium



Ø22 мм

6 060 MEGA 4 plane

Зеркала родиевые №4, упаковка 12 шт.

128,09 €



Ø24 мм

6 061 MEGA 5 plane

Зеркала родиевые №5, упаковка 12 шт.

128,09 €

TOPvision FS mouth mirror



Ø22 мм

633X4 TOPvision FS SS

Зеркало №4 с передней отражающей поверхностью (альтернатива родиевым), упаковка 12 шт.

52,57 €



Ø24 мм

633X5 TOPvision FS SS

Зеркало №5 с передней отражающей поверхностью (альтернатива родиевым), упаковка 12 шт.

52,57 €

Economy mouth mirror



Ø22 мм

770X4 Economy

Зеркало №4 покрытие из чистого серебра, упаковка 12 шт.

43,67 €



Ø42 мм

770X5 Economy

Зеркало №5 покрытие из чистого серебра, упаковка 12 шт.

43,67 €

SEplus mouth mirror



Ø20 мм

702X3 SEplus

Зеркало №3 покрытие из чистого серебра, упаковка 12 шт.

50,23 €




Ø22 мм

702X4 SEplus

Зеркало №4 покрытие из чистого серебра, упаковка 12 шт.

50,23 €

RELAX mouth mirror




Ø22 мм

7300 Relax FS ULTRA

Зеркала просветленные №4, упаковка 10 шт., разноцветные

200,69 €



Ø22 мм

7100 Relax FS Rhodium

Зеркала просветленные №4, упаковка 10 шт., разноцветные

106,93 €

ULTRA FS ultra bright



Ø22 мм

6 160 ULTRA FS 4 plane

Зеркала ультраяркие №4, упаковка 6 шт.

132,94 €



Ø24 мм

6 161 ULTRA FS 5 plane

Зеркала ультраяркие №4, упаковка 6 шт.

132,94 €



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



VistaScan Mini Easy

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0 и 2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны уже через 6 секунд
- Компактное оборудование для кабинета
- Масса: 6,5 кг
- Размеры (В×Ш×Г): 226×234×243 мм
- Функция режима ожидания (Stand-by)



1 290 \$

HyperLight

Eighteeth, Китай

Высокочастотный портативный дентальный рентген

- Максимальное анодное напряжение: 65 кВ
- Размер фокального пятна: 0,4 мм
- Способ крепления: портативный
- Тип трубки: высокочастотный
- Вес: 1,8 кг
- Ток: 2,5 мА
- Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч×4 (10,000 мАч)
- Напряжение сети: 100-240 В, 50/60 Гц
- Диапазон времени экспозиции: 0,02-2 с



1 390 \$

Nanopix 1

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 25,4×36,8×4,4 мм
- Матрица: 1000×1500
- Теоретическое разрешение: 25 lp/mm
- Реальное разрешение: 20 lp/mm
- Активное поле: 20×30 мм
- Интерфейс: USB 2.0



1 590 \$

Nanopix 2

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 30,4×41,9×4,4 мм
- Матрица: 1300 x 1800
- Теоретическое разрешение: 25 lp/mm
- Реальное разрешение: 20 lp/mm
- Активное поле: 26×36 мм
- Интерфейс: USB 2.0



DT-703

GreenMED, Китай

Портативная стоматологическая рентгеновская система

- Класс прибора: II B
- Генератор рентгеновского излучения:
 - Напряжение на трубке: 70 кВ (постоянное)
 - Ток в трубке: 3 мА (постоянный)
 - Время экспозиции: 0,02–0,5 с

Рентгеновская трубка:

- Фокальное пятно: 0,3 мм
- Угол мишени: 13°
- Теплоёмкость анода: 7 кДж
- Собственная фильтрация: алюминий, 0,5 мм
- Поле облучения рентгеновскими лучами: расстояние от источника до приёмника (SID) 200 мм



RIOSensor RIS500

RAY, Ю. Корея

Визиограф

- Size 1, size 2
- Прямое подключение через USB-порт
- Внешние габариты: 39×25 мм (size 1), 42×30 мм (size 2)
- Область изображения: 30×20 мм (size 1), 34×26 мм (size 2)
- Размер пикселя: 20×20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП (size 1), 2,2 мП (size 2)
- Разрешение: 25 lp/mm
- Длина кабеля: 2 м



PSPIX 2

Acteon, Франция

Система для считывания рентген-снимков

PSPIX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного соединения между пластиной и блоком оцифровки. Система совместима с любыми рентген-аппаратами

- Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм
- Время сканирования (быстрое): 1,6–2,7 с
- Время сканирования (выс. разрешение): 2,1–3,6 с
- Сетевое подключение: Ethernet RJ-45
- Размеры (Ш×Г×В): 154×204×193 мм
- Вес: 2,6 кг



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

+




RIOSensor RIS500

RAY, Ю. Корея

Визиограф

=

3 390 €



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

+



RIOSensor RIS500

RAY, Ю. Корея

Визиограф

=

3 490 €



DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

+



RIOSensor RIS500

RAY, Ю. Корея

Визиограф

=

329 990 ₺

PRIMO TRIPLO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 450 нм при 3 Вт, 635 нм, 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Режим: непрерывный — импульсный
- Диапазон импульсов: импульс 20μs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,8 кг
- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное ПО, русифицированное меню
- Режим Master Mode (продвинутый)
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- 35 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические автоклавируемые (134°) наконечники и универсальные аксессуары: ФДТ, ВНЧС, отбеливание

6 500 €

PRIMO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 980 нм при 10 Вт, 635 нм
- Частота: до 25 кГц
- Режим: непрерывный — импульсный
- Диапазон импульсов: импульс 20μs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,8 кг
- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное ПО, русифицированное меню
- Режим Master Mode (продвинутый)
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- 35 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические автоклавируемые (134°) наконечники и универсальные аксессуары: ФДТ, ВНЧС, отбеливание

4 500 €



Гарантия
1 год

1 830 €

IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер)
без наконечника

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Н·см
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Н·см
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8 м
- Гарантия: 1 год



Гарантия
1 год

2 500 €

IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер)
с наконечником WS-75 L G (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Н·см
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Н·см
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический разборный наконечник WS-75 LG с генератором питания светодиода
- Гарантия: 1 год



Гарантия
1 год

2 270 €

IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер)
с наконечником WI-75 E/КМ (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Н·см
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Н·см
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический наконечник WI-75 E / КМ 20:1 без света, неразборный
- Гарантия: 1 год



IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Нсм)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Нсм



Микромотор
с оптикой LED



Ножная педаль
беспроводная S-NW



Угловой наконечник
с оптикой 20:1



IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Нсм)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Нсм



Микромотор
с оптикой LED



Ножная педаль
проводная S-N2



Угловой наконечник
с оптикой 20:1



PIEZOMED SA-435 M

W&H Dentalwerk, Австрия

Модуль к физиодиспенсеру Implantmed SI-1023

Пьезохирургия и имплантология в одном устройстве

- Piezomed распознаёт наконечник, когда он установлен, и автоматически настраивает необходимую мощность
- Эффективное охлаждение рабочей зоны
- Библиотека инструментов
- Охлаждение без корпусного вентилятора
- Функция документирования
- Ножная педаль управления (опционально): S-N2/S-NW
- Номинальный расход хладагента: не менее 90 мл/мин
- Размер: 90×140×285 мм
- Вес: 0,7 кг
- Длина кабеля микромотора: 1,8/3,5 м



3 380 €

Piezomed SA-320

W&H Dentalwerk, Австрия

Пьезохирургический аппарат для хирургии и имплантологии (пьезотом), с оптикой

- Автоматическое определение инструмента
- Три режима работы
- Функция «Ускорения» (Boost) для временного увеличения мощности на 20%
- Идеальное освещение области лечения благодаря кольцу из светодиодов по технологии LED, встроенному в наконечник
- Эффективное охлаждение благодаря выходным отверстиям спрея, расположенным близко к рабочей зоне инструмента
- Стерилизуемый в автоклаве наконечник с LED-разъёмом и кабелем
- Мощность можно менять вручную для каждого типа насадок
- В линейке из 24 насадок от компании W&H представлены насадки для каждого клинического случая
- В комплекте подставка для наконечника и ключ для замены инструмента



Наконечник с длиной кабеля 1,8 м + клипсы



Ножная педаль S-N1



Комплект трубок для ирригации



Комплект насадок Bone (B1, B2R, B2L, B3, B4, B5)



1 050 €

Bone

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных Bone
к Piezomed

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Арт. 07173100



320 €

EX

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных EX
к Piezomed

EX1, EX2

Арт. 07173500



460 €

Paro

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных Paro
к Piezomed

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400



820 €

Endo

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных Endo
к Piezomed

R1D, R2RD, R2LD, R3D,
R4RD, R4LD

Арт. 07173300



738 €

Sinus SPECIAL

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных Sinus
к Piezomed

S1, S2, S3, S4, S5

Арт. 07173200



1 440 €

Crestal P

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных
Implant к Piezomed

I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

Арт. 07997110



1 440 €

Crestal A

W&H Dentalwerk, Австрия
Набор насадок
инструментальных Implant
к Piezomed

I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

Арт. 07997090

**B1**

W&H Dentalwerk, Австрия
Мелкозубая пила для тонких разрезов, с малой потерей костной ткани при заборе костных блоков.
Арт. 05530100

188 €**B2R**

W&H Dentalwerk, Австрия
Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.
Арт. 06958600

188 €**B2L**

W&H Dentalwerk, Австрия
Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.
Арт. 05544400

188 €**B3**

W&H Dentalwerk, Австрия
Острая насадка для моделирования и формирования контура поверхности кости, а также для сбора костной стружки.
Арт. 05542100

163 €**B4**

W&H Dentalwerk, Австрия
Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.
Арт. 05543800

163 €**B5**


W&H Dentalwerk, Австрия
Острый скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.
Арт. 05534500

163 €**B6**

W&H Dentalwerk, Австрия
Специальная пила для тонких и глубоких разрезов.
Арт. 07022500

163 €**B7**

W&H Dentalwerk, Австрия
Специальная пила для тонких и глубоких разрезов.
Арт. 07022600

163 €**I1**


W&H Dentalwerk, Австрия
С алмазным покрытием и маркировкой глубины для пилотного препарирования и точного осевого расположения.
Арт. 06364500

181 €**I2A**

W&H Dentalwerk, Австрия
Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (2 мм) на желаемую глубину для передней области.
Арт. 07797800

312 €**I2P**

W&H Dentalwerk, Австрия
Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (2 мм) на желаемую глубину для задней области.
Арт. 07788800

312 €**I3A**

W&H Dentalwerk, Австрия
Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (3 мм) на желаемую глубину для передней области.
Арт. 07885600

324 €



I3P

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (3 мм) на желаемую глубину для задней области.

Арт. 07887000

324 €



I4A

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (4 мм) на желаемую глубину для передней области.

Арт. 07889400

337 €



I4P

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (4 мм) на желаемую глубину для задней области.

Арт. 07889500

337 €



EX1

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка для atraumatic removal зубов, сохраняет альвеолярную кость. Арт. 06069300

136 €



EX2

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка для atraumatic removal зубов, сохраняет альвеолярную кость. Арт. 06071100

135 €



S2

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка округлая с алмазным покрытием, для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Арт. 05534700

136 €



S3

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05508200

136 €



S4

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для atraumatic removal отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05542300

136 €



S5

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для atraumatic removal отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Арт. 05542800

136 €




Z25P

W&H Dentalwerk, Австрия

С алмазным покрытием для расширения отверстия под имплантат (диаметр до 2,5 мм) в кортикальном слое кости.

Арт. 07785600

204 €



Z35P

W&H Dentalwerk, Австрия

С алмазным покрытием для расширения отверстия под имплантат (диаметр 3,5 мм) в кортикальном слое кости.

Арт. 07889500

217 €

СИНУС-ЛИФТИНГ



S1

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Арт. 05542900

129 €

Proxeo Ultra PB-530

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Беспроводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205 мм
- Вес: 1106 г
- 4 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:

Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)

Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)

2 000 €

Proxeo Ultra PB-520

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205 мм
- Вес: 1064 г
- 3 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:

Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)

Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)

1 050 €

Proxeo Ultra PB-510

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой


- Бесступенчатая регулировка мощности
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×110 мм
- Вес: 807 г
- 3 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:

Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)

Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)

834 €


**УДАЛЕНИЕ
ЗУБНОГО КАМНЯ**



75 €

1U


W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня.
Арт. 05076200



75 €

1US


W&H Dentalwerk, Австрия
Для предварительного
удаления наддесневого
зубного камня.
Арт. 07983820



81 €

2U


W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня и поддерживающей
терапии пациентов.
Арт. 05076300



81 €

2US


W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня и поддерживающей
терапии пациентов.
Арт. 07983830



95 €

3U

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления наддес-
невого зубного камня,
особенно для очистки
межзубных промежутков.
Арт. 05368200



95 €

3US

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления
наддесневого зубного
камня, особенно для
очистки межзубных про-
межутков. Арт. 07983850

ПАРОДОНТОЛОГИЯ



107 €

1P

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления под-
десневого зубного камня,
идеально для глубоких
пародонтальных кар-
манов. Арт. 05370400



138 €

3Pr


W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с правым изгибом
для пародонтальной
санации.
Арт. 06364900



138 €

3Pl

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка с левым изгибом
для пародонтальной
санации.
Арт. 06365000



107 €

1PS

W&H Dentalwerk, Австрия
Для удаления под-
десневого зубного камня,
идеально для глубоких
пародонтальных кар-
манов. Арт. 07983860



107 €

1I


W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка
для эффективной
и щадящей очистки
имплантатов и сопут-
ствующих реставраций.
Арт. 06364500



136 €

P1

W&H Dentalwerk, Австрия
Насадка для удаления
поддесневых отложений.
Арт. 06067700



163 €

P2RD

W&H Dentalwerk, Австрия
Изогнутая вправо
насадка с алмазным
покрытием для
обработки оголённых
корней зуба.
Арт. 06061700



P2LD

W&H Dentalwerk, Австрия
Изогнутая влево насадка
с алмазным покрытием
для обработки
оголённых корней зуба.
Арт. 06061800

163 €



R4LD

W&H Dentalwerk, Австрия
Сильно изогнутая влево
насадка с алмазным
покрытием для ретро-
градной обработки
корневого канала.
Арт. 06004700

136 €

ХИРУРГИЯ



R1D

W&H Dentalwerk, Австрия
Тонкая насадка
с алмазным покрытием
для ретроградной
обработки корневого
канала. Арт. 05975200

136 €



1E

W&H Dentalwerk, Австрия
Нережущий инструмент
для орошения в конце
подготовки корневого
канала.
Арт. 06367900


119 €



R2RD

W&H Dentalwerk, Австрия
Слегка изогнутая
вправо насадка
с алмазным покрытием
для ретроградной
обработки корневого
канала. Арт. 05991000

136 €



3E

W&H Dentalwerk, Австрия
Удаление сломанного
инструмента
из корневого канала.
Арт. 06368100

127 €



R2LD

W&H Dentalwerk, Австрия
Слегка изогнутая
влево насадка
с алмазным покрытием
для ретроградной
обработки корневого
канала. Арт. 05999400

136 €



6E

W&H Dentalwerk, Австрия
Удаление пломб
и кальцификатов
корневых каналов.
Арт. 07812500

127 €




R3D

W&H Dentalwerk, Австрия
Угловая насадка
с алмазным покрытием
для ретроградной
обработки корневого
канала. Арт. 05998800

136 €


РЕСТАВРАЦИЯ



1R

W&H Dentalwerk, Австрия
Расширение фиссур.
Арт. 05849401

105 €



R4RD

W&H Dentalwerk, Австрия
Сильно изогнутая вправо
насадка с алмазным по-
крытием для ретроград-
ной обработки корневого
канала.
Арт. 06005000

136 €

PROPHYFLEX 4

KaVo, Германия

Порошкоструйный наконечник

- Можно использовать для обработки поверхностных тканей зуба под и над десной
- Легко разбирается для удобства при обработке, чистке и дезинфекции
- Три варианта канюль
- Трёхступенчатая ступенчатая регулировка мощности
- Три цвета на выбор (розовый, синий и лайм)
- Контейнеры для порошка с крышечками
- Настройка расхода порошка
- Регулируемая длина наконечника
- Универсальный для всех видов стоматологических установок
- Выбор вкуса порошка в соответствии с предпочтениями пациента
- Рукоятка вращается на 360°
- Лёгкий и удобный в использовании

84 000 ₽

RONDOFLEX PLUS 360

KaVo, Германия

Воздушно-абразивный наконечник

- Система пескоструйной обработки с распылением воды для снижения образования водопылевой взвеси
- За счёт быстросъёмного соединения MULTiflex управляется педалью на стоматологической установке без необходимости подключения внешней воды и её очистки
- Поток воздуха и порошка на скорости 20 м/с
- Пользователь может регулировать рабочий угол и силу потока порошка
- Удобный контейнер для порошка и маркированные ёмкости с порошком с размером частиц 27 и 50 мкм.
- Широкий диапазон применения, включая обработку адгезивных поверхностей перед протравкой, обработку адгезивных поверхностей перед фиксацией брекетов, малоинвазивное препарирование кариозных полостей, препарирование фиссур и подготовку к реставрации
- Инструмент вращается на 360°
- Подлежит полной очистке в термодезинфекторе и стерилизации в автоклаве при температуре 135°
- 4 канюли для разных целей

135 000 ₽



KAVO RONDOfLEX

KaVo, Германия

Порошок для воздушно-абразивного наконечника KaVo RONDOflex plus 360

- Флакон: 1 000 г
- Размер частиц: 27 мкм

Рекомендуется для следующих процедур:

- раскрытие и расширение фиссур;
- создание микромеханической ретенции для адгезивных пломб на зубную эмаль и дентин;
- обработка небольших кариозных дефектов;
- подготовка сцепляющих поверхностей перед установкой брекетов;
- чистка и удаление остатков адгезива из мостов, коронок и т.д.



KAVO RONDOfLEX

KaVo, Германия

Порошок для воздушно-абразивного наконечника KaVo RONDOflex plus 360

- Флакон: 1 000 г
- Размер частиц: 50 мкм

Рекомендуется для следующих процедур:

- раскрытие и расширение фиссур;
- создание микромеханической ретенции для адгезивных пломб на зубную эмаль и дентин;
- обработка небольших кариозных дефектов;
- подготовка сцепляющих поверхностей перед установкой брекетов;
- чистка и удаление остатков адгезива из мостов, коронок и т.д.



PROPHYFLEX PERIO POWDER

KaVo, Германия

Порошок абразивный на основе глицина, 4 флакона по 100 г

- Основа: глицин
- Размер частиц: 18-22 мкм, pH 5,9

Показания:

- Пигментированный налёт
- Слабоминерализованные зубные отложения
- Эмаль
- Композитные реставрации

Предназначен для обработки зубов у пациентов с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций.




PT-E

Woodpecker, Китай

Порошкоструйный аппарат и скалер, 2 в 1

- Новое сопло в форме лепестка обеспечивает более направленный поток
- Подача тёплой воды как для ультразвуковой, так и для порошкоструйной обработки, мощность нагрева 350 Вт
- Четыре регулируемых температурных режима
- Наконечники из титанового сплава с подсветкой
- Усовершенствованный наконечник Airstream со светодиодной подсветкой
- Низкий уровень шума воздушного потока: 75,8 дБ
- Сенсорный интеллектуальный интерфейс
- Напоминание о техническом обслуживании
- Автоматическая очистка одним нажатием кнопки для ультразвуковых и воздушных каналов
- Сила удара воды (g) уменьшена на 28,7%
- Эффективность очистки увеличилась на 35%
- Светящийся контейнер для порошка
- Два варианта продолжительности очистки: 120 с, 20 с
- Шесть ультразвуковых режимов (ультразвуковая чистка, мягкая чистка, пародонтология, уход за имплантатами, эндодонтия, ирригация)
- Проводная и беспроводная педаль



PT-S1

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для быстрого удаления стойких наддесневых пятен, зубного камня и биоплёнки у взрослых

Состав: бикарбонат натрия

Вкус: лимон, клубника, персик

Размер частиц: 40-65 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,5

Вес: 300 г



Скоро

PT-S2

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина и реставраций

Состав: эритритритол

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 40-65 мкм

Твёрдость по Моосу: ~2,5

Вес: 120 г



Скоро

PT-S2 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина, мягких тканей, реставраций, ортодонтических аппаратов или поверхностей имплантатов

Состав: эритритол

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 14 мкм

Твёрдость по Моосу: ~2,5

Вес: 120 г



Скоро

PT-S3

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина и реставраций

Состав: глицин

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 65 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0

Вес: 120 г



Скоро

PT-S3 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Подходит для детской стоматологии, ортодонтического лечения, поддержания реставраций, пародонтологического лечения и ухода за имплантатами

Состав: глицин

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 25 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0

Вес: 120 г



Скоро

PT-S4 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Лёгкое удаление биоплёнки и пятен с поверхности эмали, дентина, мягких тканей, реставраций, ортодонтических аппаратов или имплантатов

Состав: тагатоза

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 14 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0~2,5

Вес: 120 г



Скоро



Скоро

Endo GT Pro

Woodpecker, Китай

Эндомотор с автоматическим определением крутящего момента и встроенным апекслокатором

- TorqueSense™: автоматическое определение крутящего момента в реальном времени
- ClearSignal™: индикатор качества сигнала
- Настраиваемая функция «Build-Your-File»
- Беспроводная система Freedom и сенсорный 6-дюймовый HD-экран
- Ультратонкая головка 8 мм для лучшего доступа
- Угловой наконечник с LED-подсветкой $\geq 8\,000$ Люкс
- Наконечник и основание беспроводные и подключаются по Bluetooth



29 990 ₽

iROOT PRO

GreenMED, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Возможно использовать функции эндомотора и апекслокатора как вместе, так и отдельно
- Эндомотор с функцией RECIPROC
- Наконечник 16:1 можно использовать в 6 разных положениях
- Совместимость со всеми популярными Ni-Ti файлами
- Возможность передачи данных на iRoot Apex через Bluetooth для более наглядной визуализации
- Частота вращения: 150-1000 об/мин
- Ёмкость аккумулятора: 750 мАч
- Макс. крутящий момент: 0,6-4 Н·см
- Вес: 780 г



Скоро

AI MOTOR

Woodpecker, Китай

Эндомотор

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 360°
- Миниатюрная головка (диаметр: 8,0 мм, высота: 9,7 мм)
- Частота вращения: 50 — 3 000 об/мин
- Ёмкость аккумулятора: 2 000 мАч
- Макс. крутящий момент: 0,4 — 5 Н·см
- Встроенный апекслокатор
- Т-режим: обход безопасного уступа



Скоро

WOODPEX X

Woodpecker, Китай

Апекслокатор

- Рабочее время: 7 ч
- Время зарядки: 3 ч
- Аккумулятор: 3,7 В/2000 мАч



Скоро

MINI PEX

Woodpecker, Китай

Апекслокатор

- Автоматическая калибровка после запуска
- Вес: 55 г
- Размеры: 70×62×20 мм
- ЖК-экран
- Аккумулятор: 3,7 В/320 мАч
- Адаптер: ~100–240 В, 50 Гц/60 Гц
- Потребляемая мощность: ≤0,5 Вт



Super Pen

Woodpecker, Китай

Аппарат для стоматологической анестезии

- Бесщёточный двигатель, увеличенный срок службы
- Управление с помощью алгоритма ИИ
- Безошибочная доставка лекарственного средства
- Высокоточный датчик давления
- Более высокая точность
- Три регулируемые скорости инъекции
- Управление одной кнопкой для большего удобства
- Литиевая батарея в зарядной станции: 3,7 В / 2000 мАч
- Литиевая батарея в манипуляторе: 3,7 В / 200 мАч
- Входное напряжение: ~100–240 В, 50 Гц/60 Гц, максимальный ток 0,4 А
- Выходное напряжение: DC5V/1A



Fi-E

Woodpecker, Китай

Плаггер для obturации корневых каналов

- Многогранная игла, вращающаяся на 360°
- Гибкий наконечник
- Размер (мм): 200×26×26
- Доступные температуры: 100°C, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C
- Время зарядки: около 2,5 ч
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Вес: 148 г
179 г (зарядная база)
167 г (адаптер питания)



Fi-P

Woodpecker, Китай

Плаггер для obturации корневых каналов

- Время нагрева: 0,2 секунды
- Гибкий наконечник толщиной 0,35 мм
- 4 рабочие температуры: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C
- Время зарядки: около 2,5 ч
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Размеры (мм): 158,3×23,8×23,8
- Вес: 80 г
195 г (зарядная база)
167 г (адаптер питания)

UDS

Woodpecker, Китай

Встраиваемый ультразвуковой скалер с LED-подсветкой

- Съёмный автоклавируемый наконечник
- Стандарт EMS
- Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний
- Активный кислород позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта

210 \$

M2 Pro

Woodpecker, Китай

Встраиваемый электромотор с LED-подсветкой

- Скорость: 2 000–40 000 об/мин
- Редукция: 1:5 (стандарт) / 1:1 / 16:1
- Крутящий момент: 3,5 Н·см
- 5 программ
- Регулируемая яркость
- Режимы: прямой, реверс
- Простая установка
- Размер мотора: Ø22×76,7 мм
- Вес: 68 г

Скоро



300 €

TG-98L

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Диаметр головки 11,5 мм
 Четырёхточечный спрей
 К переходнику W&H RQ-24, RQ-34
 Кнопочный зажим



440 €

WG-99 LT

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Передача 1:5
 Для боров FG 1,6 мм
 Кнопочный зажим
 Четырёхточечный спрей



639 €

TG-98 L RM

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Четырёхточечный спрей
 6-канальный разъем Midwest
 Кнопочный зажим



617 €

WG-99 A

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Передача 1:5
 Для боров FG 1,6 мм
 Кнопочный зажим
 Четырёхточечный спрей



530 €

TG-98

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Четырёхточечный спрей
 К переходнику W&H RQ-04, RQ-14
 Кнопочный зажим



420 €

WG-56 LT

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Одинарный спрей
 Передача 1:1
 Для боров CA 2,35 мм



300 €

TG-97 L

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Диаметр головки 10 мм
 Четырёхточечный спрей
 К переходнику W&H RQ-24, RQ-34
 Кнопочный зажим



370 €

WG-56 A

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Одинарный спрей
 Передача 1:1
 Для боров CA 2,35 мм
 Кнопочный зажим



639 €

TG-97 L RM

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 Четырёхточечный спрей
 6-канальный разъем Midwest
 Кнопочный зажим



307 €

HG-43 A

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Передача 1:1
 Для боров CA 2,35 мм
 Одинарный спрей



530 €

TG-97

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Четырёхточечный спрей
 К переходнику W&H RQ-04, RQ-14
 Кнопочный зажим



246 €

TE-98 LQ

W&H, Австрия
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки: 12,2 мм
 С генератором в переходнике W&H RQ-54
 Кнопочный зажим

Узнай как правильно
 обслуживать наконечники.





TE-97 LQ

W&H, Австрия
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки 10,4 мм
 С генератором
 в переходнике W&H RQ-54
 Кнопочный зажим
 Миниголовка

246 €



RQ-54

W&H, Австрия
 С генератором света
 4-канальный разъем
 Midwest
 Наличие обратного клапана
 Roto Quick
 Вращение наконечников
 на 360° только для турбин-
 ных наконечников Alegria

168 €



TE-98

W&H, Австрия
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки 12,2 мм
 К переходнику W&H RQ-03,
 RQ-04, RQ-14
 Кнопочный зажим

389 €



TE-98 RM

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки 12,2 мм
 4-канальный разъем
 Midwest
 Кнопочный зажим

205 €



TE-97

W&H, Австрия
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки 10,4 мм
 К переходнику W&H RQ-04,
 RQ-14
 Для боров FG 1,6 мм
 Кнопочный зажим

389 €



TE-97 RM

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Трёхточечный спрей
 Диаметр головки 10,4 мм
 4-канальный разъем Midwest
 Кнопочный зажим

205 €



TE-95 RM

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Одинарный спрей
 Диаметр головки 12,2 мм
 4-канальный разъем
 Midwest
 Кнопочный зажим

161 €



WE-56

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Без спрея
 Передача 1:1
 Для боров СА 2,35 мм
 Кнопочный зажим

147 €



HE-43

W&H, Австрия
 Без фиброоптики
 Без спрея
 Передача 1:1
 Для боров HP 2,35 мм

144 €



WE-99 LED G

W&H, Австрия
 Генератор света
 Трёхточечный спрей
 Передача 1:4,5
 Для боров FG 1,6 мм
 Кнопочный зажим

609 €



WE-56 LED G

W&H, Австрия
 С генератором света
 Одинарный спрей
 Передача 1:1
 Для боров СА 2,35 мм
 Кнопочный зажим

448 €



AM-25 L RM

W&H, Австрия
 С фиброоптикой
 6-канальный разъем
 Midwest Lux
 Внутренний спрей

954 €



AM-25 A RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Внутренний спрей

650 €



RQ-14

W&H, Австрия
Без фиброоптики
С регулятором спрея
Соединение W&H RQ
4-канальный разъем Midwest

175 €



AM-25 RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Без спрея

397 €



RC-58

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
С цанговым зажимом для RC-20

124 €



RC-98 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный разъем Midwest

127 €



RC-20 RM

W&H, Австрия
Пневматический микромотор
Без спрея
4-канальный разъем Midwest

136 €



RQ-24

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

147 €



RC-95 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
Без фиброоптики
Одинарный спрей
4-канальный разъем Midwest

120 €



RQ-34

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion
С регулятором спрея
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

240 €



RC-43

W&H, Австрия
Прямой наконечник
Передача 1:1
С защёлкой для RC-20

90 €



RQ-04

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest

129 €



WS-75 L G

W&H, Австрия
Угловой разборный наконечник 20:1 с кнопочным зажимом, с внешним спреем, подсветкой mini LED+ и генератором, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

822 €

Узнай как правильно
обслуживать наконечники.



WS-91 L G

W&N, Австрия
Хирургический разборный
угловой наконечник
1:2,7 с наклоном головки
под 45°, внешним спреем,
с подсветкой mini
LED+, тройной спрей,
для хирургических боров
и фрез диаметром 1,6 мм

765 €



WS-56 L G

W&N, Австрия
Угловой разборный наконечник 1:1 с кнопочным зажимом, внешним спреем, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

1 093 €



WI-75 E/KM

W&N, Австрия
Хирургический угловой наконечник 20:1, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей, неразборный

549 €



WS-92 L G

W&N, Австрия
Хирургический разборный угловой наконечник 1:2,7, внешним спреем, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм

1 093 €



S-11

W&N, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

527 €



S-11 L G

W&N, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

811 €



S-9

W&N, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

980 €



S-9 L G

W&N, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

1 260 €



S-10

W&N, Австрия
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

1 129 €



S-15

W&N, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

889 €



04719400

W&N, Австрия
Стерилизуемая ирригационная система для Implantmed SI-1023 / 923 / 95 / Elcomed SA-310 / Piezomed SA-320.
Длина 2,2 м

97 €



04363600

W&N, Австрия
Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок
6 шт
Длина 2,2 м

65 €





349,27 \$

K25-CA-ML

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
С фиброоптикой



213,44 \$

K29-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
С фиброоптикой
Кнопочный зажим



252,26 \$

K25-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики



194,04 \$

K29-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики
Кнопочный зажим



475,4 \$

K25-45-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4,2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
С фиброоптикой



213,44 \$

K27-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка



456 \$

K25-45CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4,2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
Без фиброоптики



194,04 \$

K27-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка



213,44 \$

K30-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
С фиброоптикой
Кнопочный зажим
Миниголовка



139,71 \$

K23-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики



194,04 \$

K30-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка



87,32 \$

K23-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

Узнай как правильно
обслуживать наконечники.





K23-CA-GL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Кнопочный зажим

143,59 \$



K20-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

29,11 \$



K23-CA-G

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Кнопочный зажим

91,20 \$



K21-CA-P

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

40,75 \$



K23-CA-KL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

170,76 \$



K21-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

29,11 \$



K23-CA-K

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

104,78 \$



K22-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

29,11 \$



K23-SH-L

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

131,95 \$



K20-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

29,11 \$



K23-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

73,74 \$



K21-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм

29,11 \$



105,49 \$

GM-MC6L

GreenMED, Китай
Ортопедическая головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A06-TPQN



91,30 \$

GM-HC5LG

GreenMED, Китай
Переходник в комплекте
Стандартная головка
5-точечный свет
Четырёхканальный спрей
С генератором света
Кнопочный зажим
Арт.: A05-SPQL



105,49 \$

GM-MC6L

GreenMED, Китай
Стандартная головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Двухканальный спрей
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A06-SPQN



95,36 \$

GM-HC4LG

GreenMED, Китай
Мини-головка
Одноканальный спрей
Фиброоптика
Кнопочный зажим
Арт.: A05-MP



109,56 \$

GM-MC6L

GreenMED, Китай
Мини-головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A06-MPQN



38,93 \$

GM-HC2

GreenMED, Китай
Ортопедическая головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Арт.: A04-TP



85,2 \$

GM-MC6L

GreenMED, Китай
Под переходник
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Шестиканальный спрей
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A06-SPQK



48,69 \$

GM-HC1

GreenMED, Китай
Стандартная головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Арт.: A04-SP



71,20 \$

GM-HC3LB

GreenMED, Китай
Одноканальный спрей
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A05-SP



54,80 \$

GM-HC3

GreenMED, Китай
Мини головка
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Арт.: A04-MP



62,90 \$

GM-HC3LG

GreenMED, Китай
Одноканальный спрей
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Кнопочный зажим
Фиброоптика
Арт.: A05-SPM1



54,80 \$

GM-HC4

GreenMED, Китай
Головка 45°
Скорость вращения:
380,000~420,000 об/мин
Четырёхканальный спрей
Кнопочный зажим
Арт.: A04-45-SP



AK31-KIT-1



GreenMED, Китай

Набор наконечников

В набор входит:

- Турбинный наконечник (кнопочный зажим) 1 шт.
- Угловой наконечник (цанговый зажим) 1 шт.
- Прямой наконечник 1 шт.
- Воздушный микромотор (с внешним водяным охлаждением) 1 шт.
- Переходник



AK31-KIT-4



GreenMED, Китай

Набор наконечников

В набор входит:

- Турбинный наконечник (кнопочный зажим) 1 шт.
- Угловой наконечник (цанговый зажим) 1 шт.
- Прямой наконечник 1 шт.
- Воздушный микромотор (с внешним водяным охлаждением) 1 шт.
- Переходник



232,85 \$

K26-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

K32-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

K26-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

K32-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



194,04 \$

K26-CA-L

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



100,91 \$

K20-SH-1

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



174,64 \$

K26-CA

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



100,91 \$

K20-SH-2

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



475,4 \$

K26-CA-WG

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С генератором света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



256,13 \$

K20-SH-4

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



126,13 \$

K26-CA-N

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без генератора света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



256,13 \$

K20-SH-32

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



NL400-1

greenmed

GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Встроенная сенсорная панель управления
- Интенсивность света: 0–32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25–0,4 МПа
- Давление воды: 0,25–0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000–40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24 В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



NL400-1

greenmed

GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Интенсивность света: 0–32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25–0,4 МПа
- Давление воды: 0,25–0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000–40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24 В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



174,64 \$

K24-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



174,64 \$

K23-AM-G

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Генератор света
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



73,74 \$

K23-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



77,62 \$

K23-AM-M

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



29,11 \$

K22-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



203,74 \$

K24-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



29,11 \$

K20-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



151,35 \$

K23-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



25 000 ₽

E-PEX Pro

Eighteeth, Китай

Электронно-цифровой апекслокатор

- Передовая многочастотная технология
- Высокая точность в мокрых и сухих каналах
- Большой и удобный 3,5-дюймовый дисплей
- Автоматическая калибровка
- Размеры: 95×65×20 мм
- Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч



600 \$

E-connect S

Eighteeth, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 340°
- Миниатюрная головка
- Предустановленные программы для разных систем файлов
- Регулировка экрана под рабочую руку
- Встроенный апекслокатор
- 11 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
- Цифровой LED-дисплей, в котором предусмотрена функция, разворачивающая дисплей для удобного использования правой или левой рукой



г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69
sales@greendent.ru
www.greendent.ru

