



# ВСЕ АКЦИИ

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





АКЦИЯ

## RAYSCAN ALPHA 3D (10×10)

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 10×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

⊕ в подарок



Вычислительный блок  
(компьютер)



Бесплатное  
обучение



Бесплатная  
доставка\*



Гарантия  
2 года

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5×5 см. Режим сверхвысокого разрешения 10×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- Большой встроенный сенсорный монитор с диагональю экрана 10 дюймов
- Возможность сканирования детей и пациентов в инвалидных колясках
- При настройке аппарата предусмотрены 7 анатомических режимов, которые позволяют быстро ввести параметры съёмки с учётом индивидуальности пациента
- Размер вокселя в эндо режиме: 70 мкм
- Режимы съёмки в 3D (FOV 100×100 мм): стандартный, хирургический, имплантационный и для эндолечения
- Тип сенсора для панорамной съёмки: CMOS
- Тип сенсора для 3D-изображений: CMOS
- Фокусное пятно: 0,5 мм
- Напряжение на трубке: 60 — 90 кВ
- Ток трубки: 4 — 17 мА



## RAYSCAN 18×16

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 18x16

⊕ в подарок



Вычислительный блок  
(компьютер)



Бесплатное  
обучение



Бесплатная  
доставка\*



Гарантия  
2 года

- Идеальное поле обзора 18×16 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



## RAYSCAN 16×10

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 16×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

⊕ в подарок



Вычислительный блок  
(компьютер)



Бесплатное  
обучение



Бесплатная  
доставка\*



Гарантия  
2 года

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5×5 см. Режим высокого разрешения 10×10 (12×10) см. Максимальная зона сканирования 16×10 см с возможностью получения снимка 16×15 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, цефалометрический снимок, сканирование слепков
- Размеры сканируемой области 3D: 4×3, 5×5, 10×10, 16×10
- Время реконструкции: 25 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 70 мкм
- Быстрое сканирование за 7 секунд
- Сила тока: 4 — 17 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60 — 90 кВ

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



## RAYSCAN 20×20

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 20x20

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка\*



Гарантия 2 года

- Идеальное поле обзора 20x20 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

ДОСТУПНО  
РАЗМЕЩЕНИЕ  
**В ЖИЛЫХ  
ДОМАХ**





## RAYSCAN α-SM3D QUANTUM

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 10×10

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка\*



Гарантия 2 года

Расширенное поле зрения 10×10 RAYQuantum захватывает больше деталей за одно сканирование, что позволяет проводить точную диагностику и комплексное планирование лечения. Благодаря визуализации высокого разрешения и ускоренному времени реконструкции повышается клиническая надёжность и эффективность рабочего процесса, что способствует улучшению результатов лечения.

- Максимальная зона сканирования 10×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand на русском языке
- Время сканирования: 4-14 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 150-300 мкм
- Режим быстрого сканирования
- Сила тока: 1~17 мА
- Напряжение: 60-100 кВ
- Фокальное пятно: 0,5 мм

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



АКЦИЯ

## RAYSCAN α-SM3D QUANTUM

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 16×10

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка\*



Гарантия 2 года


Расширенное поле зрения 16×10 RAYQuantum захватывает больше деталей за одно сканирование, что позволяет проводить точную диагностику и комплексное планирование лечения. Благодаря визуализации высокого разрешения и ускоренному времени реконструкции повышается клиническая надёжность и эффективность рабочего процесса, что способствует улучшению результатов лечения.

- Максимальная зона сканирования 16×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand на русском языке
- Время сканирования: 4-14 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 150-300 мкм
- Режим быстрого сканирования
- Сила тока: 1~17 мА
- Напряжение: 60-100 кВ
- Фокальное пятно: 0,5 мм


\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

# 5D

ОТКРЫВАЯ  
НЕВИДИМОЕ,  
МЫ ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМ  
ДИАГНОСТИКУ  
БУДУЩЕГО




# ИИ-ТЕХНОЛОГИИ




## Автоматическая трассировка дуги

ИИ-система автоматически определяет и проводит дуги по верхней и нижней челюстям, значительно упрощая рабочий процесс и повышая точность планирования.



## Автоматическая трассировка нижнечелюстного нерва

Продвинутая технология отслеживания на базе ИИ точно определяет расположение нижнечелюстного нерва, обеспечивая безопасность и уверенность при хирургических вмешательствах.



## Без артефактов от металлов

Технология 5D-визуализации обеспечивает чистое изображение зубов, костных структур и нижнечелюстных каналов (даже при наличии металлических объектов) для более точной диагностики.

## Ключевые компоненты 5D



RAYSCAN α-SM3D

RAYSCAN 16×10

RAYSCAN 18×16

RAYSCAN 20×20

Макс.	Ø16×10 Ø16×16 (сшивка)	Ø16×10	Ø18×16	Ø20×20
Ортодонтия / Хирургия	-	-	Ø18×16	Ø20×20
ВНЧС	Ø16×10	Ø16×10	Ø16×10	Ø16×10
Имплантология	Ø10×10	Ø10×10	Ø10×10	Ø10×10
Эндо	-	Ø4×5	Ø4×5	Ø4×5
Минимальный размер вокселя (мм)	0.1	0.07	0.07	0.07



Дополнительные возможности



Расширение до экспертных функций

Анализ лица, дизайн улыбки, ортодонтическое моделирование



## RAYFACE

RAY, Ю. Корея

3D-сканер лица

### ⊕ дополнительные модули



RAYFusion



Ortho Simulation



Dynamic occlusion



DSD



Mock-Up

- Устройство позволяет получить мгновенный качественный скан лица пациента сравнимый по качеству с фотографией

Возможность дальнейшего объединения с КТ-снимком и интраоральными сканами

Доступна опция STL-сегментации

- Размер (Ш×В×Г): 808×390×552 мм
- Вес: 9.5 кг
- Области сканирования: 220×300 мм
- Точность сканирования: <0.1 мм
- Полная интеграция получаемого изображения в ExoCad с возможностью работы с функцией виртуального артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком пациента
- Время сканирования лица пациента: 0.5 сек

## RAYDENT Studio

RAY, Ю. Корея

3D-принтер

- Размеры: 31×21×37 см
- Вес: 6,5 кг
- Рабочая температура: 5 ~ 35°C
- Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц
- Подключение: Ethernet
- UV Спецификация: 405nm IEC62471
- Технология жидкокристаллического плоскостного DLP
- Объём сборки: 100×60×70 мм
- Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм



АКЦИЯ



Бесплатная  
доставка\*



Бесплатное  
обучение

## RAYiOS 2

RAY, Ю. Корея

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

- Поле обзора: 14×14,5 мм
- Рабочая глубина: 18 мм
- Точность: 10 мкм
- Метод сканирования: Цифровая структурированная световая проекция
- Масса: 350 г
- Габаритные размеры: 263,5×43×49,4 мм



АКЦИЯ



Бесплатная  
доставка\*



Бесплатное  
обучение

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

## RAYMill C

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- 10 минут на создание одиночной коронки
- Двигатель, вращающийся со скоростью 60 000 оборотов в минуту
- Может изготавливать виниры толщиной не менее 300 мкм
- Размер: 64,5×49×46 см
- Встроенное специализированное программное обеспечение CAM
- Простота обслуживания благодаря системе замены фрез в одно касание и системе внутренней циркуляции
- Определение уровня воды в хранилище
- Функция обнаружения повреждения фрез во время технологических процессов

АКЦИЯ



Бесплатная  
доставка\*



Бесплатное  
обучение

## RAYDENT Mill 4X

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- Способ фрезеровки: Привод, управляющий 4+2 осями / двусторонним процессором при помощи 2 боров одновременно
- Тип: Влажное фрезерование (включая воздушный насос и систему циркуляции воды)
- Размер: 696×590×568 мм
- Вес: 106 кг
- Скорость вращения шпинделя: Макс. 50 000 об/мин
- Напряжение и частота: 100~240 В, 50/60 Гц
- Материалы: Стеклокерамика, дисиликат лития, гибридные материалы, PMMA
- Размер блока: 10~40 мм
- Фрезы: Только DDS Bur
- Время фрезеровки: 17~20 минут на изготовление 3-го моляра (стеклокерамика 14Т)

АКЦИЯ



Бесплатная  
доставка\*



Бесплатное  
обучение

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

## RAYDENT Microscan

RAY, Ю. Корея

Стоматологический настольный 3D-сканер с технологией Micro-CT

Позволяет производить сканирование слепков, гипсовых моделей и других объектов, включая большое количество металлов без искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

- FOV: 85×85 мм
- Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут
- Размер: 97×44×45,2 см
- Вес: 150 кг
- Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц



АКЦИЯ



Бесплатная доставка\*



Бесплатное обучение

## RIOSCAN

RAY, Ю. Корея

Стоматологический сканер рентгенографических пластин

- Размеры: 226×234×243 мм
- Вес: 6,5 кг
- Операционная система: Microsoft Windows 7 (32бит/64бит), Microsoft Windows 8 (32бит/64бит), Microsoft Windows 10 (32бит/64бит)
- Разрешение экрана: 1280×800 пкс или выше
- Поддержка автономного и множественного доступа к сети
- Время сканирования: 5 секунд (режим HS)



АКЦИЯ



Бесплатная доставка\*



Бесплатное обучение

\* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

от 2 500 000 ₺



## Habilect

### Хабилект, Россия

Мультифункциональная медицинская система для диагностики и физической реабилитации пациентов

Комплекс Habilect объединяет в себе более 10 диагностических систем: от реабилитации с использованием БОС (биологическая обратная связь) и баланс-платформы до гониометра и лаборатории движений. Весь комплекс включает в себя программные модули, каждый из которых решает конкретную диагностическую или реабилитационную задачу

- Воспроизводимость данных (варианты отчётов: общий отчёт, отчёт походки, отчёт постуры, оценка баланса, динамическая кинематика движения)
- Научное обоснование и все необходимые сертификаты
- Можно комбинировать модули, исходя из целей и задач
- Конкурентная цена
- Российское производство
- Интуитивно понятный интерфейс, легко пользоваться
- Занимает мало места
- Сервисная поддержка и обучение
- Без облучения и датчиков на пациенте
- Диагностику можно проводить в одежде
- Встроенный инструктор ЛФК
- Гарантия 5 лет



**6199 \$**  
+ электрический микромотор

**6399 \$**  
+ электрический микромотор  
+ скалер

# 8000C IMPLANT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с подкатным блоком врача и хирургическим светильником

**⊕ в подарок**

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стекланная плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

7990 \$

+ электрический микромотор

8190 \$

+ электрический микромотор  
+ скалер



## S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



**7690 \$**  
+ электрический микромотор

**7890 \$**  
+ электрический микромотор  
+ скалер

# S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

**+** в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

3599 \$

3799 \$

+ скалер

3990 \$

+ набор наконечников GreenMED

4299 \$

+ электрический микромотор  
+ скалер

4699 \$

+ электрический микромотор  
+ набор наконечников GreenMED  
+ скалер



## 8000B CRSO BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set




Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



**5199 \$**  
+ электрический микро мотор  
+ скалер

**5599 \$**  
+ электрический микро мотор  
+ набор наконечников GreenMED  
+ скалер

# 8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

4699 \$

+ электрический микромотор

4899 \$

+ электрический микромотор  
+ скалер



# 8000C CRSO COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок


- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



**4899 \$**  
+ электрический микромотор

**5099 \$**  
+ электрический микромотор  
+ скалер

# 8000C CRS0 COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов, без гидроблока

**⊕ в подарок**



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5099 \$

+ электрический микро мотор

5299 \$

+ электрический микро мотор  
+ скалер



## 8000B CRS0 CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей

⊕ в подарок



Ультразвуковой  
скалер с LED  
подсветкой



Электрический  
микро мотор



Мягкая  
обивка



Шланг  
с фиброоптикой



Гарантия  
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стеклоплавательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте
- Монитор (опция)

**5299 \$**

+ электрический микромотор

**5499 \$**

+ электрический микромотор  
+ скалер



# 8000B CRSO CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей

**⊕ в подарок**

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

5599 \$

+ электрический микромотор

5799 \$

+ электрический микромотор  
+ скалер



## 8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов


⊕ в подарок



Ультразвуковой  
скалер с LED  
подсветкой



Электрический  
микромотор



Мягкая  
обивка



Гарантия  
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



# 8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

## ⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

4799 \$

+ электрический микромотор

5299 \$

+ электрический микромотор  
+ скалер



# 8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

**5599 \$**

+ электрический микроmotor

**5799 \$**

+ электрический микроmotor  
+ скалер



# 8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

**+** в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микроmotor



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

1990 \$



## S200 E



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая  
полимеризационная  
светодиодная лампа



Ультразвуковой  
скалер с LED  
подсветкой



Мягкая  
обивка

Остановка: по QR-коду всё  
про установку.



**2 190 \$**  
+ полимеризационная лампа



# S200 E



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

**⊕ в подарок**



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Мягкая обивка

2399 \$

+ полимеризационная лампа

2599 \$

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

2799 \$

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

2990 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ скалер

3399 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ K20 Set  
+ скалер



25 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

# S200



## GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set

Остановка: по QR-коду всё про установку.





**2599 \$**

+ полимеризационная лампа

**2799 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

**2990 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

**3299 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ скалер

**3699 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ K20 Set  
+ скалер

**25 000 ₺**

Мягкая обивка (опция)

**S200**



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

**⊕ в подарок**



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set

3399 \$

+ полимеризационная лампа

3599 \$

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

3799 \$

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

3990 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ скалер

4399 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ K20 Set  
+ скалер

25 000 Р

Мягкая обивка [опция]

# S300



## GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года



**3699 \$**

+ полимеризационная лампа

**3899 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

**4099 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

**4399 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микро мотор  
+ скалер

**4799 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микро мотор  
+ K20 Set  
+ скалер

**25 000 Р**

Мягкая обивка [опция]

# S300



## GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

### ⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года

3499 \$

+ полимеризационная лампа

3699 \$

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

3899 \$

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

4199 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ скалер

4599 \$

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ K20 Set  
+ скалер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года



**3799 \$**

+ полимеризационная лампа

**3990 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ скалер

**4199 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ K20 Set

**4499 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ скалер

**4899 \$**

+ полимеризационная лампа  
+ электрический микромотор  
+ K20 Set  
+ скалер

**S800**



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

**⊕ в подарок**



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года

5 290 \$



# S350

 greenmed

## GreenMED, Китай

Стоматологическая установка  
с подкатным блоком врача

 в подарок



Встраиваемая  
полимеризационная  
светодиодная лампа



Мягкая  
обивка

- Сиденье из мягкой экокожи обладает хорошей биосовместимостью с кожей человека и отличается надёжными характеристиками износостойкости, её легко чистить и дезинфицировать.
- 4 разъёма для наконечников (два шланга высокоскоростных наконечников, один шланг низкоскоростного наконечника, 3-канальный пистолет вода/воздух)
- Многофункциональная кнопочная панель управления
- Керамическая поворотная на 90° плевательница с встроенным ящиком для салфеток
- Многофункциональная ножная педаль
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключением, плавной регулировкой яркости



**7490 \$**  
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

**7990 \$**  
+ электрический микромотор + скалер

# ST-D580 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

## ⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

7490 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7990 \$

+ электрический микро мотор  
+ скалер



## ST-D580 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка




Гарантия 2 года



С этим видео  
всё станет ясно!





**6690 \$**  
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

**7290 \$**  
+ электрический микромотор + скалер

## ST-D570 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

6190 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

6790 \$

+ электрический микромотор + скалер



## ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

С этим видео всё станет ясно!



**7190 \$**

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

**7790 \$**

+ электрический микро мотор  
+ скалер



## ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

6690 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7290 \$

+ электрический микромотор + скалер



## ST-D570 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъёмными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года



С этим видео всё станет ясно!





## TAURUS G2 PRO

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного для удобства размещения ассистента
- Поворотный механизм кресла пациента вправо и влево
- Возможность работы врача как с левой, так и с правой стороны
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Многофункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой  
скалер EMS



Ультразвуковой  
скалер с LED  
подсветкой



Электрический  
микромотор



Электрический  
микромотор BienAir



Встраиваемая  
полимеризационная  
светодиодная лампа



Угловой  
наконечник 1:1



Повышающий  
наконечник 1:5

9 499 \$

10 290 \$

11 290 \$

+ электрический микромотор  
+ стул ассистента  
+ скалер

+ электрический микромотор BienAir  
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

## TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set



9 499 \$

10 290 \$

11 290 \$

+ электрический микромотор  
+ стул ассистента  
+ скалер

+ электрический микромотор BienAir  
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

## TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка  
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set

10 990 \$

11 790 \$

+ электрический микромотор  
+ стул ассистента  
+ скалер

12 790 \$

+ электрический микромотор BienAir  
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

## MAXPERT

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5



## TAURUS G2

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка  
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Многофункциональный стол врача с продуманной эргономикой

### ⊕ в подарок



Ультразвуковой  
скалер EMS



Ультразвуковой  
скалер с LED  
подсветкой



Электрический  
микромотор



Электрический  
микромотор BienAir



Встраиваемая  
полимеризационная  
светодиодная лампа



Угловой  
наконечник 1:1



Повышающий  
наконечник 1:5



## Стул с абдоминальным упором

MedErgoStühle, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор позволяет выполнять поддержку поясничной области врача наилучшим образом, благодаря перемещению на 360° отлично используется для поддержки локтей.

- Стул к стоматологической установке (с поворотом на 360°)
- Абдоминальный упор
- Металлическое основание
- Регулировка высоты: газлифт
- В комплекте: ролики для комфортного перемещения
- Сиденье: экокожа



## Стул врача

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вес: 15 кг
- Колёса: 50 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Сиденье: экокожа
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 1070-1150 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340
- Габариты упаковки: 660×600×300 мм
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая




## Стандарт

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки
- Вес: 8,9 кг
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 900-1000 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников: 160 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Колёса: 50 мм
- Сиденье: экокожа
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



195 000 ₽

## Престиж

MedErgoStühle, Россия

Стул стандарт с нижним подъёмом

- Регулируемая спинка
- Мягкая обивка



97 000 ₽

## Элит Плюс

MedErgoStühle, Россия

Стул с полукруглыми локтями

- Эргономичный стул для работы с микроскопом
- Подлокотники регулируются по высоте и углу наклона. Дополнительно имеют горизонтальную регулировку



47 500 ₽

## STANDART

Mercury, Китай

Стул микроскописта

Идеально подходит для работы под микроскопом и для микрохирургии.

- Изменяемая и индивидуально регулируемая высота сиденья
- Подлокотники регулируются по высоте
- Легкоочищаемая поверхность
- Мягкая шовная обивка из медицинской ФИБРОкожи (100 тыс. стираний по Шорсу)
- Высота сиденья: 450-570 мм
- Сиденье Ø 410 мм
- Колёса Ø 50 мм

# ASSISTINA ONE

W&H, Австрия

Система автоматического ухода за инструментами

Технические характеристики:

- Процесс: Очистка спреевых каналов, смазка
- Назначение: Прямые и угловые наконечники, турбинные наконечники, пневматические скалеры, воздушные моторы Расход воздуха: Ок. 50 норм. л/мин
- Рабочее давление: 5–10 бар (регулировка с помощью встроенного автоматического регулятора)
- Размеры (Ш×Г×В): 166×383×243 мм
- Масса: 2,2 кг
- Ёмкость: W&H Activefluid (очищающий раствор), объём 200 мл, W&H Service Oil F1, объём 200 мл

Комплект поставки:

- Аппарат Assistina One — 1 шт
- 02697000 Шланг подачи воздуха — 1 шт
- 08064970 Набор One Care SET MB-301 (Картридж с очищающей жидкостью MC-302, 200 мл., Картридж W&H Сервисное масло F1, MD-302, 200 мл., Фильтр) — 1 шт.
- 06422600 Адаптер Quick ISO — 1 шт
- 06395100 Адаптер Quick RM — 1 шт
- Инструкция по эксплуатации на русском языке — 1 шт

1 464 €

# ONE CARE SET MB-301

W&H, Австрия

Комплект расходных материалов к аппарату Assistina One

- В набор входит один картридж очищающего раствора, один картридж Service Oil F1 и НЕРА-фильтр
- Все расходные материалы легко заменяются без использования инструментов

129 €



## ASSISTINA TWIN

W&H, Австрия

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Простота в эксплуатации
- Обработка инструмента занимает всего 10 секунд
- Бесперебойная загрузка в две технологические камеры, которые могут использоваться поочередно, что позволяет обрабатывать до 360 инструментов в час
- Одного Assistina TWIN Care Set хватает для обработки приблизительно 2800 инструментов
- Активное всасывание аэрозолей через встроенный фильтр HEPA
- Широкий диапазон адаптеров
- Расход воздуха: ≈ 40 л/мин
- Адаптер Quick ISO и Quick RM в комплекте

Артикул: 30130003



## TWIN CARE SET

W&H, Австрия

Комплект расходных материалов к аппарату Assistina Twin

- Очищающая жидкость W&H Activefluid, MC-302, Объем 200 мл
- Сервисное масло F1, W&H Service Oil, MD-302, Объем 200 мл
- Сменный HEPA фильтр



## MD-500 И MC-1000

W&H, Австрия

Комплект жидкостей к аппарату Assistina 301+ для очистки и смазки

В комплект входит:

- MD-500 Сервисное масло F1, объем 500 мл
- MC-1000 Очищающая жидкость, объем 1000 мл



Гарантия  
3 года



2 590 €

## LYLA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Объем камеры: 22 л (доступна модель 17 л)
- Габариты (Ш×Г×В): 465×452×646 мм
- Вес (без нагрузки): 42 кг
- Ёмкость водяного резервуара: 4,8 л
- Один из самых быстрых циклов в своём сегменте: стерилизация неупакованных инструментов занимает всего 4 минуты, упакованных — 5 минут
- Программы для упакованных и неупакованных инструментов, пористых материалов (например, хирургической одежды) и прионной обработки
- Лицензия в подарок



Гарантия  
3 года



2 690 €

## LINA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Объем стерилизационной камеры 22 л
- Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить расходы и время
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 450×435×599 мм
- Пустой вес: 40,5 кг
- Общий объем: Ø 250 мм × Гл 440 мм
- Средний расход воды : 0,7 л/цикл
- Объем ёмкости: 2×3,6 л
- Гарантия 3 года
- Цикл ECO В позволяет проводить стерилизацию всего за 25 минут (на 50% меньше по сравнению со стандартами циклами)



Гарантия  
3 года



2 790 €

## LARA

W&H, Италия

Автоклав класса В

- Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов (20 минут)
- Удобный пользовательский интерфейс
- Автоматическое наполнение водой
- Гладкая поверхность для лёгкой очистки
- Автоматическая запись цикла при помощи USB
- Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом
- Габаритные размеры (Ш×В×Г): 465×452×640 мм
- Вес: 44 кг
- Размеры камеры: 22 л
- Гарантия 3 года
- Технология Eco Dry+ автоматически адаптирует время сушки к массе нагрузки, экономя время и энергию

109 990 ₺



## ESCO 23 L

### Esco, Китай

Автоклав класса B

- Тип: Класс B
- Время стерилизации: 134 градуса – 4 мин / 121 градус – 20 минут
- Ёмкость: 23 л
- 8 предустановленных программ стерилизации
- Температура: 105-134°
- Время: 4-60 минут
- Время высыхания 1-25 минут
- Время вакуумирования 1-10 раз
- V&D / Helix / Программа вакуумного тестирования  
Программа очистки принтера и USB-выхода
- Большая камера для воды из нержавеющей стали
- Высококачественный бактериальный фильтр
- Пользовательский пароль
- Простая конструкция, компактный дизайн
- **Надёжный замок**  
Дверца автоклава оснащена механическим замком с электрическим контролем и уплотнительным кольцом, которые прошли все испытания и выдерживают давление до 3 кг.

- **Быстрый доступ**  
Дверца автоклава Эско открывается легко и широко, что обеспечивает максимальный доступ к инструментам
- **Интуитивное управление**  
LCD-дисплей с интуитивно понятными настройками и русифицированным меню выбора программы
- **Быстрая печать**  
В автоклав встроен принтер для печати отчётов о циклах стерилизации. Возможна запись данных на USB-носитель
- **Эффективная очистка**  
Фильтр, установленный сзади, легко снимается для проверки и замены
- **Чистота со всех сторон**  
Верхний резервуар быстро наполняется водой и легко очищается. Датчик уровня воды позволяет контролировать уровень жидкости
- **Контроль давления в камере**  
Специальный датчик срабатывает в случае превышения допустимых значений. Также имеется предохранительный клапан в задней части автоклава, сбрасывающий давление при отключении питания во время цикла стерилизации, или когда оно превышает 2,4 кг.
- **Проверено в действии**  
Используемые в автоклавах камеры очень надёжные и сохраняют свои свойства даже после 100 тыс. испытаний под давлением в 3 кг.
- **Эффективная защита**  
Устройство защиты от короткого замыкания останавливает работу в случае возникновения экстренной ситуации, а предохранительный клапан помогает избежать избыточного давления в камере



## ECSS-03AB

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 3 л
- Время стерилизации: 10 минут
- Размеры камеры: 17,5×55×28 см
- Вес нетто: 20 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58,15×36,5×28,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,9 кВт



Гарантия  
2 года



## ECSS-08AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 8 л
- Размеры камеры: 17×32 см
- Вес нетто: 42 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58×43,6×35,9 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия  
2 года



## ECSS-12AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 12 л
- Размеры камеры: 20×36 см
- Вес нетто: 47,7 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия  
2 года

Узнай больше  
про ЭСКОключительные  
возможности!





**1700 \$**

+ ДИСТИЛЛЯТОР

## ECSS-18AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 18 л
- Размеры камеры: 25×35 см
- Вес нетто: 50,25 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

**1990 \$**



**1800 \$**

+ ДИСТИЛЛЯТОР

## ECSS-23AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 23 л
- Размеры камеры: 25×45 см
- Вес нетто: 53,5 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 66×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

**2090 \$**



**6599 \$**

## ECSS-45AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 45 л
- Размеры камеры: 31,9×61,7 см
- Вес нетто: 104 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 56,7×72,6×64,6 см
- Мощность: 220 В/50 Гц, 3 кВт



Гарантия 2 года

4690 ₺



## CD-7810B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Улучшенная печатная плата по сравнению с CD-2800
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 21×15,8×12,5 см
- Вес: 1 кг

4390 ₺



## CD-7820B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками. Панель управления расположена на крышке
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 20,7× 17,4×14 см
- Вес: 1 кг

5090 ₺



## CD-2840

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 650 мл (максимальный уровень: 530 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 5 настроек
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 22,2×15,3×14,5 см
- Вес: 1 кг



4190 ₺

## CD-7820A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Подсветка
- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 3 минуты автоматический
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 20,7×17,4×14,0 см
- Вес: 1 кг



5190 ₺

## CD-7810A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер автоматический на 3 минуты
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Размеры: 210×158×125 мм
- Вес: 1 кг



160 \$

## LF-Z500

Esco, Китай

Дистиллятор

- Объем: 4 л
- Минимальное время между циклами: 30 мин
- Производительность: 1 л/ч
- Напряжение: 220В/750Вт
- Частота: 50Гц/60Гц
- Размер ёмкости: 18×20 см
- Внешний размер: 22,5×27×37 см
- Размер упаковки: 24,5×28,5×51 см
- Вес брутто: 6,5 кг
- Вес нетто: 3,5 кг

244 \$



## LF-F300A ECO

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 7 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 460×400×170 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 520×405×210 мм

282 \$



## LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 250 мм
- Вес: 6 кг
- Размеры (Ш×В×Г): 470×300×270 мм
- Размеры упаковки (Ш×В×Г): 480×310×280 мм

49 990 ₺



## LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 240 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 8,8 кг
- Размеры (Д×Ш×В): 539×517×205 мм
- Размеры упаковки (Д×Ш×В): 566×360×261 мм



## GREENMED 160L

### GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Дезинфекция влажным паром: температура воды может достигать 93°C
- Большая вместимость: объём в 160 л для обеих секций. Первая секция может дезинфицировать до 32 наконечников. А вторая секция дезинфицирует инструменты в отдельной корзине
- Цветной сенсорный экран, простой в эксплуатации
- 6 программ мойки
- Функция печати: печать в реальном времени
- Поддержка холодной/горячей воды
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Фильтр для подачи воды: пористость 96%; скорость фильтрации: 20-85 мл/ч
- Объём камеры: 160 л
- Метод сушки: просушка горячим воздухом
- Встроенный принтер



## GREENMED 65L

### GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Источник питания: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1380 Вт
- Номинальное внешнее давление воды: 0,04-1,00 МПа
- Поддержка холодной/горячей воды
- Внутреннее давление потока: 0,3-0,4 МПа
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Объём камеры: 65 л
- Габариты (Д×Ш×В): 550×500×590 мм
- Вес Нетто: ≤ 30 кг
- Рабочий шум: ≤ 50 дБ
- Встроенный принтер



## EWS06

GreenMED, Китай  
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,5 кВт
- Производительность: 90 л/мин
- Уровень шума: 48 дБ
- Объем резервуара воздуха: 6 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 460×230×490 мм
- Вес: 17 кг



## JYK30

GreenMED, Китай  
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×580 мм
- Вес: 25 кг



## JYK30

GreenMED, Китай  
Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0,6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×580 мм
- Вес: 25 кг



## JYK35

GreenMED, Китай  
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0,8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440×440×670 мм
- Вес: 29 кг



## JYK35

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0,8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x670 мм
- Вес: 29 кг



## JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



## JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



## JYK135

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 2,4 кВт
- Производительность: 450 л/мин
- Уровень шума: 60 дБ
- Объем резервуара воздуха: 135 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 1000x450x760 мм
- Вес: 105 кг



## KM-24.OLD10

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×645 мм
- Вес: 32 кг



## KM-24.OLD10Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 60 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×645 мм
- Вес: 37 кг



## KM-24.OLD10K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



✚ ×1-2

735 \$

## KM-24.0LD15

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×710 мм
- Вес: 40 кг



✚ ×1-2

1580 \$

## KM-24.0LD15Д

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×710 мм
- Вес: 47 кг



✚ ×1-2

1840 \$

## KM-24.0LD15K

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



## KM-100.OLD15T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 86 кг



## KM-100.OLD15TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 200 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 96 кг



## KM-100.OLD15TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 106 кг



## KM-100.OLD20T

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 90 кг
- Питание: 380 В



## KM-100.OLD20TD

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 280 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 100 кг
- Питание: 380 В



## KM-100.OLD20TK

### Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 110 кг
- Питание: 380 В

✂️ x1-2



1299 €

## TORNADO 1

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 1
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 64 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 70 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂️ x1-3



2200 €

## TORNADO 2

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 2
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Без осушителя
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 140 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

✂️ x4-6



4090 €

## TORNADO 4

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 4
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 50 л
- Производительность: 270 л/мин
- Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар
- Осушитель (опция)



## VS 300 S

### Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа  
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 300 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,58/0,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума: 63-65 дБ



## VS 900 S

### Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа  
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 900 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 1,68/1,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ



## Tyscor VS 2

### Dürr Dental, Германия

Радиальная аспирационная установка  
«влажного» типа

- Эффективная работа на большом расстоянии от стоматологической установки
- Производительность: 600 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,7 кВт
- Продолжительность включения: 100%
- Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин
- Уровень шума: 58 дБ
- Лёгкая интеграция в цифровые системы контроля при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse

## КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ

### Vimel Dental, Китай

Интраоральная камера  
+ монитор (17 дюймов)  
+ держатель монитора

- Система сигнала: PAL, NTSC
- Разрешение: 1,3 Мп
- Автофокус
- Расстояние фокусировки: 5-50 мм
- Длина провода: 2 м
- Вес наконечника: 42 г
- Вес наконечника: 42 г



23 990 ₺

## SG-987

### GreenMED, Китай

Электрическая зубная щётка

- Микровибрации (31 000 колебаний щетинок в минуту), генерируемые двойным магнитным мотором, позволяют мягко разрушать налёт, а колебательно-вращательное движение насадки (шириной до 6 мм) эффективно удаляет его
- Класс водонепроницаемости IPX7 надёжно защищает корпус от влаги и проникновения воды, а также гарантирует безопасное использование при погружении в воду до 1 метра на 30 минут
- Безопасный и долговечный литиевый аккумулятор обеспечит активное использование зубной щётки в течение 25 дней, а индикатор зарядки напомнит о необходимости зарядить устройство
- 3 режима работы (отбеливание, регулярная чистка, массаж) для достижения наилучшего результата в зависимости от ваших индивидуальных потребностей
- Умный таймер с напоминанием позволяет проводить чистку зубов наиболее эффективным способом
- Высококачественная инновационная щетина сменных насадок способствует естественной очистке зубов и мягкой бережной полировке их поверхности
- Стильный дизайн в виде бриллиантовых граней и приятное противоскользящее покрытие корпуса обеспечивают комфортную эксплуатацию



2 500 ₺



## FD 360

### Dürr Dental, Германия

Жидкость для очистки пор и ухода за поверхностями из искусственной кожи

- Щадящий очиститель в комбинации со средством по уходу обеспечивают сохранение качества поверхности
- Интенсивное чистящее действие — удаляет любые пятна и следы выцветания
- Ингредиенты: поверхностно-активные вещества, силиконовые соединения и специальная формула для ухода на основе масла авокадо
- Комплектация: набор, состоящий из флакона с распылителем объемом 500 мл, 1 FD Полировочная салфетка и 9 специальных губок



## FD 366 SENSITIVE

### Dürr Dental, Германия

Рабочий раствор с уменьшенным содержанием спирта для дезинфекции и очистки особо чувствительных поверхностей медицинских изделий

- Быстрое дезинфицирующее воздействие
- Проверенная совместимость с материалами — рекомендуется ведущими производителями оборудования
- Активные вещества: спирты, четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



## OROCUP

### Dürr Dental, Германия

Удобная для пользователя закрытая система ухода для дезинфекции и очистки аспирационных установок и сепараторов амальгамы

- Создает воздушно-водную смесь для оптимального увлажнения и эффективной очистки аспирационной системы
- Рациональная работа — система для подготовки и аспирации готовых растворов
- Соединительные адаптеры для всех аспирационных шлангов
- Объем: 2 л

С ножным  
управлением  
~~1600 €~~  
**1 230 €**

С коленным  
управлением  
~~1900 €~~  
**1 427 €**

Настольный  
~~1900 €~~  
**1 427 €**



## PERFECTA 300

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия 2 года

С ножным  
управлением  
~~2100 €~~  
**1 670 €**

С коленным  
управлением  
~~2500 €~~  
**1 862 €**

Настольный  
~~2500 €~~  
**1 862 €**



## PERFECTA 600

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной
- Гарантия 2 года

С ножным  
управлением  
~~2800 €~~  
**2 135 €**

С коленным  
управлением  
~~2800 €~~  
**2 135 €**

С внешней  
подачей жидкости  
~~2500 €~~  
**2 135 €**



## PERFECTA 900

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный
- Гарантия 2 года



399 990 ₺

## HELIOS 600

Eighteeth, Китай

Интраоральный сканер

- Обновлённая версия одного из самых быстрых и точных сканеров на рынке. Сканирование полной дуги менее чем за 30 сек с отклонением до 20,0 мкм.
- Автоматическая адаптивная калибровка
- Маленький и лёгкий. Вес всего 185 граммов
- Поле зрения 16×14 мм
- Кнопка для переключения режимов
- Съёмный кабель (USB 3.0/Type-C)
- Съёмные поворотные на 180° наконечники
- Светодиодный источник света с защитой от запотевания, без порошка



## RAYDENT MILL 4X

Ray, Ю. Корея

Фрезерный станок



## RAYDENT Studio

Ray, Ю. Корея

3D-принтер



## Ray Post Curing

Ray, Ю. Корея

Полимеризационная камера  
УФ-отверждения



2 499 990 ₺

## В подарок

Стартовый набор фрез,  
5 блоков Ambr Mill C14 и  
фотополимер HARZ Labs  
Light Grey



## i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер



## AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

10 490 €



## i900

### Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге:  $10.9 \text{ мк} \pm 0.98$
- Область сканирования: до  $26,9 \times 19,7 \text{ мм}$
- Камера: 10 бит
- Вес: 165 г
- Ширина: 35 мм
- В комплекте два кабеля: 2 и 2,5 метра
- USB Type-C 3.1
- Автоклавирование: до 150 раз



## i700

### Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге:  $10,2 \text{ мк}$
- Область сканирования:  $15 \times 13 \text{ мм}$
- Высокоскоростная камера 70 кадров в секунду
- Вес: 245 г
- Длина кабеля: 2 м (ЭКСКЛЮЗИВ Medit i700: отсоединяемый провод)
- USB Type-C 3.1



Гарантия  
1 год

Сканируй и узнавай,  
как сканировать с Medit.





**5 000 €**

стандартная комплектация

**7 000 €**

с функцией сканирования в артикуляторе и подставкой под артикулятор

## T310

### Medit, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер уже с модулем артикулятора

- Разрешение камеры: 5,0 Мпа x 2
- Точность: 9 мкм
- Сканирование модели: 18 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- KAS jig платформа (Kavo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Опционально держатель моделей Screw jig

⊕ в подарок



**10 ТБ**

+ 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год



**11 800 €**

## T710

### MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5,0 Мп x 4
- Точность: 4 мкм
- Сканирование модели: 8 секунд
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- Модуль для сканирования в артикуляторе
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Impression Jig
- Spray Supporter
- Screw Jig

⊕ в подарок



**10 ТБ**

+ 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год

## X-Mill 520DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 650×815×810 мм
- Вес нетто: 170 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 120/120/105  
A: 360° B: 0-120°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 4000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: цирконий, воск, PMMA, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



21 950 \$

## X-Mill 500 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 585×530×695 мм
- Вес нетто: 105 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 170/120/85  
A: ±30; B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: цирконий, воск, PMMA, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



15 300 \$



## X-Mill 300

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 730×720×620 мм
- Вес нетто: 170 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 4
- С модулем для керамики
- С модулем для премиллов
- Область фрезерования XYZ: 125/130/80  
A: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill abutment, glass ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя
- Два холдера в комплекте



## X-Mill 500 PLUS

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 820×750×720 мм
- Вес нетто: 210 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 220/160/120  
A: ±35°, B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Автокалибровка: есть
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Водяное охлаждение шпинделя
- ПО HyperDENT в комплекте

37 200 \$



# X-Mill 650 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1170×820×1830 мм
- Вес: 955 кг
- Тулбокс (количество фрез): 36 фрез
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 4 кВт
- Количество осей обработки: 5 осей
- Область фрезировки XYZ: 370/160/180 мм, А: 360°, В: ±40
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: титановые премилы, смола, РЕЕК, прямоугольный холдер (140×150 мм), круглый холдер (98 мм)
- Водяное охлаждение шпинделя



## X-Mill C500

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 520×732×666 мм
- Вес нетто: 140 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,7 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 151/100/107 мм, A: 360° B: ±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, glass ceramic, PMMA, titanium alloy
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Типы реставраций: коронки и мост, вкладки и накладки, виниры, индивидуальные абатменты, коронки на абатменте
- Среднее время изготовления: Стеклокерамика 17 мин., премил абатмент 25 мин.



## X-Mill 580 DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 950×750×1740 мм
- Вес нетто: 380 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,0 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 165/110/90 мм, A: ±30° B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Водяное охлаждение шпинделя

1 999 990 ₺



# X-Mill 600 SE2

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 600×750×1750 мм
- Вес: 415 кг
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей обработки: 4 осей
- Область фрезировки XYZ: 200/200/125 мм, В: 360°
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Водяное охлаждение шпинделя
- Обрабатываемые материалы: glass ceramic, premill-abatment
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, индивидуальный абатменты
- Время изготовления: стеклокерамика 17 мин., премил абатмент 25 мин.



## X-Mill C300

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 450×446×495 мм
- Вес нетто: 65 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Мощность шпинделя: 0,7 кВт
- Количество осей: 4
- Область фрезерования XYZ: 125/75/60 мм, А: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Воздушное охлаждение шпинделя
- Обрабатываемые материалы: glass ceramic, PEEK, resin
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, коронки на абатменте
- Время изготовления: стеклокерамика 20 мин.



## X-Mill 630D

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 800×650×850 мм
- Вес нетто: 380 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Мощность шпинделя: 2,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 260/110/105 мм, А: 360° В: 360±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 20 фрез
- Водяное охлаждение шпинделя
- Смена фрез: автоматическая
- Обрабатываемые материалы: цирконий, PMMA, Воск, glass ceramic, титан, premill-abatment
- Типы реставраций: коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры, индивидуальный абатменты, сплинты, ретейнеры, съёмные протезы
- Время изготовления: стеклокерамика 17 мин., воск 3 мин., премил абатмент 25 мин.

## GK Two Pack

### UniFormation, Китай

Комплект оборудования

- Комплект, состоящий из LCD 3D-принтера UniFormation GKtwo, а также двух фирменных устройств для пост-обработки UniFormation Curing Station и UniFormation Resin Cleaner
- Разрешение монохромной матрицы с диагональю 10,3 дюйма составляет 7680×4320 пикселей
- Большая область печати: 228×128×245 мм
- Точность по оси XY – 29,6 микрон
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Активная система фильтрации
- Угольный фильтр
- Устройство УФ-засветки обладает большой рабочей областью: 260×140 мм
- Вместимость ультразвуковой ванны: 7 л
- Стандартный цикл ультразвуковой очистки: 3 минуты

199 990 ₺

## GK 3 Ultra Pack

### UniFormation, Китай

Профессиональный комплект для 3D-печати

- Включает:
- 3D-принтер UniFormation GK3 Ultra
- Устройство для промывки UniFormation Wash 3 Ultra
- УФ-камеру UniFormation Cure 3 Ultra
- Принтер с 6К монохромным экраном
- Область печати 300×160×300 мм обеспечивает исключительную детализацию и высокую скорость работы, подходят для создания крупных прототипов и точных моделей
- Устройство для промывки ускоряет очистку напечатанных деталей, минимизируя ручной труд
- УФ-камера гарантирует равномерное пост-отверждение, обеспечивая профессиональное качество готовых изделий
- Встроенная система подогрева фотополимера
- Всё необходимое для безупречной 3D-печати в одном наборе

299 990 ₺



119 990 ₺

## R407



### GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Бесщёточный двигатель
- Управляющий кабель в комплекте
- Подключение к двум фрезерам
- Подключение к компрессору для самоочистки
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Поддержка совместной работы с двумя САМ-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 1200 Вт



99 990 ₺

## R412



### GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Бесщёточный двигатель
- Управляющий кабель в комплекте
- Подключение к одному фрезеру
- Подключение к компрессору для самоочистки
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Поддержка совместной работы с двумя САМ-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 900 Вт



4 799 \$

## F6



### GreenMED, Китай

Печь для спекания

- Подходит для спекания диоксида циркония благодаря максимальной температуре 1700°C.
- Высококачественные нагревательные элементы из дисилицида молибдена
- Нагревательная камера с высококачественными изоляционными материалами
- Большое внутреннее пространство вмещает 2 тигля одновременно.
- Размер: 42×46,5×80 см
- Масса: 61 кг
- Общая мощность: 2500 Вт
- Уровень защиты: IP21



## SHT

ХТСЕРА, Китай

Циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%




## SHT ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



## 3D ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: от 1100 до 750 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 HV
- Трансляцентность (прозрачность): от 43% до 55%

\* Цена за штуку при покупке от пяти штук



## ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T1 (long)	T2	T2 (long)	T3	T4 (endmill)	T5
Диаметр режущей кромки	2	2	1	1	0,6	1	0,3
Рабочая длина	16	22	16	20	8	16	2
Диаметр хвостовика	4	4	4	4	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50	50	50	50	50



## ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	2,5	1	0,6
Рабочая длина	16	10	10
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	45	45	45



## ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	3	2	1,5
Рабочая длина	14	12	8
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50



## ФРЕЗЫ ПО РММА/WAX

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3	T4(endmill)
Диаметр режущей кромки	2	1	0,6	0,6
Рабочая длина	16	16	8	8
Диаметр хвостовика	4	4	4	1,0
Длина фрезы	50	50	50	50



# M150

Riton, Китай

3D-принтер

- Область построения: цилиндр:  $\varnothing$  150; высота: 120 мм
- Кол-во лазеров: 1 шт
- Мощность/тип лазера: 500 Вт; волоконный
- Длина волны лазера: 1,064  $\mu$ m
- Скорость сканирования: 14000 мм/с
- Толщина слоя: 20-50 мкм
- Электропитание: 2,5 KW / 220W
- Размеры: 790×1010×1670 мм.
- Вес: 500 кг
- Поддерживаемые материалы: Stainless steel, CoCr
- Защитный газ: Азот/Аргон





# MLAB

Riton, Китай

3D-принтер

- Область построения: цилиндр:  $\varnothing$  100; высота: 80 мм
- Кол-во лазеров: 1 шт
- Мощность/тип лазера: 250 Вт; Волоконный
- Длина волны лазера: 1,064  $\mu$ m
- Скорость сканирования: 11 200 мм/с
- Толщина слоя: 20-50 мкм
- Электропитание: 2,5 KW / 220W
- Размеры: 800×600×600мм.
- Вес: 135 кг
- Поддерживаемые материалы: CoCr, Titanium
- Защитный газ: Азот/Аргон



  
NAVIDENT

Канада

# NAVIDENT EVO

Система динамической навигации, обеспечивающая точное планирование и выполнение имплантационных процедур в реальном времени.

## Отслеживание инструментов на 360°

MicronTracker 4 отслеживает хирургические инструменты во всём диапазоне их движения, устраняя слепые зоны. Небольшие метки на инструментах обеспечивают рабочий процесс без нарушений.

## Непревзойдённая точность

MicronTracker 4 обеспечивает лучшую в своём классе точность. Она достигает 80 микрон по всему полю зрения. На небольших участках он может достичь ещё более высокой точности (менее 50 микрон) — идеально для деликатных процедур.

## Роботизированная камера

Камера автоматически поворачивается и настраивается в соответствии с движениями хирурга и пациента, исключая необходимость в ручной настройке. Это обеспечивает большое поле обзора, что очень важно для сложных процедур, а также позволяет не нарушать стерильное поле для манипуляций с камерой.





## MICRONMAPPER

Эта технология позволяет специалистам создавать предварительные 3D-протезы для обеих челюстей всего за один час после завершения операции.

### Точность

- 50 мкм — толщина человеческого волоса
- 40 мкм — нижний предел видимости человеческого глаза
- 2 мкм — уровень точности MicronMapper

### Скорость и удобство

Процесс сканирования занимает менее минуты.  
Простой интерфейс: введите имя пациента, выберите челюсть и имплантат.

### Интеграция

Экспорт данных в STL для автоматического выравнивания в Exocad.  
Поддержка FitCheck для проверки точности изготовления мостовидных протезов.



## MICRONMAPPER EVO

Мощный модуль, который расширяет возможности системы Navident EVO, интегрируя современные функции фотограмметрии в динамическую навигационную систему.

### Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря устранению необходимости в физических моделях зубов, MicronMapper EVO делает процесс более эффективным и экономичным. Сокращение времени на приём и общей продолжительности лечения улучшает опыт пациента.

### Точность

Оцените встроенную фотограмметрию в системе Navident EVO, предлагающую быстрое и интегрированное решение, необходимое каждому специалисту «All-on-X».

### Экономическая эффективность

MicronMapper EVO устраняет необходимость в физических моделях, сокращает время работы и общую продолжительность обработки. Конечный результат — более эффективный, точный и экономичный процесс.

Подробнее  
на сайте [claronav.ru](http://claronav.ru)





**8 200 €**

## ART 567DK

### SAM, Германия

Профессиональный набор артикуляционной системы (Digital Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 565M с протрузионными винтами)
- Направляющие углов ССП и Беннетта (всех видов)
- Настраиваемый резцовый столик
- Цифровая лицевая дуга с переносом AxioPrisa (AXP 100WK)
- Регулируемый носовой упор
- Указатель контрольной точки для лицевой дуги
- 20 стандартных насадок
- 20 насадок для II класса (KS)
- 20 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- Блок U25 синий для ВЧ
- Блок U35 чёрный для ВЧ
- Блок L15 красный для НЧ
- Блок L25 синий для ВЧ
- Магниты Axiosplit 4 штуки
- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 20 штук
- Лицензия AxioPrisa на 24 месяцев
- Лицензия AxioSnapMount на 24 месяцев
- Транспортировочный кейс



**6 500 €**

## ART 517DK

### SAM, Германия

Стартовый набор артикуляционной системы (Digital Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 515M)
- Цифровая лицевая дуга с переносом AxioPrisa (AXP 100WK)
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- Блок U25 синий для ВЧ
- Блок L15 красный для НЧ
- Магниты Axiosplit 2 штуки
- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 5 штук
- Лицензия AxioPrisa на 12 месяцев
- Лицензия AxioSnapMount на 12 месяцев
- Транспортировочный кейс



6 100 €

## ART 567MK

### SAM, Германия

Профессиональный набор артикуляционной системы (Manual Kit)

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 565M с протрузионными винтами)
- Направляющие углов ССП и Беннетта (всех видов)
- Настраиваемый режцовый столик
- Лицевая дуга
- Носовой упор
- Суставный механизм с металлической вилкой
- Приёмная каретка
- Подставка под вилку телескопическая
- Подставка для гипсовки нижней челюсти
- Колпачки для ушных опорных элементов
- Жёлтые монтажные пластины MPS 66x55 мм по 20 штук
- Транспортировочный кейс



5 700 €

## ASM 100WK

### SAM, Германия

AxioSnapMount профессиональный набор MPS

- Артикулятор SAM 3 MPS (ART 565M с протрузионными винтами)
- Направляющие углов ССП и Беннетта (всех видов)
- Настраиваемый режцовый столик
- Лицевая дуга
- Носовой упор
- Суставный механизм с металлической вилкой
- Приёмная каретка
- Подставка под вилку телескопическая
- Подставка для гипсовки нижней челюсти
- Колпачки для ушных опорных элементов
- Жёлтые монтажные пластины MPS 66x55 мм по 20 штук
- Транспортировочный кейс



2 200 €

## AXP 100WK

SAM, Германия

Цифровая лицевая дуга (комплект)

- Рама лицевой дуги
- Носовой упор
- AxioPrisa цифровой перенос
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)
- 40 колпачок для ушных опорных элементов
- Лицензия AxioPrisa на 24 месяца



2 790 €

## ART 515M

SAM, Германия

Артикулятор SAM 3 MPS

- Резцовый столик прямой
- Резцовый штифт
- Опорный штифт
- Наклонные опорные штифты
- Направляющие угла Беннетта прямые серые
- Направляющие угла Беннетта зелёные
- Направляющие угла ССП белые
- Транспортировочный кейс



3 299 €

## ART 565M

SAM, Германия

Артикулятор

- Регулируемый резцовый столик
- Опорный штифт
- Наклонные опоры
- Протрузионные/ретрузионные винты, две штуки
- Резцовый штифт с микрорегулировкой IIIPM
- Комплект вставок суставного пути
- Направляющие угла Беннетта, комплект II
- Кейс для транспортировки



1 900 €

## ASM 415 K

SAM, Германия

Комплект блоков AG для Artex Carbon с Splitex

- Блок средний +10 мм 2 штуки
- Блок большой +20 мм 2 штуки
- Магниты Axiosplit 4 штуки



## AXP 100S

SAM, Германия

АxiоPrisa стартовый набор

- АxiоPrisa цифровой перенос
- 5 стандартных насадок
- 5 насадок для II класса (KS)
- 5 насадок для III класса и восковых шаблонов (FLJ)



## ASM 100IK

SAM, Германия

АxiоSnapMount стартовый набор MPS

- Монтажные пластины ASM (+0,0 мм, +2,5 мм, +5,0 мм, +7,5 мм) по 5 штук
- Блок U25 синий для ВЧ, блок L25 синий для НЧ
- Магниты Аxiосplit 2 штуки
- Лицензия АxiоSnapMount на 6 месяцев



## ASM 125

SAM, Германия

Монтажные пластины ASM

- Монтажные пластины ASM +0,0 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +2,5 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +5,0 мм 20 штук
- Монтажные пластины ASM +7,5 мм 20 штук




## MPS

SAM, Германия

Комплект монтажных пластин MPS

- Жёлтые монтажные пластины MPS 66x55 мм по 20 штук

16 500 \$



Гарантия  
3,5 года



Чёрный  
цвет

## C-CLEAR 4K

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с плавным зумом и встроенной 4K-камерой

в подарок



Встроенная  
4K-камера



Full  
HD-дисплей



Беспроводная  
педаль

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование (плавный зум): 1,6x ~ 31x
- Окуляры: 12.5x широкоугольные, +7~-7 D, регулировка наглазника
- Бинокулярный тубус с углом наклона от 0 до 180°
- Возможность оснащения маятниковой системой +30°
- Вариообъектив **f = 190-480 мм**
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, **120 000 Люкс**
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45°
- Кронштейн
- В комплекте мышка и флэш-накопитель на 64 Гб

Смотрим в оба: полный  
видеозахват на микроскоп



**14 000 \$**



**Чёрный цвет**

## C-CLEAR

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с плавным зумом

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование (плавный зум): 1,6x ~ 31x
- Окуляры: 12.5x широкоугольные, +7~-7 D, регулировка наглазников
- Бинокулярный тубус с углом наклона от 0 до 180°
- Вариообъектив f = 190-480 мм.
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 120 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45°
- Подключение камер Canon, Sony
- Возможность оснащения маятниковой системой +30°

### в подарок



Беспроводная педаль



Зеркальная фотокамера



Full HD-дисплей



Гарантия 3,5 года

**11 000 \$**



**Чёрный цвет**


## C-CLEAR-1

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с револьверным зумом

- Масштабирование: 5x, 7,5x, 10x, 20x, 31x
- Окуляры: 12.5x широкоугольные, +7~-7 D, регулировка наглазника
- Бинокулярный тубус с углом наклона от 0 до 180°, f = 170 мм
- Вариоскоп f = 200-415 мм
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 70 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Возможность оснащения маятниковой системой +30°

### в подарок



Беспроводная педаль




Зеркальная фотокамера



Full HD-дисплей



Гарантия 3,5 года



## NK00

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL
- 
- Увеличение x3.0
- Вес: 37 г
- Поле обзора: 130:400 мм
- Глубина: 110:400
- Тип: TTL
- 
- Увеличение x3.3
- Вес: 60 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL



## NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.8
- Вес: 53 г
- Поле обзора: 70:400 мм
- Глубина: 50:400
- Тип: TTL
- 
- Увеличение x5.0
- Вес: 58 г
- Поле обзора: 60:400 мм
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL
- 
- Увеличение x6.0
- Вес: 63 г
- Поле обзора: 45:400 мм
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL

# NK REFRACTIVE

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.5
- Вес: 47 г
- Поле обзора: 115:450 мм
- Увеличение x4.5
- Вес: 48 г
- Поле обзора: 105:450 мм
- Увеличение x6.5
- Вес: 52 г
- Поле обзора: 55:50 мм

# NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30 г
- Поле обзора: 140:400 мм
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL

# MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Осветитель

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 140 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Регулирование мощности света
- Время зарядки всего 3 часа
- До 10 часов непрерывного использования без подзарядки
- Ёмкость батареи: 5200 мА

2 785 \$  
x3.5

2 940 \$  
x4.5

3 095 \$  
x6.5

1 400 \$

1 700 \$




## ERGO

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 3,5х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 100-140 мм. Поле обзора: 90-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 4,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 90-120 мм. Поле обзора: 85-110 мм. Вес: 54,5 г
- Увеличение: 5,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г
- Увеличение: 6,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 60-80 мм. Поле обзора: 55-75 мм. Вес: 59,6 г
- Увеличение: 8,0х. Рабочее расстояние: 450-550 мм. Глубина фокуса: 75-120 мм. Поле обзора: 75-90 мм. Вес: 55,5 г



## HD

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 2,5х
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 130-200 мм
- Поле обзора: 90-120 мм
- Вес: 40 г
- Увеличение: 3,0х.
- Рабочее расстояние: Персонализированное.
- Глубина фокуса: 110-150 мм
- Поле обзора: 80-110 мм
- Вес: 42 г




## EXTENDED

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокляры

- Увеличение: 3,5х
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 65-175 мм
- Поле обзора: 70-120 мм
- Вес: 42 г



## PRISMATIC

SWAN Loupes Co, Германия

Бинокуляры

- Увеличение: 4,0x
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 100-150 мм
- Поле обзора: 65-85 мм
- Вес: 51 г

- Увеличение: 5,0x.
- Рабочее расстояние: персонализированное
- Глубина фокуса: 80-120 мм
- Поле обзора: 60-75 мм
- Вес: 52 г

1 680 \$  
x4.0

1 875 \$  
x5.0



## WIRED LIGHT

SWAN Loupes Co, Германия

Проводной осветитель для бинокля

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 9 – 12 ч

450 \$



## WIRELESS FEATHER LIGHT


SWAN Loupes Co, Германия

Беспроводной осветитель для бинокля

- Максимальная яркость: 40 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Время работы: 3 – 4 ч
- Время зарядки: 45 мин
- В комплекте 1 или 2 батареи


889 \$

## ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ



PURE REFLECT®  
Зеркало для микрохирургии  
7×2 мм – прямоугольное

66,72 €



PURE REFLECT®  
Зеркало для микрохирургии  
9×3 мм – прямоугольное

66,72 €

## ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Окклюзионное, для взрослых  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, для детей  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,48 €



Вестибулярное  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Лингвальное узкое  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,48 €



Лингвальное широкое  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Латеральное  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, большое L  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €



Окклюзионное, большое XL  
Хромированное  
PURE REFLECT®

38,80 €

77,50 €

## ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Вращающийся держатель  
зеркал для фотосъёмки

50,85 €

## ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА



Родиевое зеркало №8 x 1 шт.  
PURE REFLECT® зеркало №8 x 1 шт.

13,80 €

18,60 €



Родиевое зеркало №9 x 1 шт.  
PURE REFLECT® зеркало №9 x 1 шт.

15,70 €

20,70 €



Родиевое зеркало №10 x 1 шт.  
PURE REFLECT® зеркало №10 x 1 шт.

20,70 €

24,90 €

## РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА



Ручка для зеркала XL STYLE

12,13 €



Ручка для зеркала DESIGN

6,62 €



Ручка для зеркала 8 граней

5,18 €

### TOPvision FS Rhodium



6730X 2

Зеркало для фотопротокола,  
74×106 мм

14 990 P



6730X 3

Зеркало для фотопротокола,  
42×128 мм

14 990 P

### MEGA FS mouth mirror

Ø22 мм



6560

Зеркала №4 с передней  
отражающей поверхностью  
(альтернатива родиевым),  
упаковка 12 шт.

85,34 €

Ø24 мм



6561

Зеркала №5 с передней  
отражающей поверхностью  
(альтернатива родиевым),  
упаковка 12 шт.

85,34 €

### MEGA FS Rhodium

Ø22 мм



6 060 MEGA 4 plane

Зеркала родиевые №4,  
упаковка 12 шт.

128,09 €

Ø24 мм



6 061 MEGA 5 plane

Зеркала родиевые №5,  
упаковка 12 шт.

128,09 €

### TOPvision FS mouth mirror

Ø22 мм



633X4 TOPvision FS SS

Зеркало №4 с передней  
отражающей поверхностью  
(альтернатива родиевым),  
упаковка 12 шт.

52,57 €

Ø24 мм



633X5 TOPvision FS SS

Зеркало №5 с передней  
отражающей поверхностью  
(альтернатива родиевым),  
упаковка 12 шт.

52,57 €

### Economy mouth mirror

Ø22 мм



770X4 Economy

Зеркало №4 покрытие из чистого  
серебра, упаковка 12 шт.

43,67 €

Ø42 мм



770X5 Economy

Зеркало №5 покрытие из чистого  
серебра, упаковка 12 шт.

43,67 €

### SEplus mouth mirror

Ø20 мм



702X3 SEplus

Зеркало №3 покрытие из чистого  
серебра, упаковка 12 шт.

50,23 €

Ø22 мм



702X4 SEplus

Зеркало №4 покрытие из чистого  
серебра, упаковка 12 шт.

50,23 €

### RELAX mouth mirror

Ø22 мм



7300 Relax FS ULTRA

Зеркала просветленные №4,  
упаковка 10 шт., разноцветные

200,69 €

Ø22 мм



7100 Relax FS Rhodium

Зеркала просветленные №4,  
упаковка 10 шт., разноцветные

106,93 €

### ULTRA FS ultra bright

Ø22 мм



6 160 ULTRA FS 4 plane

Зеркала ультра яркие №4,  
упаковка 6 шт.

132,94 €

Ø24 мм



6 161 ULTRA FS 5 plane

Зеркала ультра яркие №4,  
упаковка 6 шт.

132,94 €



## Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



## Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Проводной пульт дистанционного управления
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Совместимость с любыми приёмниками изображения



## VistaScan Mini Easy

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0 и 2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны уже через 6 секунд
- Компактное оборудование для кабинета
- Масса: 6,5 кг
- Размеры (В×Ш×Г): 226×234×243 мм
- Функция режима ожидания (Stand-by)



## HyperLight

Eighteeth, Китай

Высокочастотный портативный дентальный рентген

- Максимальное анодное напряжение: 65 кВ
- Размер фокального пятна: 0.4 мм
- Способ крепления: портативный
- Тип трубки: высокочастотный
- Вес: 1.8 кг
- Ток: 2.5 мА
- Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч × 4 (10,000 мАч)
- Напряжение сети: 100-240 В, 50/60 Гц
- Диапазон времени экспозиции: 0.02-2 с



## NanoPix 1

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 25,4×36,8×4,4 мм
- Матрица: 1000 x 1500
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 20×30 мм
- Интерфейс: USB 2.0



## NanoPix 2

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 30,4×41,9×4,4 мм
- Матрица: 1300 x 1800
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 26×36 мм
- Интерфейс: USB 2.0



## DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

- Класс прибора: II B
- Генератор рентгеновского излучения:
  - Напряжение на трубке: 70 кВ (постоянное)
  - Ток в трубке: 3 мА (постоянный)
  - Время экспозиции: 0,02–0,5 сек

Рентгеновская трубка:

- Фокальное пятно: 0,3 мм
- Угол мишени: 13°
- Теплоёмкость анода: 7кДж
- Собственная фильтрация: алюминий, 0,5 мм
- Поле облучения рентгеновскими лучами: расстояние от источника до приёмника (SID) 200 мм



## RIOsensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

- Size 1, size 2
- Прямое подключение через USB-порт
- Внешние габариты: 39×25 мм (size 1), 42×30 мм (size 2)
- Область изображения: 30×20 мм (size 1), 34×26 мм (size 2)
- Размер пикселя: 20×20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП (size 1), 2,2 мП (size 2),
- Разрешение: 25 пар линий/мм
- Длина кабеля: 2 м



## Pspix 2

Acteon, Франция

Система для считывания рентген-снимков

PSPIX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного соединения между пластиной и блоком оцифровки. Система совместима с любыми рентген-аппаратами

- Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм
- Время сканирования (быстрое): 1,6-2,7 секунд
- Время сканирования (выс. разрешение): 2,1-3,6 секунд
- Сетевое подключение: ethernet rj-45
- Размеры (Ш×Г×В): 154×204×193 мм
- Вес: 2,6 кг



## Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

+



## RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3 390 €



## Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

+



## RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3 490 €



## DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

+



## RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

329 990 ₺



# PRIMO TRIPLO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 450 нм при 3 Вт, 635 нм при 0,2 Вт, 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20µs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,5 кг
- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары



# PRIMO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20µs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205×130×50 мм
- Вес: 1,5 кг
- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары



## IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) без наконечника

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м
- Гарантия 1 год



## IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) с наконечником WS-75 L G (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический разборный наконечник WS-75 LG с генератором питания светодиода
- Гарантия 1 год



## IMPLANTMED SI-923 CLASSIC

W&H Dentalwerk, Австрия

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) с наконечником WI-75 E/КМ (20:1)

- Ультракороткий, мощный электрический мотор, крутящий момент 5,5 Нсм
- Диапазон скоростей: 300 — 40 000 об/мин на моторе
- Точное ограничение крутящего момента на инструменте 5-70 Нсм
- Функция нарезания резьбы
- Простота использования
- Вы можете запрограммировать все этапы операции по имплантологии
- В комплекте ножная педаль S-N2
- В комплекте электрический мотор EM-19, шланг длиной 1,8м и угловой хирургический наконечник WI-75 E / КМ 20:1 без света, неразборный
- Гарантия 1 год



## IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Нсм)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Нсм



Микромотор с оптикой LED



Ножная педаль беспроводная S-NW



Угловой наконечник с оптикой 20:1



## IMPLANTMED SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Нсм)
- Цветной сенсорный дисплей
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Максимальный крутящий момент на моторе 6,2 Нсм



Микромотор с оптикой LED



Ножная педаль проводная S-N2



Угловой наконечник с оптикой 20:1



## PIEZOMED SA-435 M

W&H Dentalwerk, Австрия

Модуль к физиодиспенсеру Implantmed SI-1023

Пьезохирургия и имплантология в одном устройстве

- Piezomed распознаёт наконечник, когда он установлен, и автоматически настраивает необходимую мощность
- Эффективное охлаждение рабочей зоны
- Библиотека инструментов
- Охлаждение без корпусного вентилятора
- Функция документирования
- Ножная педаль управления (опционально): S-N2/S-NW
- Номинальный расход хладагента: уе менее 90 мл/мин
- Размер: 90×140×285 мм
- Вес: 0,7 кг
- Длина кабеля микромотора: 1,8/3,5 м



4 680 €

# Piezomed SA-320

W&H Dentalwerk, Австрия

пьезохирургический аппарат для хирургии и имплантологии (пьезотом), с оптикой

- Автоматическое определение инструмента
- Три режима работы
- Функция «Ускорения» (Boost) для временного увеличения мощности на 20%
- Идеальное освещение области лечения благодаря кольцу из светодиодов по технологии LED, встроенного в наконечник
- Эффективное охлаждение благодаря выходным отверстиям спрея, расположенным близко к рабочей зоне инструмента
- Стерилизуемый в автоклаве наконечник с LED разъёмом и кабелем
- Мощность можно менять вручную для каждого типа насадок
- В линейке из 24 насадок от компании W&H представлены насадки для каждого клинического случая
- В комплекте подставка для наконечника и ключ для замены инструмента



Наконечник с длиной кабеля 1,8м + клипсы



Ножная педаль S-N1



Комплект трубок для ирригации



Комплект насадок Bone (B1, B2R, B2L, B3, B4, B5)



## Bone

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных Bone  
к Piezomed

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Арт. 07173100

1 050 €



## EX

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных EX  
к Piezomed

EX1, EX2

Арт. 07173500

319 €



## Paro

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных Paro  
к Piezomed

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400

460 €



## Endo

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных Endo  
к Piezomed

R1D, R2RD, R2LD, R3D,  
R4RD, R4LD

Арт. 07173300

820 €



## Sinus SPECIAL

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных Sinus  
к Piezomed

S1, S2, S3, S4, S5

Арт. 07173200

738 €



## Crestal P

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных  
Implant к Piezomed

I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

Арт. 07997110

1 440 €



## Crestal A

W&H Dentalwerk, Австрия  
Набор насадок  
инструментальных Implant  
к Piezomed

I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

Арт.07997090

1 440 €

**B1**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая пилака для тонких разрезов, с малой потерей костной ткани при заборе костных блоков.

Арт. 05530100

188 €

**B2R**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.

Арт. 06958600

188 €

**B2L**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Мелкозубая насадка для горизонтальных разрезов с малой потерей костной ткани, в труднодоступных местах.

Арт. 05544400

188 €

**B3**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Острая насадка для моделирования и формирования контура поверхности кости, а также для сбора костной стружки.

Арт. 05542100

163 €

**B4**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.

Арт. 05543800

163 €


**B5**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Острый скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.

Арт. 05534500

163 €

**B6**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Специальная пилака для тонких и глубоких разрезов.

Арт. 07022500

163 €

**B7**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Специальная пилака для тонких и глубоких разрезов.

Арт. 07022600

163 €

**I1**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

С алмазным покрытием и маркировкой глубины для пилотного препарирования и точного осевого расположения.

Арт. 06364500

181 €

**I2A**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (2 мм) на желаемую глубину для передней области.

Арт. 07797800

312 €

**I2P**

W&amp;H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (2 мм) на желаемую глубину для задней области.

Арт. 07788800

312 €



### I3A

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (3 мм) на желаемую глубину для передней области.

Арт. 07885600

324 €



### S3

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05508200

136 €



### I3P

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (3 мм) на желаемую глубину для задней области.

Арт. 07887000

324 €



### S4

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05542300

136 €



### I4A

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (4 мм) на желаемую глубину для передней области.

Арт. 07889400

337 €



### S5

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с закруглёнными краями для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Арт. 05542800

136 €



### I4P

W&H Dentalwerk, Австрия

Для пошаговой подготовки ложа под имплантат (4 мм) на желаемую глубину для задней области.

Арт. 07889500

337 €



### Z25P

W&H Dentalwerk, Австрия

С алмазным покрытием для расширения отверстия под имплантат (диаметр до 2,5 мм) в кортикальном слое кости.

Арт. 07785600

204 €

#### СИНУС-ЛИФТИНГ



### S1

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Арт. 05542900

129 €



### Z35P

W&H Dentalwerk, Австрия

С алмазным покрытием для расширения отверстия под имплантат (диаметр 3,5 мм) в кортикальном слое кости.

Арт. 07889500

217 €



### S2

W&H Dentalwerk, Австрия

Насадка округлая с алмазным покрытием, для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

Арт. 05534700

136 €



2 000 €

## Proxeo Ultra PB-530

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Беспроводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205
- Вес: 1106 г
- 4 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:  
Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)  
Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)



1 270 €

## Proxeo Ultra PB-520

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×205
- Вес: 1064 г
- 3 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:  
Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)  
Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)



834 €


## Proxeo Ultra PB-510

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой

- Бесступенчатая регулировка мощности
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120×185×110
- Вес: 807 г
- 3 насадки в комплекте
- Один из двух комплектов наконечников на выбор:  
Комплект PB-5 L (разъём EMS, Woodpecker, Mectron)  
Комплект PB-5 L S (разъём NSK, Satelec)

УДАЛЕНИЕ  
ЗУБНОГО КАМНЯ



75 €

**1U**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Для предварительного  
удаления наддесневого  
зубного камня.  
Арт. 05076200



75 €

**1US**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Для предварительного  
удаления наддесневого  
зубного камня.  
Арт. 07983820



81 €

**2U**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления  
наддесневого зубного  
камня и поддерживающей  
терапии пациентов.  
Арт. 05076300



81 €

**2US**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления  
наддесневого зубного  
камня и поддерживающей  
терапии пациентов.  
Арт. 07983830



95 €

**3U**

W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления наддес-  
невого зубного камня,  
особенно для очистки  
межзубных промежутков.  
Арт. 05368200



95 €

**3US**

W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления  
наддесневого зубного  
камня, особенно для  
очистки межзубных про-  
межутков. Арт. 07983850

ПАРОДОНТОЛОГИЯ



107 €

**1P**

W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления под-  
десневого зубного камня,  
идеально для глубоких  
пародонтальных кар-  
манов. Арт. 05370400



138 €

**3Pr**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка с правым изгибом  
для пародонтальной  
санации.  
Арт. 06364900



138 €

**3Pl**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка с левым изгибом  
для пародонтальной  
санации.  
Арт. 06365000



107 €

**1PS**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Для удаления под-  
десневого зубного камня,  
идеально для глубоких  
пародонтальных кар-  
манов. Арт. 07983860



107 €

**1I**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка  
для эффективной  
и щадящей очистки  
имплантатов и сопут-  
ствующих реставраций.  
Арт. 06364500



136 €

**P1**


W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка для удаления  
поддесневых отложений.  
Арт. 06067700



136 €

**P2RD**

W&H Dentalwerk, Австрия  
Изогнутая вправо  
насадка с алмазным  
покрытием для  
обработки оголённых  
корней зуба.  
Арт. 06061700



### P2LD

W&H Dentalwerk, Австрия  
Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголённых корней зуба.  
Арт. 06061800


136 €



### EX1

W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость. Арт. 06069300


136 €



### EX2

W&H Dentalwerk, Австрия  
Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость. Арт. 06071100

135 €




ЭНДОДОНТИЯ

### R1D

W&H Dentalwerk, Австрия  
Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала. Арт. 05975200


136 €



### R2RD

W&H Dentalwerk, Австрия  
Слегка изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала. Арт. 05991000


136 €



### R2LD

W&H Dentalwerk, Австрия  
Слегка изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала. Арт. 05999400


136 €



### R3D

W&H Dentalwerk, Австрия  
Угловая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала. Арт. 05998800


136 €



### R4RD

W&H Dentalwerk, Австрия  
Сильно изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.  
Арт. 06005000


136 €



### R4LD

W&H Dentalwerk, Австрия  
Сильно изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.  
Арт. 06004700


136 €



### 1E

W&H Dentalwerk, Австрия  
Не режущий инструмент для орошения в конце подготовки корневого канала. Арт. 06367900


119 €



### 3E

W&H Dentalwerk, Австрия  
Удаление сломанного инструмента из корневого канала. Арт. 06368100

127 €



### 6E

W&H Dentalwerk, Австрия  
Удаление пломб и кальцификатов корневых каналов. Арт. 07812500

127 €



РЕСТАВРАЦИЯ

### 1R

W&H Dentalwerk, Австрия  
Расширение фиссур. Арт. 05849401

105 €



## AIR MAX

### Acateon, Франция

Содоструйный аппарат для безболезненного профессионального снятия зубных отложений и отбеливания зубов

- 2-цветный LED-дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор

Арт. F11400



## PROPHY MAX

### Acateon, Франция

Порошкоструйный аппарат и скалер, 2 в 1

- Источник света: Светодиод (3 Вт)
- Длина волны: 420-480 нм
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F11610



## SERVOTOME II

### Acateon, Франция

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см<sup>2</sup>
- Световод: 11×11 мм
- Время полной зарядки: 1,5 ч
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек × 160 раз

Арт. F57210

СКОРО



## Monolizh

Kevin Peter, Китай

Система распознавания файлов

Технические характеристики:

- Процессор: Четырёхъядерный
- Оперативная память: 2 Гб
- Память: 32 Гб
- Операционная система: Встраиваемая
- Поддерживает Wi-Fi
- Поддерживает Bluetooth
- Размер экрана: 3,5 дюймов
- Разрешение 640×480
- Сенсорная панель
- Батарея: 11.1В 2600 мАч
- Питание: Type-C (совместим с быстрой зарядкой)

- Обеспечивает научную оценку уровня работоспособности файла, предлагая клиницистам объективную справку перед каждым использованием
- Автоматически определяет данные о файле, такие как: марка, модель, рекомендованный крутящий момент, частота вращения
- Предотвращает ошибки при настройке первоначальных параметров, обеспечивая более безопасную и чёткую работу
- Поддерживает интеллектуальное управление расходными материалами
- Система автоматически генерирует подробный профиль использования для каждого файла, записывая графику операций в режиме реального времени




**Скоро**

# PT-E

## Woodpecker, Китай

Порошкоструйный аппарат и скалер, 2 в 1

- Подача тёплой воды как для ультразвуковой, так и для порошкоструйной обработки, мощность нагрева 350 Вт
- Четыре регулируемых температурных режима
- Наконечник из титанового сплава
- Усовершенствованный наконечник Airstream со светодиодной подсветкой
- Низкий уровень шума воздушного потока: 75,8 дБ
- Адаптивный интеллектуальный интерфейс
- Напоминание о техническом обслуживании
- Автоматическая очистка одним нажатием кнопки для ультразвуковых и воздушных каналов
- Сила удара воды (g) уменьшена на 28,7%
- Эффективность очистки увеличилась 35%
- Светящийся контейнер для порошка
- Очистка двумя водными путями одним касанием
- Два варианта продолжительности очистки: 120 с., 20 с.
- Шесть ультразвуковых режимов (ультразвуковая чистка, мягкая чистка, пародонтология, уход за имплантатами, эндодонтия, ирригация)





**Скоро**

## PT-S1

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для быстрого удаления стойких наддесневых пятен, зубного камня и биоплёнки у взрослых

Состав: бикарбонат натрия

Вкус: лимон, клубника, персик

Размер частиц: 40-65 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,5

Вес: 300 г



**Скоро**

## PT-S2

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина и реставраций

Состав: эритритритол

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 40-65 мкм

Твёрдость по Моосу: ~2,5

Вес: 120 г



**Скоро**

## PT-S2 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина, мягких тканей, реставраций, ортодонтических аппаратов или поверхностей имплантатов.

Состав: эритритритол

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 14 мкм

Твёрдость по Моосу: ~2,5

Вес: 120 г



**Скоро**

## PT-S3

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Для лёгкого удаления биоплёнки и зубного камня с эмали, дентина и реставраций

Состав: глицин

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 65 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0

Вес: 120 г



**Скоро**

## PT-S3 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Подходит для детской стоматологии, ортодонтического лечения, поддержания реставраций, пародонтологического лечения и ухода за имплантатами

Состав: глицин

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 25 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0

Вес: 120 г



**Скоро**

## PT-S4 SUP+SUB

Woodpecker, Китай

Порошок для гигиены

Лёгкое удаление биоплёнки и пятен с поверхности эмали, дентина, мягких тканей, реставраций, ортодонтических аппаратов или имплантатов

Состав: тагатоза

Вкус: натуральный сладкий

Размер частиц: 14 мкм

Твёрдость по Моосу: 2,0~2,5

Вес: 120 г



**Скоро**

## Endo GT Pro

Woodpecker, Китай

Эндомотор с автоматическим определением крутящего момента и встроенным апекслокатором

- TorqueSense™: автоматическое определение крутящего момента в реальном времени
- ClearSignal™: индикатор качества сигнала
- Настраиваемая функция «Build-Your-File»
- Беспроводная система Freedom и сенсорный 6 дюймовый HD-экран
- Ультратонкая головка 8 мм для лучшего доступа
- Угловой наконечник с LED-подсветкой ≥ 8 000 люкс
- Наконечник и основание беспроводные и подключаются по Bluetooth




**29 990 ₺**

## iROOT PRO

GreenMED, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Возможно использовать функции эндомотора и апекслокатора как вместе, так и раздельно
- Эндомотор с функцией RECIPROC.
- Наконечник 16:1 можно использовать в 6 разных положениях
- Совместимость со всеми популярными Ni-Ti файлами.
- Возможность передачи данных на iRoot Apex через Bluetooth для более наглядной визуализации.
- Частота вращения: 150-1000 об/мин
- Ёмкость аккумулятора: 750 мАч
- Макс. крутящий момент: 0.6-4 Н·см
- Вес: 780 г



## AI MOTOR

Woodpecker, Китай

Эндомотор

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 360°
- Миниатюрная головка (диаметр: 8,0 мм, высота: 9,7 мм)
- Частота вращения: 50 — 3 000 об/мин
- Ёмкость аккумулятора: 2 000 мАч
- Макс. крутящий момент: 0,4 — 5 Н·см
- Встроенный апекслокатор
- Т-режим: обход безопасного уступа



## WOODPEX X

Woodpecker, Китай

Апекслокатор

- Рабочее время: 7 ч
- Время зарядки: 3 ч
- Аккумулятор: 3,7 В/2000 мАч



## MINI PEX

Woodpecker, Китай

Апекслокатор

- Автоматическая калибровка после запуска
- Вес 55 г
- Размеры: 70 мм×62 мм×20 мм
- ЖК-экран
- Аккумулятор: 3,7 В/320 мАч
- Адаптер: ~100–240 В, 50 Гц/60 Гц
- Потребляемая мощность: ≤0,5 Вт



## Super Pen

### Woodpecker, Китай

Аппарат для стоматологической анестезии

- Бесщёточный двигатель, увеличенный срок службы
- Управление с помощью алгоритма ИИ
- Безошибочная доставка лекарственного средства
- Высокоточный датчик давления
- Более высокая точность
- Три регулируемые скорости инъекции
- Управление одной кнопкой для большего удобства
- Литиевая батарея в зарядной станции: 3,7 В / 2000 мАч
- Литиевая батарея в манипуляторе: 3,7 В / 200 мАч
- Входное напряжение: ~100–240 В, 50 Гц/60 Гц, максимальный ток 0,4 А
- Выходное напряжение: DC5V/1A



## Fi-E

### Woodpecker, Китай

Плаггер для obturации корневых каналов

- Многогранная игла, вращающаяся на 360°
- Гибкий наконечник
- Размер (мм): 200×26×26
- Доступные температуры: 100°C, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C
- Время зарядки: около 2,5 ч
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Вес: 148 г  
179 г (зарядная база)  
167 г (адаптер питания)



## Fi-P

### Woodpecker, Китай

Плаггер для obturации корневых каналов

- Время нагрева: 0,2 секунды
- Гибкий наконечник толщиной 0,35 мм
- 4 рабочие температуры: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C
- Время зарядки: около 2,5 ч
- Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч
- Размеры (мм): 158,3×23,8×23,8
- Вес: 80 г  
195 г (зарядная база)  
167 г (адаптер питания)

## UDS

### Woodpecker, Китай

Встраиваемый ультразвуковой скалер с LED-подсветкой




- Съёмный автоклавируемый наконечник
- Стандарт EMS
- Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний
- Активный кислород позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта

## M2 Pro

### Woodpecker, Китай

Встраиваемый электромотор с LED-подсветкой



- Скорость: 2 000–40 000 об/мин
- Редукция: 1:5 (стандарт) / 1:1 / 16:1
- Крутящий момент: 3,5 N см
- 5 программ
- Регулируемая яркость
- Режимы: прямой, реверс
- Простая установка
- Размер мотора: Ф22×76,7 мм
- Вес: 68 г



300 €

### TG-98L

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Диаметр головки 11,5 мм  
Четырёхточечный спрей  
К переходнику W&H RQ-24, RQ-34  
Кнопочный зажим



440 €

### WG-99 LT

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Передача 1:5  
Для боров FG 1,6 мм  
Кнопочный зажим  
Четырёхточечный спрей



639 €

### TG-98 L RM

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Четырёхточечный спрей  
6-канальный разъём Midwest  
Кнопочный зажим



617 €

### WG-99 A

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Передача 1:5  
Для боров FG 1,6 мм  
Кнопочный зажим  
Четырёхточечный спрей



530 €

### TG-98

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Четырёхточечный спрей  
К переходнику W&H RQ-04, RQ-14  
Кнопочный зажим



420 €

### WG-56 LT

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Одинарный спрей  
Передача 1:1  
Для боров CA 2,35 мм



300 €

### TG-97 L

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Диаметр головки 10 мм  
Четырёхточечный спрей  
К переходнику W&H RQ-24, RQ-34  
Кнопочный зажим



370 €

### WG-56 A

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Одинарный спрей  
Передача 1:1  
Для боров CA 2,35 мм  
Кнопочный зажим



639 €

### TG-97 L RM

W&H, Австрия  
С фиброоптикой  
Четырёхточечный спрей  
6-канальный разъём Midwest  
Кнопочный зажим



307 €

### HG-43 A

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Передача 1:1  
Для боров CA 2,35мм  
Одинарный спрей



530 €

### TG-97

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Четырёхточечный спрей  
К переходнику W&H RQ-04, RQ-14  
Кнопочный зажим



246 €

### TE-98 LQ

W&H, Австрия  
Трёхточечный спрей  
Диаметр головки 12,2 мм  
С генератором в переходнике W&H RQ-54  
Кнопочный зажим

Узнай как правильно обслуживать наконечники.





### TE-97 LQ

W&H, Австрия  
 Трёхточечный спрей  
 Диаметр головки 10,4 мм  
 С генератором  
 в переходнике W&H RQ-54  
 Кнопочный зажим  
 Миниголовка

246 €



### TE-95 RM

W&H, Австрия  
 Без фиброоптики  
 Одинарный спрей  
 Диаметр головки 12,2 мм  
 4-канальный разъем  
 Midwest  
 Кнопочный зажим

161 €



### RQ-54

W&H, Австрия  
 С генератором света  
 4-канальный разъем  
 Midwest  
 Наличие обратного клапана  
 Roto Quick  
 Вращение наконечников  
 на 360° только для турбин-  
 ных наконечников Alegria

168 €



### WE-56

W&H, Австрия  
 Без фиброоптики  
 Без спрея  
 Передача 1:1  
 Для боров СА 2,35 мм  
 Кнопочный зажим

147 €



### TE-98

W&H, Австрия  
 Трёхточечный спрей  
 Диаметр головки 12,2 мм  
 К переходнику W&H RQ-03,  
 RQ-04, RQ-14  
 Кнопочный зажим

389 €



### HE-43

W&H, Австрия  
 Без фиброоптики  
 Без спрея  
 Передача 1:1  
 Для боров НР 2,35 мм

144 €



### TE-98 RM

W&H, Австрия  
 Без фиброоптики  
 Трёхточечный спрей  
 Диаметр головки 12,2 мм  
 4-канальный разъем  
 Midwest  
 Кнопочный зажим

205 €



### WE-99 LED G

W&H, Австрия  
 Генератор света  
 Трёхточечный спрей  
 Передача 1:4,5  
 Для боров FG 1,6 мм  
 Кнопочный зажим

609 €



### TE-97

W&H, Австрия  
 Трёхточечный спрей  
 Диаметр головки 10,4 мм  
 К переходнику W&H RQ-04,  
 RQ-14  
 Для боров FG 1,6 мм  
 Кнопочный зажим

389 €



### WE-56 LED G

W&H, Австрия  
 С генератором света  
 Одинарный спрей  
 Передача 1:1  
 Для боров СА 2,35 мм  
 Кнопочный зажим

448 €



### TE-97 RM

W&H, Австрия  
 Без фиброоптики  
 Трёхточечный спрей  
 Диаметр головки 10,4 мм  
 4-канальный разъем Midwest  
 Кнопочный зажим

205 €



### AM-25 L RM

W&H, Австрия  
 С фиброоптикой  
 6-канальный разъем  
 Midwest Lux  
 Внутренний спрей

954 €



### AM-25 A RM

W&H, Австрия  
Воздушный мотор  
Без фиброоптики  
4-канальный разъем Midwest  
Внутренний спрей

650 €



### RQ-14

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
С регулятором спрея  
Соединение W&H RQ  
4-канальный разъем Midwest

175 €



### AM-25 RM

W&H, Австрия  
Воздушный мотор  
Без фиброоптики  
4-канальный разъем Midwest  
Без спрея

397 €



### RC-58

W&H, Австрия  
Без фиброоптики  
Без спрея  
Передача 1:1  
С цанговым зажимом для RC-20

124 €



### RC-98 RM

W&H, Австрия  
Турбинный наконечник  
Без фиброоптики  
Трёхточечный спрей  
Кнопочный зажим  
4-канальный разъем Midwest

127 €



### RC-20 RM

W&H, Австрия  
Пневматический микромотор  
Без спрея  
4-канальный разъем Midwest

136 €



### RQ-24

W&H, Австрия  
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion  
С фиброоптикой  
6-канальный разъем Midwest

147 €



### RC-95 RM

W&H, Австрия  
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом  
Без фиброоптики  
Одинарный спрей  
4-канальный разъем Midwest

120 €



### RQ-34

W&H, Австрия  
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников Synea Fusion  
С регулятором спрея  
С фиброоптикой  
6-канальный разъем Midwest

240 €



### RC-43

W&H, Австрия  
Прямой наконечник  
Передача 1:1  
С защёлкой для RC-20

90 €



### RQ-04

W&H, Австрия  
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников  
Без фиброоптики  
4-канальный разъем Midwest

129 €

Узнай как правильно обслуживать наконечники.





### WS-75 L G

W&H, Австрия  
Угловой разборный наконечник 20:1 с кнопочным зажимом, внешним спреем подсветкой mini LED+ и генератором, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

822 €



### WS-56 L G

W&H, Австрия  
Угловой разборный наконечник 1:1 с кнопочным зажимом, внешним спреем, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

1 093 €



### WS-91 L G

W&H, Австрия  
Хирургический разборный угловой наконечник 1:2,7 с наклоном головки под 45°, внешним спреем, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм

765 €



### WS-92 L G

W&H, Австрия  
Хирургический разборный угловой наконечник 1:2,7, внешним спреем, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм

1 093 €



### WI-75 E/KM

W&H, Австрия  
Хирургический угловой наконечник 20:1, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей, неразборный

549 €



### S-11 L G

W&H, Австрия  
Прямой хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

811 €



### S-11

W&H, Австрия  
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

527 €



### S-9 L G

W&H, Австрия  
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

1 260 €



### S-9

W&H, Австрия  
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

980 €



### S-15

W&H, Австрия  
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

889 €



### S-10

W&H, Австрия  
Изогнутый хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

1 129 €



### 04363600

W&H, Австрия  
Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок  
6 шт  
Длина 2,2 м

65 €



### K25-CA-ML

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:5  
Скорость вращения:  
200 000 об/мин  
С фиброоптикой

349,27 \$



### K29-CA-ML

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 10:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
С фиброоптикой  
Кнопочный зажим

213,44 \$



### K25-CA

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:5  
Скорость вращения:  
200 000 об/мин  
Без фиброоптики

252,26 \$



### K29-CA-M

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 10:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики  
Кнопочный зажим

194,04 \$



### K25-45-CA-L

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:4.2  
Скорость вращения:  
168 000 об/мин  
С фиброоптикой

475,4 \$



### K27-CA-ML

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 4:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики  
Кнопочный зажим  
Миниголовка

213,44 \$



### K25-45CA

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:4.2  
Скорость вращения:  
168 000 об/мин  
Без фиброоптики

456 \$



### K27-CA-M

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 4:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики  
Кнопочный зажим  
Миниголовка

194,04 \$



### K30-CA-ML

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 16:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
С фиброоптикой  
Кнопочный зажим  
Миниголовка

213,44 \$



### K23-CA-L

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:5  
Скорость вращения:  
200 000 об/мин  
Без фиброоптики

139,71 \$



### K30-CA-M

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 16:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики  
Кнопочный зажим  
Миниголовка

194,04 \$



### K23-CA

GreenMED, Китай  
Повышающая передача 1:5  
Скорость вращения:  
200 000 об/мин  
Без фиброоптики

87,32 \$

Узнай как правильно  
обслуживать наконечники.





143,59 \$

### K23-CA-GL

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
С фиброоптикой  
Кнопочный зажим



29,11 \$

### K20-CA

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Кнопочный зажим  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



91,20 \$

### K23-CA-G

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Кнопочный зажим



40,75 \$

### K21-CA-P

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Кнопочный зажим  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



170,76 \$

### K23-CA-KL

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
С фиброоптикой  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

### K21-CA

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Цанговый зажим  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



104,78 \$

### K23-CA-K

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

### K22-CA

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Цанговый зажим  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



131,95 \$

### K23-SH-L

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
С фиброоптикой  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

### K20-SH

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



73,74 \$

### K23-SH

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

### K21-SH

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



232,85 \$

### K26-CA-ML

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
С фиброоптикой  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

### K32-CA-ML

GreenMED, Китай  
Понижающая передача  
32:1  
Миниголовка  
С фиброоптикой  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

### K26-CA-M

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

### K32-CA-M

GreenMED, Китай  
Понижающая передача  
32:1  
Миниголовка  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



194,04 \$

### K26-CA-L

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
С фиброоптикой  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



100,91 \$

### K20-SH-1

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Разборный



174,64 \$

### K26-CA

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
Без фиброоптики  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



100,91 \$

### K20-SH-2

GreenMED, Китай  
Передача 1:1  
Скорость вращения:  
40 000 об/мин  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Разборный



475,4 \$

### K26-CA-WG

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
С генератором света  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



256,13 \$

### K20-SH-4

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 4:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики



126,13 \$

### K26-CA-N

GreenMED, Китай  
Понижающая передача 20:1  
Скорость вращения:  
2 000 об/мин  
Без генератора света  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм



256,13 \$

### K20-SH-32

GreenMED, Китай  
Понижающая передача  
32:1  
Для боров с диаметром  
хвостовика 2,35 мм  
Без фиброоптики



## NL400-1



### GreenMED, Китай

Встраиваемый микроmotor

- Встроенная сенсорная панель управления
- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



## NL400-1



### GreenMED, Китай

Встраиваемый микроmotor

- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0,4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



## K24-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



## K23-AM-G

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Генератор света
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин




## K23-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



## K23-AM-M

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



## K22-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин




## K24-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



## K20-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



## K23-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин

## E-PEX Pro

Eighteeth, Китай

Электронно-цифровой апекслокатор



25 000 ₺

- Передовая многочастотная технология
- Высокая точность в мокрых и сухих каналах
- Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей
- Автоматическая калибровка
- Размеры: 95×65×20 мм
- Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч

## E-connect S

Eighteeth, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором



600 \$

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 340°
- Миниатюрная головка
- Предустановленные программы для разных систем файлов
- Регулировка экрана под рабочую руку
- Встроенный апекслокатор
- 11 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
- Цифровой LED-дисплей, в котором предусмотрена функция, разворачивающая дисплей для удобного использования правой или левой рукой



г. Москва, Центросоюзный переулок, 11  
8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69  
[sales@greendent.ru](mailto:sales@greendent.ru)  
[www.greendent.ru](http://www.greendent.ru)

