# Все акции

на стоматологическое оборудование

Для вашего нового кабинета









### Демонстрационный зал рядом с метро

Помимо офиса, наша компания имеет собственный демонстрационный зал, в котором представлены все основные образцы реализуемой продукции. Удобно расположитесь в кресле установки, поработайте наконечниками перед покупкой или убедитесь в потрясающем качестве 3D-снимков – любое оборудование можно свободно протестировать.



### Большой склад оборудования в Москве

Для оперативной отгрузки, на нашем складе одновременно находится более 100 стоматологических установок различных модификаций. Также в наличии всегда есть рентгенологическое и стерилизационное оборудование, стоматологическая мебель, запасные части и прочее.



### Оперативная доставка

Собственная служба логистики компании GREEN DENT и свой автомобильный парк позволяют срочно доставлять как крупное, так и мелкое стоматологическое оборудование.



### Лицензированный сервисный центр

Наш сервисный центр качественно и оперативно решит любые вопросы по монтажу и демонтажу оборудования, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также выполнит пуско-наладочные работы.

Лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники № ФС-99-03-003261.



### PAPAYA 3D

### Genoray, Ю. Корея

Челюстно-лицевой компьютерный томограф с цефалостатом



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка\*



Гарантия 5 лет

- 3 в 1: 3D изображение, Панорамный снимок, Цефалометрический снимок
- Допустимо размещение в жилых домах
- Размеры сканируемой области 3D: 3,5×4; 4×5; 7×7; 8×8; 16×8; 16×14
- Время реконструкции: 25 с
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 75 мкм
- Быстрое сканирование за 7,7 с
- Сила тока: 4-12 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60-69 кВ
- Отдельный детектор для каждого типа исследования

<sup>\*</sup> Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области





#### PAPAYA 3D

Челюстно-лицевой компьютерный томограф. Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

#### + EVOLUTION X3000

Настенный интраоральный рентгеновский аппарат с беспроводным управлением

New Life Radiology, Италия

#### + RIOSensor RIS500

Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

#### + в подарок









Вычислительный блок (компьютер)

Бесплатное обучение

доставка\*

Гарантия на томограф – 5 лет



#### **PAPAYA 3D**

Челюстно-лицевой компьютерный томограф. Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

#### + SURGIC PRO OPT

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) с наконечником Ti-Max SG20L с оптикой

NSK, Япония

#### + 30 имплантов

и хирургический набор









Вычислительный блок (компьютер)

Бесплатное обучение

Бесплатная доставка\*

на томограф – 5 лет



 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



### **PAPAYA**

### Genoray, Ю. Корея

Цифровой ортопантомограф с 3D визуализацией







монтаж



Бесплатное обучение



Гарантия 2 года

CUST томография – 3D визуализация при помощи 256 срезов на участке FOV 50×50×103 мм, а также возможность получения набора поперечных срезов альвеолярного отростка пациента



- Технология прямого получения изображения на основе CdTe (Теллурид Кадмия) сенсора
- Функция Multi-focus позволяет избежать ошибок, связанных с неверным положением или нежелательными движениями пациента
- Возможность использования с инвалидными креслами
- Позиционирование лицом к лицу с пациентом
- Цефалостат (опция)

 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области





### **BEYOND** POLUS

#### Beyond, США

### Мультифункциональная система для отбеливания зубов

- Цветной сенсорный дисплей
- Три источника мощного света: галогенный, диодный, LightBridge - две плазменные дуги (запатентованная система Beyond)
- Диодная лампа для фотополимеризации и отбеливания одного зуба
- Новая технология Ultrasonic
- Ионизация воздуха в помещении
- Три режима интенсивности света: высокий (флюороз, тетрациклин), средний, низкий (гиперчувствительность)
- Отсутствие УФ и ИК излучений и тепла
- Дистанционный пульт управления



### Whitening Accelerator II

#### Beyond, США

### Мультифункциональная система для отбеливания зубов

- Диодный свет голубого спектра
- Без УФ и ИК излучения
- Три режима интенсивности света: высокий (флюороз, тетрациклин), средний, низкий (гиперчувствительность)
- Ионизация воздуха в помещении
- Легкий и портативный
- Элегантный дизайн
- Цифровой дисплей
- Интуитивное управление





### 330 Standart

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница



Беспроводная полимеризационная лампа



Воздушный мотор



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



# 330 Standart

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница



Беспроводная полимеризационная лампа



Воздушный мотор



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



# **AM8015**

### Victor, Cefla Dental Group

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Стул врача
- Мягкая обивка кресла
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Бесшумный двигатель кресла
- Врачебный модуль на 4 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом



Беспроводная полимеризационная лампа



Воздушный мотор



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



Пескоструйны аппарат



# **330** Lux

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Мягкая обивка кресла
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Керамическая поворотная плевательница
- Система аспирации «Евростандарт»
- Поворотный гидроблок





Полимеризационная лампа



Воздушный



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



ультразвукової скалер с LED подсветкой



Пескоструйный аппарат



Безмасляный компрессор





### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Бесшумный двигатель кресла
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Светодиодный светильник



Беспроводная полимеризационная лампа



Воздушный мотор



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



Пескоструйн аппарат



### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Бесшумный двигатель кресла
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Светодиодный светильник

### в подарок



Беспроводная полимеризационная лампа



Воздушный мотор



Прямой наконечник



Угловой наконечник



Турбинный наконечник



Пескоструйн аппарат



### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- с нижнеи подачеи инстр
- ⊕ в подарок



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер



Воздушный мотор



Прямой наконечник



- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Touch Screen панель
- Педаль с плавной регулировкой
- Светодиодный светильник



Угловой наконечник



Турбинный



Пескоструйны аппарат



### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Педаль с плавной регулировкой
- Светодиодный светильник

### в подарок



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер



Воздушный мотор



Прямой наконечни



Угловой наконечник



Турбинный



Пескоструйны аппарат



### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов





полимеризационная лампа





- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)



### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов









Пескоструйный аппарат



Гарантия 2 года

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)



# 4800 II

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов



Беспроводная полимеризационная лампа



Электромотор с фиброоптикой



Ультразвуковой скалер



гарантия 2 года

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Две отдельные емкости: для подачи дистиллированной воды и для очистки системы
- 8-диодный светильник с дисплеем
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)



# **4800** Kids

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов





полимеризационная лампа





- Яркая мягкая обивка
- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)
- Система визуализации (опция)



# **4800** Kids

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов





Беспроводная полимеризационная лампа



Пескоструйный аппарат



Гарантия 2 года

- Яркая мягкая обивка
- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)
- Система визуализации (опция)



### Woson, Китай


Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Стул врача
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница

### ⊕ в подарок



полимеризационная лампа



### Woson, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Блок врача на 6 инструментов
- Мягкая обивка кресла (опция)
- Грузоподъемность до 190 кг
- Система визуализации (опция)



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер



Электромотор с фиброоптикой



10 одноразовых наконечников с переходником



Пескоструйнь аппарат



### Woson, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Блок врача на 5 инструментов
- Мягкая обивка кресла (опция)
- Грузоподъемность до 190 кг
- Система визуализации (опция)



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер



Электромотор с фиброоптикой



10 одноразовых наконечников с переходником



Пескоструйны аппарат





### Woson, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

в подарок



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Бесщеточный электромотор с оптикой



10 одноразовых наконечников с переходником

#### Светильник FARO (Италия)

- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Пескоструйный аппарат



Гарантия 2 года



### Woson, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов



Беспроводная полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Бесщеточный электромотор с оптикой



10 одноразовых наконечников с переходником



- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Пескоструйный аппарат



Гарантия 2 года





### WOD 730 Cart

### Woson, Китай

Стоматологическая установка с подкатным модулем врача

(+) в подарок

OF SH





Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Бесщеточный электромотор с оптикой



10 одноразовых наконечников с переходником

#### Светильник FARO (Италия)

- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Пескоструйный аппарат



Гарантия 2 года





# 4800 II Cart

### Mercury, Китай

Стоматологическая установка с подкатным модулем врача



Беспроводная полимеризационная лампа



10 одноразовых наконечников с переходником




Пескоструины аппарат



Гарантия 2 года

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Складное кресло с мягкой обивкой
- 8-диодный светильник с дисплеем
- Керамическая поворотная плевательница
- Подкатной модуль врача
- Клапаны ASCO
- Touch Screen панель
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)





### **ULTIMATE**

### Ritter, Германия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов



Беспроводная полимеризационная




Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Бесщеточный электромотор со светом Ritter (Германия)

- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотный гидроблок
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации



### **ULTIMATE**

### Ritter, Германия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов



Встраиваемая полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Бесщеточный электромотор со светом Ritter (Германия)

- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотный гидроблок
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации





### **ULTIMATE** E

### Ritter, Германия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов



Беспроводная полимеризационная лампа




Ультразвуковой скалер со светом



Бесщеточный электромотор со светом Ritter (Германия)

- Крепление блока врача на шарнире под креслом
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотный гидроблок
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации





### **ULTIMATE** E

### Ritter, Германия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов



Встраиваемая полимеризационная лампа



Ультразвуковой скалер со светом



Бесщеточный электромотор со светом Ritter (Германия)

- Крепление блока врача на шарнире под креслом
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотный гидроблок
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации





### **SWIDENT, FRIEND** PLUS

### Концерн EURODENT, Италия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер со светом



Бесщеточный электромотор со светом (Италия)

- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник POLARIS LED (Италия)
- Стул врача
- Педаль FARO с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Обивка Memory foam (опция) + 600 €



### **SWIDENT, FRIEND** PLUS

### Концерн EURODENT, Италия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковою скалер со светом



Бесщеточный электромотор со светом (Италия)

- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светильник POLARIS LED (Италия)
- Стул врача
- Педаль FARO с плавной регулировкой
- Керамическая поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Обивка Memory foam (опция) + 600 €



### **IMPULS S100**

### Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница





Беспроводная полимеризационная лампа



Бесплатная доставка\*



Гарантия 2 года

 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области





### **IMPULS S100**

### Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница



полимеризационная лампа




Бесплатная доставка\*



Гарантия 2 года



<sup>\*</sup> Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



### NEO 2

### Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Скалер Stomadent LED
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница





полимеризационная





Бесплатная доставка\*



2 года

 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области





### NEO<sub>2</sub>

### Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Стоматологическая установка
- + в подарок







Ультразвуковою скалер



Бесплатная доставка\*



гарантия 2 года



- Скалер Stomadent LED
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница



 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



# **Varius**

### Brumaba, Германия

#### Хирургический стол

- Регулируемая высота: 610-1040 мм
- Латеральный/боковой наклон
- Гидравлическая регулировка
- Станина из нержавеющей стали
- Подголовник на шарнире
- 8 ячеек памяти
- Пульт ручного управления
- Питание от аккумулятора
- Раздельная ножная секция

# + LED 5MC

### Dr. Mach, Германия

#### Операционный светильник

- 160 светодиодов
- Диаметр: 72 см
- Общая мощность 160 Вт
- Плавная регулировка яркости:
   65 000 160 000 люкс
- Функция эндосвет: 6500 люкс
- Регулировка цветовой температуры: 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
- Размер рабочей области 60-150 см,
- Мощность освещения 160 000 люкс

# + U3000 EX

### Ultradent, Германия

#### Подкатной модуль врача

- Беспроводная педаль управления всеми функциями
- Подогрев спрея
- Система защиты инструментов от попадания инфицированной воды
- Дисплей с указанием всех функций
- Функция продувки инструментов
- Все инструменты с подсветкой
- Шесть ячеек для инструментов
- Электрический, коллекторный двигатель К 200









### ELITE

#### Стул врача

Mercury, Китай

Идеально подходят для работы под микроскопом и для микрохирургии;

Удлиненные подлокотники на шарнире двигаются по кругу, вверх/вниз, в стороны, а также имеют систему скольжения вперед/назад;

Мягкая шовная обивка из медицинской ФИБРОкожи (100 тыс. истираний по Шорсу);

Высота сиденья: 450-570 мм;

Сиденье Ø 410 мм;

Колеса Ø 50 мм.

### **STANDART**

#### Стул врача

Mercury, Китай

Идеально подходят для работы под микроскопом и для микрохирургии;

Удлиненные подлокотники с регулируемой высотой и поворотом;

Мягкая шовная обивка из медицинской ФИБРОкожи (100 тыс. истираний по Шорсу);

Высота сиденья: 450-570 мм;

Сиденье Ø 410 мм; Колеса Ø 50 мм.

### **BALANCE +**

### Стул-седло со спинкой

Mercury, Китай

Эргономичная форма сидения;

Мягкая шовная обивка из медицинской ФИБРОкожи (100 тыс. истираний по Шорсу);

Высота сиденья: 450-570 мм;

Сиденье Ø 410 мм;

Колеса Ø 50 мм.



### AY-A1000

#### Стул ассистента

Mercury, Китай

Высота сиденья: 450-570 мм; Сиденье Ø 410 мм;

Колеса Ø 50 мм.



### AY-A1000

#### Стул врача

Mercury, Китай

Регулируемая спинка;

Высота сиденья: 450-570 мм;

Сиденье Ø 410 мм;

Колеса Ø 50 мм.



### **BALANCE**

#### Стул-седло

Mercury, Китай

Ручное управление;

Регулировка высоты 540-725 мм.





# KM-24.0LD10

### Remeza

# Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 75 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# KM-24.0LD10Д

### Remeza

# Стоматологический компрессор с осущителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 65 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# KM-24.0LD10K

### Remeza

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 75 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов





# KM-24.0LD15

### Remeza

# Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 66 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 135 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# KM-24.0LD15Д

### Remeza

# Стоматологический компрессор с осущителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 66 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 120 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



## KM-24.0LD15K

### Remeza

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 135 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов





# KM-100.0LD15T

### Remeza

# Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 270 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# **КМ-100.0LD15ТД**

### Remeza

# Стоматологический компрессор с осущителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 240 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# KM-100.0LD15TK

### Remeza

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 270 л/мин
- Манометр входного и выходного давления





# **KM-100.0LD20T**

### Remeza

# Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 360 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# KM-100.0LD20ТД

### Remeza

# Стоматологический компрессор с осущителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



# **KM-100.0LD20TK**

### Remeza

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 360 л/мин
- Манометр входного и выходного давления





# TANZO C12 NEW

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 12 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума





# TANZO C18 NEW

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 18 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума







# TANVO C23

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка

Drink

Тройной цикл предвакуума









# TANZO C23 NEW

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума









# TANZO C23 NEW

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума







машинка



для чистки и смазки наконечников





# TANVO C23



Дистиллятор



машинка



Аппарат для чистки и смазки





V3 мойка



Камера бактерицидная



рециркулятор





# TANVO C23

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума







мойка Collin 20

Drink

2 года





# TANVO C23

### Woson, Китай

#### Автоклав класса «В»

- Объем камеры 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума







Дистиллятор

мойка Collin 20







# KRONOS B23 STANDART

### JNB, Италия

#### Автоклав класса «В»

- Встроенный принтер
- Объем камеры: 23 л
- Цельнометаллическая камера без сварных швов
- Электромеханический притяжной замок
- Парогенератор расположен вне камеры
- 3 варианта подачи воды





### **KRONOS B23** STANDART

### JNB, Италия

#### Автоклав класса «В»

- Встроенный принтер
- Объем камеры: 23 л
- Цельнометаллическая камера без сварных швов
- Электромеханический притяжной замок
- Парогенератор расположен вне камеры
- 3 варианта подачи воды







# **KRONOS B23** STANDART

### JNB, Италия

#### Автоклав класса «В»

- Встроенный принтер
- Объем камеры: 23 л
- Цельнометаллическая камера без сварных швов
- Электромеханический притяжной замок
- Парогенератор расположен вне камеры
- 3 варианта подачи воды





# **Doctor Smile D5**

### Lambda, Италия

#### Диодный лазер с функцией отбеливания

- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1)
- Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
- Продолжительность импульса: 0,5 мс непрерывный
- Частота: 47 63 Гц
- Автоклавируемые световоды 200/300/400/600 мкм



# **Doctor Smile Simpler**

### Lambda, Италия

### Диодный лазер с функцией отбеливания

- Сенсорный экран
- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Оптимизация под различные виды тканей
- 4 хирургических программы: по грануляционным тканям по неизмененным тканям по фиброзным тканям коагуляция
- Многофункциональный наконечник, компактный и легкий
- Частота повторения импульса До 25 кГц
- Диаметр световодов 200, 300, 400, 600 мкм
- Длина световода 3 м
- Максимальная мощность 8 Вт
- Длина волны 980 нм
- Класс лазера IV





# **Doctor Smile** Wiser

### Lambda, Италия

# Автономный диодный лазер с функцией отбеливания

- Автономность функционирования, свобода от кабелей, без педали, никаких оптических световодов
- Благодаря запатентованной технологии Super Cap лазер перезаряжается всего за шестьдесят секунд
- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Длина волны: 980 нм
- Максимальная мощность (в точке действия): 14 Вт
- Частота повторения импульса: до 25 кГц
- Автоклавируемые световоды 200/300/400 мкм
- Полностью русифицированное меню
- 34 запрограммированных клинических случая все рекомендуемые параметры настраиваются автоматически
- Цветной высококонтрастный ЖК-дисплей
- Всего одна минута зарядки гарантирует полную мобильность и независимость от электропитания



# **Doctor Smile Pluser**

### Lambda, Италия

#### Эрбиевый лазер

- Предназначен для операций на мягких и костных тканях
- Длина волны: 2940 нм
- Максимальная мощность (в точке действия): 10 Вт
- Продолжительность импульса: 75-500 мс
- Медицинский класс II В
- Охлаждение генератора: воздух/вода
- Класс лазера: 4
- LCD дисплей с сенсорным управлением
- Полностью русифицированный интерфейс
- Самодиагностика, предустановленные клинические программы и встроенное видеоруководство
- Инновационная встроенная система самоочистки наконечника
- Усовершенствованный наконечник BOOST работает без контакта и вибрации, не вызывая теплового повреждения ткани
- Не требует замены световода





### **i500**

### Medit, Ю. Корея

#### 3D Сканер

- Сертифицированная точность сканирования: ISO 12836 точность оцифровки изображения <7 микрон ANSI/ADA Standard No.132 повторяемость результата, точность сканирования <10 микрон VDI 2634 тест на наличие артефактов, влияющих на точность сканирования <10 микрон
- Сканирование в цвете
- Технология сканирования структурированным СИНИМ цветом
- Сканирование модели в артикуляторе
- Собственное программное обеспечение с множеством уникальных функций



# **PlanScan**

### Planmeca, Финляндия

#### **3D Сканер**

- Автоклавируемые сменные насадки различных размеров для удобства и безупречной дезинфекции
- Усиленный контроль влажности с технологией против запотевания
- Сканирование без спрея
- Быстрое сканирование в режиме реального времени
- Точные результаты сканирования любого объема от одного зуба до всей зубной дуги
- Открытый формат файлов STL
- Работает с ноутбуком легко обмениваться данными
- Постоянный доступ к данным сканирования в режиме реального времени
- Гибкое лицензирование программного обеспечения Planmeca Romexis® позволяет одновременно поддерживать работу нескольких пользователей на различных этапах (сканирование, моделирование, фрезерование)





# **UP300**

**UP3D**, Китай

3D сканер стоматологический

# + **DWX-52D**

Roland, Япония

Фрезерный станок

# + Duotronpro S-600

ADD-IN, Ю. Корея

Печь для синтеризации циркония

# + SILENT compactCAM

Renfert, Германия

Вытяжка для фрезерного станка





T300

Medit, Ю. Корея

Лабораторный **3D** сканер

+ **DWX-52D** 

Roland, Япония

Фрезерный станок

+ LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

+ SILENT compactCAM

Renfert, Германия

Вытяжка для фрезерного станка





### **i500**

### Medit, Ю. Корея

3D Сканер

- Сертифицированная точность сканирования:
   ISO 12836 – точность оцифровки изображения <7 микрон</li>
- Технология сканирования структурированным СИНИМ цветом
- Сканирование модели в артикуляторе
- Собственное программное обеспечение с множеством уникальных функций

### + **DWX-42W**

### Roland, Япония

Фрезерный станок

- Система водяного охлаждения
- 6 инструментов
- Обрабатываемые материалы: стеклокерамика, полевой шпат, РММА, композитная резина
- Скорость вращения шпинделя:
   15 000-60 000 об./мин
- Максимальные размеры заготовки: 40x20x20 мм (ДхШхВ)
- 6-позиционное устройство автоматической смены инструмента
- Одновременная обработка до 3-х заготовок

# + Programat P310

### Ivoclar, Германия

Печь для обжига керамических материалов

- Цветной сенсорный экран и защищенная мембранная клавиатура
- Большие иконки для управления
- Муфель с QTK2 технологией и SiC отражающий экран в верхней части муфеля
- Энергосберегающие технологии
- Удаленная диагностика через интернет
- Встроенный держатель для щипцов
- 300 индивидуальных программ обжига
- Максимальная температура обжига: 1200 °C





**i500** 

Medit, Ю. Корея

Интраоральный **3D** Сканер

+ **DWX-52D** 

Roland, Япония

Фрезерный станок

+ LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

+ SILENT compactCAM

Renfert, Германия

Вытяжка для фрезерного станка





### T300

Medit, Ю. Корея

Лабораторный **3D** сканер

### + Programat P310

Ivoclar, Германия

Печь для обжига керамических материалов

### + DWX-52D

Roland, Япония

Фрезерный станок

### + SILENT compactCAM

Renfert, Германия

Вытяжка для фрезерного станка

### + Duotronpro S-600

ADD-IN, Ю. Корея

Печь для синтеризации циркония

### + DWX-42W

Roland, Япония

Фрезерный станок

### + Photon-S

Anycubic, Китай

3D принтер





# ПРИМА-Д

### Медприбор, Россия

Дентальный микроскоп

### База

- Светодиодное освещение, 27 Вт, срок службы лампы до 60 000 часов, 75 000 Лк (встроен в голову)
- 5-ступенчатое увеличение: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х
- Бинокулярный наклонный тубус 0-210°
- Линза объектива f=250 мм с ручкой точной настройкой фокуса и стерилизуемым колпачком
- Широкопольные окуляры с регулировкой 10×/Fn 18 мм
- Встроенный желтый фильтр
- Крепление на мобильной стойке

#### Стандарт

• База + Двойной наклонный светоделитель и фотоадаптер

### Эксперт

Стандарт + Вариоскоп (300-400 мм)





# PRIMA DNT

### Labomed, США

Дентальный микроскоп

### База

- Светодиодное освещение, 50 Вт, срок службы лампы до 60 000 часов, 100 000 Лк
- 5-ступенчатое увеличение: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х
- Бинокулярный наклонный тубус 0-210°
- Линза объектива f=250 мм (f=200 мм f=300 мм; f=400 мм) с ручкой точной настройки фокуса и стерилизуемым колпачком
- Широкопольные окуляры с регулировкой 10×/Fn 18 мм
- Встроенный зеленый и желтый фильтры
- Крепление на мобильной стойке

#### Стандарт

• База + Двойной наклонный светоделитель и фотоадаптер

#### Эксперт

Стандарт + Вариоскоп (300-400 мм)





# CALIPSO MD-500

Scaner, Украина

Дентальный микроскоп

#### База

- Апохроматическая оптика Schott (Германия)
- Широкоугольные окуляры 12,5X с увеличенным выносом выходного зрачка
- Яркая LED-подсветка с пятилинзовым конденсором и освещенностью более 60 000 Лк
- 5-ступенчатое увеличение: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х
- Крепление на мобильной стойке
- Оранжевый и зеленый светофильтры
- Оптическая головка с переменным углом наклона ±90°
- Линза объектива f=250 мм

#### Стандарт

 База + Адаптер бинокулярный 60° с делителем оптического канала 20/80 + Поворотное бинокулярное кольцо

#### Эксперт

• Стандарт + Вариоскоп (200-400 мм) с защитным стеклом + Фотоадаптер





# **OPMI PICO**

### Carl Zeiss, Германия

Дентальный микроскоп

#### Пакет Start Up (база)

- 5-ступенчатое увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
- Оранжевый и зеленый светофильтры
- Муфта 120° для повышенной маневренности и удлинения подвесной системы
- Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой 14 мм
- Регулируемый на 180° бинокулярный тубус
- Широкоугольные вставные окуляры 12,5х
- Светодиодное освещение

### Пакет Relax. база+

- Раздвижной тубус (170/260 мм) с дополнительной линзой
- Удлинитель бинокулярного тубуса (угловая оптика)

#### Пакет Classic, база+

- Вариоскоп (190-310 мм)
- Защита объектива от брызг VisionGuard (10 шт.)
- Интерфейс MORA с портом для документации

#### Пакет Professional, база+

- Встроенная Full HD видеокамера с пультом ДУ
- Интерфейс MORA с портом для документации
- Вариоскоп (190-310 мм)
- Защита объектива от брызг VisionGuard (10 шт.)

### Пакет EXTARO 300 Classic Plus, база+

- Вариоскоп (200-430 мм)
- Светодиодное освещение TriLED нового поколения
- Интерфейс MORA с портом для документации
- Опция расширенной визуализации позволяет подключать дополнительно флюоресцентный модуль и модуль TrueLight





# **EVOLUTION** X3000

### New Life Radiology, Италия

Интраоральный рентгеновский аппарат с беспроводным управлением







Бесплатная доставка\*

Гарантия 2 года

- Высокочастотный
- Фокальное пятно: 0,3 мм
- Дистанционное управление рентгеном, активная зона 10 м
- Двойной рычаг пантографа
- Освинцованный продольный корпус
- Напряжение: 60-70 кВ
- Регулировка потока тока (мА): 4-7 (меньший уровень потока тока позволяет получать более четкое изображение и улучшает свойства рентгена)
- Электронный таймер, встроенный в моноблок
- Вращение моноблока на 360°, по горизонтали
- Беспроводной пульт управления

 $<sup>^{*}</sup>$  Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области





# **PROX**

### Digimed, Ю. Корея

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Высокочастотный генератор
- Широкий диапазон экспозиций
- Монохромный LCD-дисплей
- Одна подзарядка на 50-60 снимков
- Встроенные программы: по возрасту, по группе зубов, по принимающему устройству
- Рентгеновская трубка: Toshiba
- Напряжение трубки: 60 кВ
- Ток трубки: 2 мА
- Время экспонирования: 0,01-0,60 сГабаритные размеры: 135×150×175 мм
- Вес: 1,8 кг



# JYF-10A X-RAY

### Китай

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Высокочастотный генератор
- Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций
- Позволяет сделать снимок не выходя из кабинета и не поднимая пациента со стоматологического кресла
- Напряжение трубки: 60 кВ
- Ток трубки: 1,2 мА
- Габаритные размеры: 190×150×200 мм
- Время экспонирования: 0-2,5 с
- Частота: 30 кГц
- Расстояние от тубуса до кожи: 140 мм
- Батарея: DC 14.8 B, 4400 мАч
- Bec: 2,6 кг





# RIOSensor RIS500

### Ray / Samsung, Ю. Корея

#### Визиографический комплекс

• Прямое подключение через USB-порт

Внешние габариты: 39 х 25 мм

• Область изображения: 30 х 20 мм

Размер пикселя: 20 х 20 мкм

Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим

волокном

• Сцинтиллятор: Иодид цезия

• Число пикселей: 1,5 мП

• Разрешение: 25 пар линий/мм

Длина кабеля: 2 м





Гарантия 2 года



# **GXS-700**

### Gendex, Германия

#### Визиографический комплекс

• Прямое подключение через USB-порт

• Функция Always Ready автоматически распознает наличие излучения и начинает запись изображений, не требуется активация системы перед съемкой.

Внешние габариты: 25 х 37 мм

• Размер пикселя: 19,5 мкм

• Формат изображения: 1026 х 1539 пикселей

• Технология: усовершенствованная версия CMOS

• Число пикселей: 1.6 мП

• Разрешение: 20 пар линий/мм

• Длина кабеля: 2,7 м





Гарантия 2 года



### **Evolution** X3000

# Настенный интраоральный рентгеновский аппарат с беспроводным управлением

New Life Radiology, Италия

Высокочастотный

Фокальное пятно: 0,3 мм

Двойной рычаг пантографа

Освинцованный продольный корпус

Напряжение: 60-70 кВ

Регулировка потока тока (мА): 4-7

Вращение моноблока на 360°

по горизонтали

### **RIOSensor** RIS500

#### Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 х 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS

с оптическим волокном Число пикселей: 1,5 мП Разрешение: 25 пар линий/мм







### **Evolution** X3000

# Мобильный интраоральный рентгеновский аппарат с беспроводным управлением

New Life Radiology, Италия

Высокочастотный

Фокальное пятно: 0,3 мм

Двойной рычаг пантографа

Освинцованный продольный корпус

Напряжение: 60-70 кВ

Регулировка потока тока (мА): 4-7

Вращение моноблока на 360°

по горизонтали

### RIOSensor RIS500

#### Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 х 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS

с оптическим волокном Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм









### JYF-10A X-Ray

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

#### Китай

Высокочастотный генератор

Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА Батарея: 4400 мАч

### RIOSensor RIS500

#### Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 х 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS

с оптическим волокном Число пикселей: 1,5 мП Разрешение: 25 пар линий/мм







### Prox

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

#### Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор
Широкий диапазон экспозиций
Яркий жидкокристаллический дисплей
Беспроводное дистанционное управление
Одна подзарядка на 50-60 снимков
Рентгеновская трубка: Toshiba
Литий-полимерный аккумулятор

### **RIOSensor** RIS500

#### Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 х 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS

с оптическим волокном Число пикселей: 1,5 мП Разрешение: 25 пар линий/мм





### JYF-10A X-Ray

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

#### Китай

Высокочастотный генератор Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА Батарея: 4400 мАч

### **GXS-700**

#### Визиографический комплекс

#### Gendex, Германия

Прямое подключение через USB-порт Внешние габариты: 25 х 37 мм

Размер пикселя: 19,5 мкм

Формат изображения: 1026 х 1539 пикселей

Число пикселей: 1.6 мП Разрешение: 20 пар линий/мм Длина кабеля: 2,7 мм



### Prox

# Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

#### Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор Широкий диапазон экспозиций Яркий жидкокристаллический дисплей Беспроводное дистанционное управление Одна подзарядка на 50-60 снимков Рентгеновская трубка: Toshiba Литий-полимерный аккумулятор

### **GXS-700**

#### Визиографический комплекс

#### Gendex, Германия

Прямое подключение через USB-порт Внешние габариты: 25 x 37 мм

Размер пикселя: 19,5 мкм

Формат изображения: 1026 х 1539

. пикселей

Число пикселей:  $1.6 \ \text{м} \square$  Разрешение:  $20 \ \text{пар}$  линий/мм

Длина кабеля: 2,7 мм





# **COLLIN 20**

### Woson, Китай

#### ультразвуковая мойка

- 2-цветный LED дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жестких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор
- Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
- Максимальный рабочий объем резервуара: 2500 мл
- Материал резервуара: нержавеющая сталь
- Габариты (Ш×В×Г): 31,4×24,3×20,4 см
- Размеры резервуара (Д×Ш×В): 24,5×15×7,6 см
- Bec: 2,9 кг



# **FB-AI** NEW

### Dental LED, Китай

### Полимеризационная лампа

- Длина волны: 420-480 нм
- Мощность светового потока: 1200-1500 мв/см²
- Быстросъемная батарея



# **D-LUX**

### DiaDent, Ю. Корея

#### Полимеризационная лампа

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²
- Световод: 11х11 мм
- Время полной зарядки: 1 час 30 минут
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек. х 160 раз





# **LUB909**

### Woson, Китай

#### Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Разъемы на 3 инструмента: 2 для высокоскоростных турбинных наконечников, 1 для прямых и угловых наконечников
- Подача воздуха: 0,3~0,6 Мра
- Поток воздуха: 60 л/мин



# **SELINA**

### Woson, Китай

### Запечатывающее устройство

- Высокая скорость нагрева
- Простота в обращении
- Безопасность в использовании
- Низкая потребность в обслуживании
- Современный дизайн



# **DRINK**

### Woson, Китай

#### Дистиллятор

- Производительность: 0,7 л/час
- Емкость: 4 литра
- Bec: 4 кг
- Резервуар из нержавеющей стали марки AISI-304





# **NanoEst**

### Геософт, Россия

#### Аппарат для апекслокации

- Гарантированная точность (в пределах 0,1 мм в апикальной зоне) и стабильность измерений в сухой, влажной среде и при наличии крови;
- Малый вес (48 г) и миниатюрность позволяет крепить аппарат на груди у пациента;
- Графическая и звуковая индикация;
- Автоклавируемые электроды: загубник, щуп-зажим;
- Режим сохранения энергии, автоотключение.
- Индикация заряда батареи;
- Совместим в качестве внешнего апекслокатора с эндомотором ЭндоЭст Мотор Мини (Базовый);
- Заменяемая мощная аккумуляторная батарея.



# EndoEst Apex 02

### Геософт, Россия

#### Аппарат для апекслокации

- Многочастотный принцип локализации апекса: гарантированная точность измерений в любых средах: сухой влажной и при наличии крови;
- Эргономичность: большой хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей и простота в применении;
- Визуальное и звуковое отображение положения инструмента относительно апикального сужения;
- Автоматическая индикация влажности канала;
- Энергосберегающий режим: автоматическое выключение через 10 мин. после окончания исследований и другие преимущества.



# EndoEst 3D

### Геософт, Россия

### Многофункциональный диагностический аппарат

- Апекслокация измерение рабочей длины канала зуба (определение физиологической апикальной констрикции);
- Электроодонтодиагностика определение клинического состояния пульпы;
- Дентинометрия: определение толщины надпульпарного дентина витальных зубов;
- Большой дисплей, графическая, световая и звуковая индикация;
- Регулируемые настройки звуковых сигналов;
- Индикация уровня заряда аккумулятора;
- Режим сохранения энергии. Автоотключение;
- Самодиагностика работоспособности;
- Сенсорные кнопки.



## EndoEst 5F

### Геософт, Россия

# Лечебно-диагностический эндодонтический аппарат

- Апекслокация: измерения рабочей длины канала (определение физиологической апикальной констрикции);
- Электроодонтодиагностика: определение клинического состояния и жизнеспособности пульпы
- Депофорез (электрофорез гидроокиси меди-кальция);
- Анодная стерилизация: стерилизация корневого канала прямым током за счет электролиза тканевой жидкости корневого канала с выделением хлора;
- Лекарственный внутриканальный электрофорез (ионофорез) йодида калия и др. лекарственных препаратов.





# PulpEst L

### Геософт, Россия

# **Тестер жизнеспособности** пульпы

- LED подсветка
- Быстросъемный стерилизуемый наконечник щуп ЭОД в трех модификациях
- 6 фиксированных положений установки наконечника обеспечивает адаптацию для разных клинических ситуаций
- Удобный ЖК-дисплей с отображением всех выбранных настроек
- 10 уровней скорости нарастания «диагностического» тока, включая «авторежим»
- 20 часов непрерывной работы без подзарядки аккумулятора
- Малый вес (70 г) и габариты



### **EndoEst** Motor-Mini

### Геософт, Россия

#### Эндодонтический мотор

- Функция встроенного апекслокатора автоматически фиксирует достижение апекса и таким образом защищает целостность апикальной констрикции и гарантирует защиту от выхода инструмента в периодонт
- Запатентованная система Smart Torque Control упрощает обработку труднопроходимых мест канала
- Высокоточный швейцарский микромотор Faulhaber
- Регулируемые параметры торка (Н/см): 0,2-3,5
- Диапазон скорости вращения: 200-600 об/мин
- Подсветка рабочего поля в моделях Al и Rl
- Возможность программирования 5 комбинации Ni-Ti файлов
- Миниатюрная головка с возможностью вращения на 360°
- Более 150 часов непрерывной работы без подзарядки





## **ObturEst**

### Геософт, Россия

#### Комплекс для обтурации корневых каналов

- Аппарат для заполнения корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей GuttaFill и аппарат для обтурации корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей GuttaEst VL в одном комплекте
- Двойная подставка зарядного устройства

#### GuttaFill:

- Работа со стандартными картриджами
- Регулируемая скорость выдавливания
- Индикация уровня заполнения картриджа
- Световая индикация всех фаз

#### **GuttaEst VL:**

- Яркая подсветка
- Функция вибрации и эндоактивации
- Малый вес и габариты
- Настраиваемая температура
- Надежная фиксации термоплаггера
- ЖК-дисплей
- Контроль исправности термоплаггера



# **GuttaFill**

### Геософт, Россия

# Инжектор разогретой гуттаперчи

- 2 скорости подачи гуттаперчи.
- Быстрая скорость нагрева ~ 8 сек
- Поддержание температуры 120°С в режиме подзарядки
- Индикация остатка гуттаперчи в рабочей камере, на ЖКдисплее
- Удобное отображение на ЖК-дисплее температуры нагрева и остывания
- Стерилизуемая рабочая часть корпуса
- Малый вес (95 г), компактность и отсутствие проводов дарит удобство и свободу движений
- Нагревающие элементы вынесены за пределы корпуса и не обжигают руки врача
- Высококачественные расходные материалы





# **SAF** EndoStation-mini

### ReDenNOVA, Израиль

Эндодонтический мотор для работы с самоадаптирующимися файлами (SAF)

- Одновременная ирригация для работы с вращающимися NiTi-файлами
- Объединяет цифровой электрический эндодонтический микромотор с перистальтическим насосом
- Система автоматически определяет подключенный наконечник, проводит его калибровку и активирует нужный рабочий режим (SAF или ROTARY)

#### Описание Режима SAF:

3 программы с индивидуальными настройками; Регулировка скорости вращения от 3000 до 9500 об/мин; Регулировка скорости подачи ирригационного раствора; Цифровой таймер с ежеминутной звуковой индикацией; Функция «промывки».

#### • Описание Режима ROTARY:

9 программ с индивидуальными настройками; Регулировка скорости вращения от 200 до 1000 об/мин; Регулировка крутящего момента (торка) от 0,5 до 5,0 Нсм; Выбор одного из трех режимов «автореверса» при достижении максимального крутящего момент; Звуковая индикация при достижении 75%-ого значения от заданного крутящего момента в процессе работы; Возможность подключения внешнего апекслокатора.

SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽





# GentleDrive

#### Эндомотор для гибких файлов

MedicNRG, Израиль

Имеет встроенный механизм равномерного распределения нагрузки.

Вертикальное и горизонтальное натяжение уравновешены: возможность приложения усилия в канале любой формы.

Вращаясь со скоростью 6500 об/мин. файл разбрасывается центробежной силой - обрабатывая стенки каналов любой формы.

За счет высокой скорости вращения и гибкости файла - выполняет функцию «эндоактиватора».



# MedicNRG Gentlefile (10 шт)

Файлы для обработки корневого канала

MedicNRG, Израиль

#### Варианты:

MedicNRG Gentlefile Grey 25mm GF-01-FL MedicNRG Gentlefile Blue 25mm GF-04-FL MedicNRG Gentlefile Red 25mm GF-05-FL



### MedicNRG GentleBrush (10 шт)

**10 Brush-Файлоы** MedicNRG, Израиль



## Насадка-головка

(12 шт)

12 насадок-головок для эндомотора GentleDrive

MedicNRG, Израиль



### Набор «Торнадо»

Эндомотор GentleDrive + насадки-головки (3 шт.)

- + файлы MedicNRG Gentlefile Red 25мм GF-05-FL (10 шт.)
- + файлы MedicNRG GentleBrush (10 шт.)

MedicNRG, Израиль





### T3 Line E40

#### Наконечник угловой

#### Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1 Титановый корпус Скорость вращения: 40 000 об/мин Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм Высота головки: 13,2 мм



### **T3 Line E200**

#### Наконечник угловой

#### Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5
Титановый корпус
Скорость вращения: 200 000 об/мин
Для боров с диаметром хвостовика 1,6 мм
Высота головки: 15,2 мм



### T3 Line E6

#### Наконечник угловой

#### Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1 Титановый корпус Скорость вращения: 6 000 об/мин Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB Высота головки: 13,2 мм



### T2 Line A40 L

#### Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1 Титановый корпус Скорость вращения: 40 000 об/мин Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм Высота головки: 13,2 мм



### T2 Line A200 L

#### Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5
Титановый корпус
Скорость вращения: 200 000 об/мин
Для боров с диаметром хвостовика 1,6 FG

Высота головки: 15,2 мм



### T2 Line A6 L

### Наконечник угловой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1 Титановый корпус LED подсветка Скорость вращения: 6 000 об/мин Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB Высота головки: 13,2 мм





### T3 Line EH40

#### Наконечник прямой

#### Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1 Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин Диаметр хвостовика бора 2,35 HB/WB



### T2 Boost S

#### Наконечник турбинный

#### Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об./мин

Диаметр головки: 11,9 мм Высота головки: 13,0 мм Подсветка: 25 000 люкс Четырёхточечный спрей

Вес: 56 грамм



### T3 Racer

#### Наконечник турбинный

#### Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 30 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/мин

Хромированный корпус Диаметр головки: 11,4 мм Высота головки: 14,8 мм Керамические подшипники

Вес: 53 г



### T2 Line AH40 L

#### Наконечник прямой с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1 Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин Диаметр хвостовика бора 2,35 HB/WB



### T2 Boost S

#### Наконечник турбинный с быстросъемным соединением

#### Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об./мин

Диаметр головки: 11,9 мм Высота головки: 13,0 мм Подсветка: 25 000 люкс Четырёхточечный спрей

Вес: 56 грамм



### **SIROInspect**

#### Аппарат для диагностики кариеса

#### Dentsply Sirona, Германия

Позволяет быстро определить кариозные очаги в процессе экскавации и мгновенно получить ответ о необходимости лечения

Принцип работы:

Зуб подсвечивается с помощью зонда фиолетовым цветом длиной волны 405 нм, за счет чего кариозные разложения сопровождаются флуоресценцией.





# 4000 P 3490 ₽



### Mercury 114

#### Турбинный наконечник

#### Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин Стандарт хвостового сочленения: М4 Уровень шума: <65 Дб Температура стерилизации: 135 С

Одноточечный спрей

Вес: 40 г

### **Mercury 222**

#### Наконечник угловой кнопочный

#### Mercury, Китай

Передача 1:1 Сменяемая головка Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин Температура стерилизации: 135 С

### **Mercury 777**

#### Наконечник прямой с наружным спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1
Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм
Стабильное вращение до 40 000 об/мин.
Температура стерилизации: 135 С



### Mercury 332K3

# Турбинный наконечник с генератором света

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин Температура стерилизации: 135 С Пятиточечный спрей Кольцевой диод Подшипник: 2.4 мм



### **Mercury 555**

#### Наконечник угловой с генератором света

Mercury, Китай

Передача 1:1

Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин. Температура стерилизации: 135 С Интенсивность освещения: 25 000 люкс



### Mercury 888

#### Наконечник прямой с внутренним спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм Стабильное вращение до 40 000 об/мин. Температура стерилизации: 135 С





### Mercury 1000

# Пневматический микромотор с наружным охлаждением

Mercury, Китай

Внешняя подача спрея Скорость вращения мотора: 22000-27000 об/мин Уровень шума: ≤65 Дб

. Вес: 90 г



### Mercury Star 400EM

# Электрический микромотор с фиброоптикой

Mercury, Китай

Бесщеточная система вращения Скорость вращения: 2 000 – 40 000 об/мин

Внутреннее охлаждение

Разъем: E-Туре Функция реверса

В комплекте шланг, пульт и плата управления



### TDP-II

#### Насадка для снятия налета

ВТМЕ. Китай

Соединение Midewest

Легкость замены рабочей головки

Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка в стоматологическую установку

Стерилизация при температуре 121



### Mercury 2000

# Пневматический микромотор с внутренним охлаждением

Mercury, Китай

Внутренняя подача спрея Скорость вращения мотора: 22 000 – 27 000 об/мин Уровень шума: ≤65 Дб

Вес: 90 г



### Набор наконечников

### Mercury, Китай

Высокоскоростной турбинный наконечник Воздушный микромотор (наружная вода) Прямой наконечник (наружная вода) Угловой наконечник Аксессуары



### **Air Prophy Unit**

### Пескоструйные наконечники

ВТМЕ, Китай

Стандартный переходник M4 Съемная автоклавируемая насадка вращающаяся на 360°

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от возврата порошка

Дополнительная насадка для продувки каналов воздухом





# 12.250 P-8 990 ₽



### **Mercury NEW**

#### Набор наконечников

#### Mercury, Китай

Два высокоскоростных турбинных наконечника

Воздушный микромотор (наружняя вода) Наконечник прямой (наружняя вода)

Угловой наконечник Аксессуары

### **Bool C6**

#### Встраиваемый ультразвуковой скалер

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник Стандарт EMS

В комплекте 6 насадок: T1 T1, T2, T3, T4, T5 Встроенная функция автоматической

компенсации амплитуды колебаний Активный кислород, позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта

### Bool C6 LED

#### Встраиваемый ультразвуковой скалер с LED подсветкой

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник Стандарт EMS

В комплекте 6 насадок: Т1 Т1, Т2, Т3, Т4, Т5

Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний

Активный кислород, позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта



### Комплекс визуализации

Интраоральная камера + монитор (17 дюймов)

+ держатель монитора

Vimel Dental, Китай

Система сигнала: PAL, NTSC

Разрешение: 1,3 Мп

Автофокус

Расстояние фокусировки: 5-50 мм

Длина провода: 2 м Вес наконечника: 42 г



### **TY W-4**

#### Стоматологический компрессор

Tongyi, Китай

Объем резервуара: 30 л

Производительность: 70 л/мин

Мощность: 550 Вт

Питание: 220В / 50Гц Уровень шума: 56-65 дБ

Потребляемый ток: 2.4 А

Макс. давление: 0.8 МПа



### **TY W-6**

#### Стоматологический компрессор

Tongyi, Китай

Объем резервуара: 35 л

Производительность: 100 л/мин

Мощность: 800 Вт Питание: 220В / 50Гц

Уровень шума: 60-65 дБ Потребляемый ток: 3,7 А

Макс. давление: 0,8 МПа

