

Стоматологическое
оборудование

ВСЕ АКЦИИ

И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ





Демонстрационный зал рядом с метро

Помимо офиса, наша компания имеет собственный демонстрационный зал, в котором представлены все основные образцы реализуемой продукции. Удобно расположиться в кресле установки, поработайте наконечниками перед покупкой или убедитесь в потрясающем качестве 3D-снимков – любое оборудование можно свободно протестировать.




Большой склад оборудования в Москве

Для оперативной отгрузки, на нашем складе одновременно находится более 100 стоматологических установок различных модификаций. Также в наличии всегда есть рентгенологическое и стерилизационное оборудование, стоматологическая мебель, запасные части и прочее.



Оперативная доставка

Собственная служба логистики компании GREEN DENT и свой автомобильный парк позволяют срочно доставлять как крупное, так и мелкое стоматологическое оборудование.



Лицензированный сервисный центр

Наш сервисный центр качественно и оперативно решит любые вопросы по монтажу и демонтажу оборудования, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также выполнит пуско-наладочные работы.

Лицензия на производство и техническое обслуживание медицинской техники № ФС-99-03-003261.



49 990 \$

исследование 16×8

55 990 \$

исследование 16×8
+ цефалостат

59 990 \$

исследование 16×14

64 990 \$

исследование 16×14
+ цефалостат

VOLUX 55

Genoray, Ю. Корея

**Челюстно-лицевой компьютерный
томограф с цефалостатом**

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
5 лет

- 3 в 1: 3D изображение, Панорамный снимок, Цефалометрический снимок
- Размеры сканируемой области 3D: 3,5×4; 4×5; 7×7; 8×8; 16×8; 16×14
- Время реконструкции: 25 с
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 75 мкм
- Быстрое сканирование за 7,7 с
- Сила тока: 4-12 мА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60-90 кВ

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



VOLUX 55

Цифровой ортопантомограф.
Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

+ EVOLUTION X3000

Настенный интраоральный рентгеновский
аппарат с беспроводным управлением

New Life Radiology, Италия

+ RIOSensor RIS500

Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
на томограф – 5 лет



VOLUX 55

Цифровой ортопантомограф.
Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

+ SURGIC PRO OPT

Хирургический аппарат (физиодиспенсер)
с наконечником Ti-Max SG20L с оптикой

NSK, Япония

+ 30 имплантов и хирургический набор

Paltop

⊕ в подарок



Вычислительный блок
(компьютер)



Бесплатное
обучение



Бесплатная
доставка*



Гарантия
на томограф – 5 лет

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



VOLUX 29

Genoray, Ю. Корея

**Цифровой ортопантомограф
с 3D визуализацией**

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
2 года

- CUST томография – 3D визуализация при помощи 256 срезов на участке FOV 50×50×103 мм, а также возможность получения набора поперечных срезов альвеолярного отростка пациента
- Технология прямого получения изображения на основе CdTe (Теллурид Кадмий) сенсора
- Функция Multi-focus позволяет избежать ошибок, связанных с неверным положением или нежелательными движениями пациента
- Возможность использования с инвалидными креслами
- Позиционирование лицом к лицу с пациентом
- Цефалостат (опция)

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



~~12 999 €~~
8 000 €

XPan DG

FONA Dental s.r.o., Италия

Цифровой ортопантомограф

- Фокальное пятно: 0,5 IEC 336
- Напряжение на аноде: 61-85 кВ
- Ток на аноде: 4-10 мА
- Время экспозиции (панорамная съемка): <15 с
- Управление нагрузкой для уменьшения времени ожидания



~~17 545 €~~
9 000 €

Art Plus

FONA Dental s.r.o., Италия

Цифровой ортопантомограф

- Автофокус
- Технология интеллектуального сенсора
- Фокальное пятно: 0,5 IEC 60336
- Напряжение на аноде: 61-85 кВ
- Время экспозиции (панорамная съемка): <14,2 с



~~-129 200 ₽-~~
109 990 ₽

~~-139 300 ₽-~~
117 990 ₽
+ Скалер

~~-151 300 ₽-~~
126 990 ₽
+ Безмасляный компрессор

~~-144 000 ₽-~~
134 990 ₽
+ Безмасляный компрессор
+ Скалер

330 Standart

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



330 Standart

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



330 Standart+

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Мягкая обивка кресла
- Стул врача и стул ассистента
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник на выбор
- Керамическая поворотная плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



330 Lux

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Мягкая обивка кресла
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Керамическая поворотная плевательница
- Система аспирации евростандарта
- Поворотный гидроблок

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Ультразвуковой
скалер



Пескоструйный
аппарат



Кронштейн
для монитора



1000

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Бесшумный двигатель кресла
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Светодиодный светильник

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



1000

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Бесшумный двигатель кресла
- Врачебный модуль на 5 инструментов
- Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом и слюноотсосом
- Светодиодный светильник

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



~~270 640 ₽~~
194 990 ₽

4800

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая multifunctional pedal
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



~~271 320 ₺~~
199 990 ₺

4800

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Клапаны ASCO
- Новая multifunctional педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



~~256 800 ₽~~
239 990 ₽

4800 II

Mercury, Китай

**Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов**

⊕ в подарок

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Две отдельные емкости: для подачи дистиллированной воды и для очистки системы
- 8-диодный светильник с дисплеем
- Большое бесшумное электромеханическое кресло с мягкой обивкой и двумя подлокотниками
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Пескоструйный
аппарат



Электромотор
с фиброоптикой



Ультразвуковой
скалер



Гарантия
2 года



~~313 600 ₽~~
204 990 ₽

4800 Kids

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Яркая мягкая обивка
- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)
- Система визуализации (опция)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



4800 Kids

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Яркая мягкая обивка
- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Светодиодный светильник
- Touch Screen панель
- Клапаны ASCO
- Новая многофункциональная педаль
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)
- Система визуализации (опция)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Воздушный
мотор



Прямой
наконечник



Угловой
наконечник



Турбинный
наконечник



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



~~126 000 ₽~~
119 990 ₽

~~160 000 ₽~~
149 990 ₽
+ Безмасляный компрессор 135 л/мин

WOD 330

Woson, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Стул врача
- Педаль управления инструментами
- Светодиодный светильник
- Керамическая поворотная плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



WOD 550

Woson, Китай

**Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов**

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Блок врача на 6 инструментов
- Мягкая обивка кресла (опция)
- Грузоподъемность до 190 кг
- Система визуализации (опция)

+ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



WOD 550

Woson, Китай

**Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов**

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Блок врача на 5 инструментов
- Мягкая обивка кресла (опция)
- Грузоподъемность до 190 кг
- Система визуализации (опция)

+ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



~~364 000 ₽~~
292 990 ₽

WOD 730

Woson, Китай

**Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов**

⊕ в подарок

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



WOD 730

Woson, Китай

**Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов**

+ в подарок

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



~~313 600 ₺~~
249 990 ₺

4800 II Cart

Mercury, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным модулем врача

- Стул врача и стул ассистента
- Поворотный гидроблок
- Складное кресло с мягкой обивкой
- 8-диодный светильник с дисплеем
- Керамическая поворотная плевательница
- Подкатной модуль врача
- Клапаны ASCO
- Touch Screen панель
- Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



~~420 000 ₽~~
339 990 ₽

WOD 730 Cart

Woson, Китай

**Стоматологическая установка
с подкатным модулем врача**

- Светильник FARO (Италия)
- Стул врача и стул ассистента
- Многофункциональная педаль управления
- Керамическая поворотная плевательница
- Сенсорный блок управления креслом и плевательницей
- Мягкая обивка кресла
- Поворотный гидроблок
- Грузоподъемность до 190 кг
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электромотор
с фиброоптикой



10 одноразовых
наконечников
с переходником



Пескоструйный
аппарат



Гарантия
2 года



IMPULS S100

Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



IMPULS S100

Stomadent, Словакия

**Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов**

- Полимеризационная лампа
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница

+ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



NEO 2

Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Скалер Stomadent LED
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



NEO 2

Stomadent, Словакия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Полимеризационная лампа
- Скалер Stomadent LED
- Шланг для микромотора
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник LOOK
- Система визуализации (опция)
- Педаль с плавной регулировкой
- Керамическая плевательница

⊕ в подарок



Беспроводная
полимеризационная
лампа



Ультразвуковой
скалер



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



MIDWAY AIR

Fedesa, Испания

Стоматологическая установка

- Подготовка под влажную систему аспирации
- Два шланга с фиброоптикой
- Педаль управления инструментами
- Операционный LED-светильник (MAIA, FARO)



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



CORAL AIR

Fedesa, Испания

Стоматологическая установка

- Подготовка под влажную систему аспирации
- Два шланга с фиброоптикой
- Педаль управления инструментами
- Операционный LED-светильник (MAIA, FARO)



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



~~1 020 000 ₺~~
595 000 ₺

A-DEC 200

A-dec, США

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Подготовка под влажную систему аспирации
- Два шланга с фиброоптикой
- LED-светильник, 25000 люкс
- Электрогидравлическое кресло грузоподъемностью до 230 кг



Бесплатная
доставка*



Гарантия
5 лет

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



A-DEC 200

A-dec, США

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Подготовка под влажную систему аспирации
- Два шланга с фиброоптикой
- LED-светильник, 25000 люкс
- Электрогидравлическое кресло грузоподъемностью до 230 кг



Бесплатная
доставка*



Гарантия
5 лет

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области




KM-24.OLD10

Remeza

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 75 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-24.OLD10Д

Remeza

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 65 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-24.OLD10K

Remeza

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 75 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-24.OLD15

Remeza

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 66 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 135 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-24.OLD15Д

Remeza

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 66 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 120 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-24.OLD15K

Remeza

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 135 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



КМ-100.15Т

Remeza

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 270 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



КМ-100.15ТД

Remeza

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 240 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



КМ-100.15ТК

Remeza

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 270 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-100.20T

Remeza

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 360 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-100.OLD20TD

Remeza

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления



KM-100.OLD20TK

Remeza

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 360 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



TANZO C12 NEW

Woson, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 12 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума



Гарантия
2 года



TANZO C18 NEW

Woson, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 18 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума



Дистиллятор
Drink



Гарантия
2 года



TANVO C23

Woson, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем камеры 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума



Дистиллятор
Drink



Упаковочная
машинка



Гарантия
2 года



~~154 000 Р~~
119 990 Р

TANZO C23 NEW

Woson, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума



Дистиллятор
Drink



Гарантия
2 года



~~172 700 Р~~
148 990 Р

TANZO C23 NEW

Woson, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем камеры: 23 л
- Система двойной блокировки двери
- Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
- Автономный клапан безопасности
- Вакуумная сушка
- Тройной цикл предвакуума



Дистиллятор
Drink



Упаковочная
машинка



Аппарат
для чистки и смазки
наконечников



Гарантия
2 года



~~192 200 Р~~
164 990 Р

TANVO C23



Дистиллятор
Drink



Упаковочная
машинка



Аппарат для
чистки и смазки
наконечников



Гарантия
2 года



УЗ мойка



Камера
бактерицидная



Облучатель-
рециркулятор



250 000 ₽

+ Отбеливание
в подарок

Doctor Smile D5

Lambda, Италия

Диодный лазер с функцией отбеливания

- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1)
- Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
- Продолжительность импульса: 0,5 мс - непрерывный
- Частота: 47 - 63 Гц
- Автоклавируемые световоды 200/300/400/600 мкм



270 000 ₽

+ Отбеливание
в подарок

Doctor Smile Simpler

Lambda, Италия

Диодный лазер с функцией отбеливания

- Сенсорный экран
- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Оптимизация под различные виды тканей
- 4 хирургических программы:
 - по грануляционным ткани
 - по неизменным ткани
 - по фиброзным тканям
 - коагуляция
- Многофункциональный наконечник, компактный и легкий
- Частота повторения импульса До 25 кГц
- Диаметр световодов 200, 300, 400, 600 мкм
- Длина световода 3 м
- Максимальная мощность 8 Вт
- Длина волны 980 нм
- Класс лазера IV



Doctor Smile Wiser

Lambda, Италия

Автономный диодный лазер с функцией отбеливания

- Автономность функционирования, свобода от кабелей, без педали, никаких оптических световодов
- Благодаря запатентованной технологии Super Cap лазер перезаряжается всего за шестьдесят секунд
- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Длина волны: 980 нм
- Максимальная мощность (в точке действия): 14 Вт
- Частота повторения импульса: до 25 кГц
- Автоклавируемые световоды 200/300/400 мкм
- Полностью русифицированное меню
- 34 запрограммированных клинических случая - все рекомендуемые параметры настраиваются автоматически
- Цветной высококонтрастный ЖК-дисплей
- Всего одна минута зарядки гарантирует полную мобильность и независимость от электропитания

370 000 ₽

+ Отбеливание в подарок



Doctor Smile Pluser

Lambda, Италия

Эрбиевый лазер

- Предназначен для операций на мягких и костных тканях
- Длина волны: 2940 нм
- Максимальная мощность (в точке действия): 10 Вт
- Продолжительность импульса: 75-500 мс
- Медицинский класс II B
- Охлаждение генератора: воздух/вода
- Класс лазера: 4
- LCD дисплей с сенсорным управлением
- Полностью русифицированный интерфейс
- Самодиагностика, предустановленные клинические программы и встроенное видеоруководство
- Инновационная встроенная система самоочистки наконечника
- Усовершенствованный наконечник BOOST работает без контакта и вибрации, не вызывая теплового повреждения ткани
- Не имеет расходного материала

1 999 990 ₽



Hydrim C61WD

SciCan, Германия

Моюще-дезинфицирующая машина

⊕ в подарок

Поддон на 10 лотков

Две корзины (275×178×38 мм)

Два чистящих раствора HIP Ultra 8 (750 мл)

- Может быть установлена как на рабочей поверхности, так и встроена под столешницу.
- Сетевой портал G4 обеспечивает хранение данных, учетные записи по сервисному обслуживанию и удаленный доступ к аппарату сервисного персонала
- Рабочие циклы валидированы
- Большой и яркий цветной сенсорный дисплей
- Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали
- Машина оснащена портом USB для сохранения данных
- Порт RS 232 позволяет подключить внешний принтер
- Активная термодинамическая сушкой

~~491 000 ₽~~
469 990 ₽



Vector Paro + Doctor Smile D5

Dürr Dental, Германия

Пародонтологический центр

- Линейное изменение ультразвуковой динамики на 90°
- Движение инструмента параллельно поверхности корня
- Точное вертикальное отклонение под углом 90°
- Отсутствие колебательных движений
- Щадящее удаление биопленки, бактерий и отложений
- Один аппарат для всех клинических случаев: от удаления поддесневого зубного камня до лечения и профилактики пародонтита и ухода за имплантами
- Максимально щадящее лечение для пациента даже в анатомически трудных случаях
- Точная направленность ультразвуковых колебаний
- Автономный. Без подключения к системам подачи воды

Lambda, Италия

Диодный лазер с функцией отбеливания

- Области применения: эндодонтия, пародонтология, консервативная хирургическая терапия болезней зубов и десен, лазерное отбеливание зубов
- Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1)
- Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
- Продолжительность импульса: 0,5 мс - непрерывный
- Частота: 47 - 63 Гц
- Автоклавируемые световоды 200/300/400/600 мкм



i500

Medit, Ю. Корея

3D Сканер

- Сертифицированная точность сканирования:
ISO 12836 – точность оцифровки изображения <7 микрон
ANSI/ADA Standard No.132 – повторяемость результата, точность сканирования <10 микрон
VDI 2634 – тест на наличие артефактов, влияющих на точность сканирования <10 микрон
- Технология сканирования структурированным СИНИМ цветом
- Сканирование модели в артикуляторе
- Собственное программное обеспечение с множеством уникальных функций

+ DWX-52D

Roland , Япония

Фрезерный станок

- Позволяют изготавливать качественные, коронки, вкладки, виниры, зубные дуги, мосты. С их помощью создают основы для коронок с облицовкой и коронки из циркония, а также из материала TRINIA, воска, полиметилметакрилата (PMMA)
- Оснащен автоматической системой смены оснастки
- Рассчитан на 15 фрез
- Автоматический сменщик инструмента на 15 позиций



i500

Medit, Ю. Корея

Интраоральный 3D Сканер

+ LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

+ DWX-52D

Roland, Япония

Фрезерный станок

+ SILENT compactCAM

Renfert, Германия

Вытяжка для CAM-установок

~~49 000 €~~
46 990 €



15 600 €

В РАССРОЧКУ
НА ГОД
1 299 600 ₽
Первый взнос
230 000 ₽

i500

Medit, Ю. Корея

3D Сканер

- Сертифицированная точность сканирования:
ISO 12836 – точность оцифровки изображения <7 микрон
ANSI/ADA Standard No.132 – повторяемость результата, точность сканирования <10 микрон
VDI 2634 – тест на наличие артефактов, влияющих на точность сканирования <10 микрон
- Технология сканирования структурированным СИНИМ цветом
- Сканирование модели в артикуляторе
- Собственное программное обеспечение с множеством уникальных функций



~~49 900 €~~
39 900 €

MyCrown

FONA Dental s.r.o., Германия

**CAD/CAM-система
полного цикла**

+ в подарок



Бесплатное
обучение



Бесплатный
монтаж

- Изготовления виниров, вкладок, накладок, коронок и мостов до трех единиц за одно посещение стоматолога.
- Экспортирование данных сканирования в цвете (STL-файлы).
- Сенсорный экран для работы в перчатках.
- Мобильный блок съемки готов к совместному использованию несколькими операторами.
- Беспроводной обмен данными с фрезервальным аппаратом.
- Легкий и компактный сканер с возможностью использования в качестве интраоральной камеры.
- Анализ всех отсканированных зубов и создание естественной анатомии реставрации.
- Для работы не требуются подводка сжатого воздуха или внешнего источника воды.
- Двухшпиндельная технология обеспечивает исключительно быстрое изготовление реставраций с помощью влажного шлифования или фрезерования.
- Поддерживает множество материалов, включая диоксид циркония, стеклокерамику, гибридные материалы и полимеры для временных реставраций.



Прима-Д

Медприбор, Россия

Дентальный микроскоп

- Вариоскоп позволяет изменять фокусное расстояние от 300 до 400 мм (опция)
- Ирисовая диафрагма позволяет производить точную настройку глубины изображения объекта наблюдения (опция)
- Яркая светодиодная лампа с возможностью регулировки и продолжительным сроком службы обеспечивает освещенность близкую к ксеноновому
- Светодиодное освещение, 27 Вт, срок службы лампы до 60,000 часов, 75 000 Лк (встроен в голову)
- Возможность нескольких вариантов крепления (напольное/настенное/потолочное)
- 5-ступенчатое увеличение: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х
- Бинокулярный наклонный тубус 0-210°
- Широкопольные окуляры с регулировкой 10×/Fn 18 мм
- Встроенный желтый фильтр

От 655 000 ₽



OPMI Pico Start Up

Carl Zeiss, Германия

Дентальный микроскоп

Пакет Start Up

- LED освещение
- Регулируемый на 180° бинокулярный тубус
- Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

Пакет Relax

- Раздвижной бинокулярный тубус f 170/260 мм
- Угловой удлинитель бинокулярного тубуса
- LED освещение
- Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

Пакет Documentation

- Встроенная FullHD видеокамера с функцией записи и передачи данных
- LED освещение
- Регулируемый на 180° бинокулярный тубус
- Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

⊕ В подарок к каждому пакету - комплект асептических силиконовых накладок и защита объектива от брызг



Prima DNT

Labomed, США

Дентальный микроскоп

- Вариоскоп позволяет изменять фокусное расстояние от 300 до 400 мм (опция)
- Светодиодное освещение, 57 Вт, срок службы лампы до 60,000 часов, 100 000 Лк
- Жесткое H-образное основание с колесами обеспечивает превосходную устойчивость
- 5-ступенчатое увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
- Бинокулярный наклонный тубус 0-210°
- Широкопольные окуляры с регулировкой 10x/Fn 18 мм
- Встроенный зеленый и желтый фильтр
- Апохроматическая оптическая система
- Возможность оснащения видеосистемой и фотоаппаратом (Sony, Nikon, Canon)

От 945 000 ₽



Flexion Advanced

CJ Optik, Германия

Дентальный микроскоп

- Потолочное, напольное или настенное крепление
- Поворотное плечо со стопорным механизмом и электроникой
- Рычаг подвески с регулируемой блокировкой
- Голова микроскопа с блоком освещения LED
- Шарнирное крепление с блокировкой
- Оранжевый фильтр
- Широкоугольные вставные окуляры 12,5X
- Комплект асепсиса (стерилизуемые колпачки)
- Наклонный тубус 170 mm с поворотным кольцом
- Экстендер со встроенным делителем луча
- Фотоадаптер полноформатный под байонет Sony/Canon
- Апохроматическая оптика
- Ирисовая диафрагма
- Вариоскоп 200-350 mm
- Интегрированный HDMI кабель

19 500 €



1600 €

3185 €

+ Визиограф
CDRelite (base)

X70

FONA Dental s.r.o., Италия

**Мобильный интраоральный
рентгеновский аппарат**

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*

- Автоматическая корректировка колебаний напряжения сети
- Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo
- Полная защита трубки от перегрева
- Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок
- 6 предварительно настроенных анатомических программ
- Прикусные устройства, цифровой датчик
- Линия сети электропитания: 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Напряжение: 70 кВ (пикового анодного напряжения)
- Анодный ток: 7 мА
- Диапазон времени экспозиции от 60 мс до 3,2 с
- Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982
- Рабочий цикл: 1/30

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



XDG

FONA Dental s.r.o., Италия

Мобильный интраоральный
рентгеновский аппарат

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*

- Интеллектуальный таймер TipSet - полный контроль генерации рентгеновского излучения
- Генератор со сверхточной фокусировкой (XFF)
- Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo
- Генератор - переменный ток
- Фокальное пятно: 0,4 IEC 336/1997
- Напряжение трубки: 70 кВ
- Анодный ток: 3,5 мА
- Расстояние фокус-кожа (SSD) - 21 см
- Время воздействия - 0,21-11,2 мА-с
- Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок
- 6 предварительно настроенных анатомических программ

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



1700 €

Настенный

2050 €

Мобильный

3285 €

Настенный
+ Визиограф
CDRelite (base)

XDC

FONA Dental s.r.o., Италия

Интраоральный
рентгеновский аппарат

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*

- Прямоугольное устройство для ограничения излучения
- Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo
- Фокальное пятно: 0,4 IEC 336/1997
- Напряжение трубки: 60/70 кВ (с возможностью выбора)
- Анодный ток: 7 мА
- Точные настройки для каждой экспозиции
- Дистанционное решение
- Автоматический дисплей DAP
- Дополнительный коллиматор 30 см
- Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок
- 9 предварительно настроенных анатомических программ
- Пленка, фосфорная пластина, датчик
- Диапазон времени экспозиции: 0,01-3,2 с

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



134 990 ₽

Настенный

144 990 ₽

Мобильный

254 990 ₽

Настенный
+ Визиограф
RIOSensor RIS500

EVOLUTION X3000

New Life Radiology, Италия

**Интраоральный рентгеновский аппарат
с беспроводным управлением**

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Гарантия
2 года

- Высокочастотный
- Фокальное пятно: 0,3 мм
- Дистанционное управление рентгеном, активная зона 10 м
- Двойной рычаг пантографа
- Освинцованный продольный корпус
- Напряжение: 60-70 кВ
- Регулировка потока тока (мА): 4-7 (меньший уровень потока тока позволяет получать более четкое изображение и улучшает свойства рентгена)
- Электронный таймер, встроенный в моноблок
- Вращение моноблока на 360°, по горизонтали
- Беспроводной пульт управления

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



PROX

Digimed, Ю. Корея

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Высокочастотный генератор
- Широкий диапазон экспозиций
- Яркий жидкокристаллический дисплей
- Беспроводное дистанционное управление
- Одна подзарядка на 50-60 снимков
- Встроенные программы:
по возрасту,
по группе зубов,
по принимающему устройству
- Рентгеновская трубка: Toshiba
- Напряжение трубки: 60 кВ
- Ток трубки: 2 мА
- Время экспонирования: 0,01-0,60 с
- Габаритные размеры: 135×150×175 мм
- Вес: 1,8 кг



JYF-10A X-RAY

Китай

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

- Высокочастотный генератор
- Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций
- Позволяет сделать снимок, не выходя из кабинета и не поднимая пациента со стоматологического кресла
- Напряжение трубки: 60 кВ
- Ток трубки: 1,2 мА
- Габаритные размеры: 190×150×200 мм
- Время экспонирования: 0-2,5 с
- Частота: 30 кГц
- Расстояние от тубуса до кожи: 140 мм
- Батарея: DC 14.8 В, 4400 мАч
- Вес: 2,6 кг



RIOSensor RIS500

Ray / Samsung, Ю. Корея

Визиографический комплекс

- Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования
- Внешние габариты: 39 x 25 мм
- Область изображения: 30 x 20 мм
- Размер пикселя: 20 x 20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: Иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП
- Разрешение: 25 пар линий/мм
- Длина кабеля: 2 м



Гарантия
2 года



CDRelite (base)


FONA Dental s.r.o., США

Визиографический комплекс

- Технология: CMOS APS (активно-пиксельный датчик)
- Отношение сигнал/шум: 120:1
- Толщина датчика: менее 5 мм
- Внешние размеры:
- Размер датчика 1: 37x24 мм
- Активная область датчика: 30x20 мм
- Интерфейс: Высокоскоростной USB 2.0
- Длина кабеля датчика: 1,80 м
- Длина USB кабеля: 5 м



Гарантия
2 года



214 990 ₽

JYF-10A X-Ray

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Китай

Высокочастотный генератор

Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА

Батарея: 4400 мАч

CDRelite (base)

Визиографический комплекс

FONA Dental s.r.o., США

Съемный датчик

Технология: CMOS APS (активно-пиксельные датчики)

Отношение сигнал/шум: 120/1

Толщина датчика: менее 5 мм

Лицензия ПО на десять рабочих мест



258 990 ₽

Prox

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор

Широкий диапазон экспозиций

Яркий жидкокристаллический дисплей

Беспроводное дистанционное управление

Одна подзарядка на 50-60 снимков

Рентгеновская трубка: Toshiba

Литий-полимерный аккумулятор

CDRelite (base)

Визиографический комплекс

FONA Dental s.r.o., США

Съемный датчик

Технология: CMOS APS (активно-пиксельные датчики)

Отношение сигнал/шум: 120/1

Толщина датчика: менее 5 мм

Лицензия ПО на десять рабочих мест



+



=

219 990 ₽

JYF-10A X-Ray

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Китай

Высокочастотный генератор

Удобен, как для работы в клинике, так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА

Батарея: 4400 мАч

RIOsensor RIS500

Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм



+



=

263 990 ₽

Prox

Портативный интраоральный рентгеновский аппарат

Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор

Широкий диапазон экспозиций

Яркий жидкокристаллический дисплей

Беспроводное дистанционное управление

Одна подзарядка на 50-60 снимков

Рентгеновская трубка: Toshiba

Литий-полимерный аккумулятор

RIOsensor RIS500

Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования дополнительного блока преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм



~~-15 000 Р-~~
12 990 Р

COLLIN 20

Woson, Китай

ультразвуковая мойка

- 2-цветный LED дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жестких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор
- Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
- Максимальный рабочий объем резервуара: 2500 мл
- Материал резервуара: нержавеющая сталь
- Габариты (Ш×В×Г): 31,4×24,3×20,4 см
- Размеры резервуара (Д×Ш×В): 24,5×15×7,6 см
- Вес: 2,9 кг




~~-7500 Р-~~
3790 Р

FB-AI NEW

Dental LED, Китай

Полимеризационная лампа

- Длина волны: 420-480 нм
- Иллюминация: 1200-1500 мВ/см²
- Быстросъемная батарея



~~-25 000 Р-~~
17 990 Р

D-LUX

DiaDent, Ю. Корея

Полимеризационная лампа

- Диапазон длин волн: 420-490 нм
- Мощность светового потока: 1600 мВт/см²
- Световод: 11x11 мм
- Время полной зарядки: 1 час 30 минут
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек. x 160 раз



LUB909

Woson, Китай

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Разъемы на 3 инструмента: 2 для высокоскоростных турбинных наконечников, 1 для прямых и угловых наконечников
- Подача воздуха: 0,3~0,6 Мпа
- Поток воздуха: 60 л/мин

~~-40 000 ₽~~
31 990 ₽



SELINA

Woson, Китай

Запечатывающее устройство

- Высокая скорость нагрева
- Простота в обращении
- Безопасность в использовании
- Низкая потребность в обслуживании
- Современный дизайн

~~-21 500 ₽~~
15 990 ₽



DRINK

Woson, Китай

Дистиллятор

- Производительность: 0,7 л/час
- Емкость: 4 литра
- Вес: 4 кг
- Камера из нержавеющей стали 304

~~-14 000 ₽~~
8990 ₽



~~-2200₽~~
1850 ₽

Mercury 114

Турбинный наконечник

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин

Стандарт хвостового сочленения: М4

Уровень шума: ≤65 Дб

Температура стерилизации: 135 С

Одноточечный спрей

Вес: 40 г



~~-4000₽~~
3290 ₽

Mercury 222

Наконечник угловой кнопочный

Mercury, Китай

Передача 1:1

Сменяемая головка

Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин

Температура стерилизации: 135 С



~~-3150₽~~
2590 ₽

Mercury 777

Наконечник прямой с наружным спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин.

Температура стерилизации: 135 С



~~-7800₽~~
6990 ₽

Mercury 332K3

Турбинный наконечник с генератором света

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 об/мин

Температура стерилизации: 135 С

Пятиточечный спрей

Кольцевой диод

Подшипник: 2,4 мм



~~-11900₽~~
9990 ₽

Mercury 555

Наконечник угловой с генератором света

Mercury, Китай

Передача 1:1

Кнопочный зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин.

Температура стерилизации: 135 С

Интенсивность освещения: 25 000 люкс



~~-7000₽~~
5750 ₽

Mercury 888

Наконечник прямой с внутренним спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 об/мин.

Температура стерилизации: 135 С



~~-4200₽~~
3450 ₽

Mercury 1000

**Пневматический микроmotor
с наружным охлаждением**

Mercury, Китай

Внешняя подача спрея

Скорость вращения мотора:
22000-27000 об/мин

Уровень шума: ≤65 Дб

Вес: 90 г



~~-35000₽~~
24 990 ₽

Mercury Star 400EM

**Электрический микроmotor
с фиброоптикой**

Mercury, Китай

Бесщеточная система вращения


Частота вращения: 2 000 – 40 000 об/мин

Внутреннее охлаждение

Разъем: E-Туре

Функция реверса

В комплекте шланг, пульт и плата управления



~~-4200₽~~
2990 ₽

TDP-II

Насадка для снятия налета

BTME, Китай

Соединение Midwest

Легкость замены рабочей головки

Встроенный фильтр, препятствующий
попаданию песка в стоматологическую
установку

Стерилизация при температуре 121



~~-5950₽~~
4 900 ₽

Mercury 2000

**Пневматический микроmotor
с внутренним охлаждением**

Mercury, Китай

Внутренняя подача спрея

Скорость вращения мотора:
22 000 – 27 000 об/мин

Уровень шума: ≤65 Дб

Вес: 90 г



~~-13300₽~~
7990 ₽

Набор наконечников

Mercury, Китай

Высокоскоростной турбинный наконечник

Воздушный микроmotor (наружная вода)

Прямой наконечник (наружная вода)

Угловой наконечник

Аксессуары



~~-16900₽~~
14 990 ₽

Air Prophy Unit

Пескоструйные наконечники
BTME, Китай

Стандартный переходник M4

Съемная автоклавируемая насадка
вращающаяся на 360°

Система антисасывания

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от возврата порошка

Дополнительная насадка для продувки
каналов воздухом



T3 Line E40

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм



T3 Line E200

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 1,6 мм

Высота головки: 15,2 мм



T3 Line E6

Наконечник угловой

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм



T2 Line A40 L

**Наконечник угловой
с фиброоптикой**

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм



T2 Line A200 L

**Наконечник угловой
с фиброоптикой**

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 1,6 FG

Высота головки: 15,2 мм



T2 Line A6 L

**Наконечник угловой
с фиброоптикой**

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1

Титановый корпус

LED подсветка

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм



11 990 ₽

T3 Line EH40

Наконечник прямой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 НВ/ВВ



26 490 ₽

T2 Boost S

Наконечник турбинный

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 грамм



14 990 ₽

T3 Racer

Наконечник турбинный

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 30 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/мин

Хромированный корпус

Диаметр головки: 11,4 мм

Высота головки: 14,8 мм

Высококачественные подшипники

С блокировкой всасывания

Вес: 53 г



16 490 ₽

T2 Line AH40 L

**Наконечник прямой
с фиброоптикой**

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 НВ/ВВ



31 990 ₽

T2 Boost S

**Наконечник турбинный
с быстроразъемным соединением**

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 грамм



41 990 ₽

SIRONInspect

Аппарат для диагностики кариеса

Dentsply Sirona, Германия

Позволяет быстро определить кариозные очаги в процессе экскавации и мгновенно получить ответ о необходимости лечения

Принцип работы:

Зуб подсвечивается с помощью зонда фиолетовым цветом длиной волны 405 нм, за счет чего кариозные разложения сопровождаются флуоресценцией.



NanoEst

Геософт, Россия

Аппарат для апекслокации

- Гарантированная точность (в пределах 0,1 мм в апикальной зоне) и стабильность измерений в сухой, влажной среде и при наличии крови;
- Малый вес (48 г) и миниатюрность позволяет крепить аппарат на груди у пациента;
- Графическая и звуковая индикация;
- Автоклавизируемые электроды: загубник, щуп-зажим;
- Режим сохранения энергии, автоотключение.
- Индикация заряда батареи;
- Совместим в качестве внешнего апекслокатора с эндомотором ЭндоЭст Мотор Мини (Базовый);
- Заменяемая мощная аккумуляторная батарея.



EndoEst Apex 02

Геософт, Россия

Аппарат для апекслокации

- Многочастотный принцип локализации апекса: гарантированная точность измерений в любых средах: сухой влажной и при наличии крови;
- Эргономичность: большой хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей и простота в применении;
- Визуальное и звуковое отображение положения инструмента относительно апикального сужения;
- Автоматическая индикация влажности канала;
- Энергосберегающий режим: автоматическое выключение через 10 мин. после окончания исследований и другие преимущества.



EndoEst 3D

Геософт, Россия

**Многофункциональный
диагностический аппарат**

- Апекслокация – измерение рабочей длины канала зуба (определение физиологической апикальной констрикции);
- Электроодонтодиагностика – определение клинического состояния пульпы;
- Дентинометрия: определение толщины надпульпарного дентина витальных зубов;
- Большой дисплей, графическая, световая и звуковая индикация;
- Регулируемые настройки звуковых сигналов;
- Индикация уровня заряда аккумулятора;
- Режим сохранения энергии. Автоотключение;
- Самодиагностика работоспособности;
- Сенсорные кнопки.



EndoEst 5F

Геософт, Россия

**Лечебно-диагностический
эндодонтический аппарат**

- Апекслокация: измерения рабочей длины канала (определение физиологической апикальной констрикции);
- Электроодонтодиагностика: определение клинического состояния и жизнеспособности пульпы
- Депофорез (электрофорез гидроокиси меди-кальция);
- Анодная стерилизация: стерилизация корневого канала прямым током за счет электролиза тканевой жидкости корневого канала с выделением хлора;
- Лекарственный внутриканальный электрофорез (ионофорез) йодида калия и др. лекарственных препаратов.



19 990 ₽

PulpEst L

Геософт, Россия

Тестер жизнеспособности пульпы

- LED подсветка
- Быстросъемный стерилизуемый наконечник – щуп ЭОД в трех модификациях
- 6 фиксированных положений установки наконечника обеспечивает адаптацию для разных клинических ситуаций
- Удобный ЖК-дисплей с отображением всех выбранных настроек
- 10 уровней скорости нарастания «диагностического» тока, включая «авторегим»
- 20 часов непрерывной работы без подзарядки аккумулятора
- Малый вес (70 г) и габариты



34 990 ₽

Apexlocation L

55 990 ₽

Reciprocation L
(с реципрокным
вращением)

EndoEst Motor-Mini

Геософт, Россия

Эндодонтический мотор

- Функция встроенного апекслокатора автоматически фиксирует достижение апекса и таким образом защищает целостность апикальной констрикции и гарантирует защиту от выхода инструмента в периодонт
- Запатентованная система Smart Torque Control упрощает обработку труднопроходимых мест канала
- Высокоточный швейцарский микро мотор Faulhaber
- Регулируемые параметры торка (Н/см): 0,2-3,5
- Диапазон скорости вращения: 200-600 об/мин
- Подсветка рабочего поля в моделях AL и RL
- Возможность программирования 5 комбинации Ni-Ti файлов
- Миниатюрная головка с возможностью вращения на 360°
- Более 150 часов непрерывной работы без одзарядки



ObturEst

Геософт, Россия

Комплекс для obturации корневых каналов

- Аппарат для заполнения корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей GuttaFill и аппарат для obturации корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей GuttaEst VL в одном комплекте
- Двойная подставка зарядного устройства

GuttaFill:

- Работа со стандартными картриджами
- Регулируемая скорость выдавливания
- Индикация уровня заполнения картриджа
- Световая индикация всех фаз

GuttaEst VL:

- Яркая подсветка
- Функция вибрации и эндоактивации
- Малый вес и габариты
- Настраиваемая температура
- Надежная фиксации термоплаггера
- ЖК-дисплей
- Контроль исправности термоплаггера



GuttaFill

Геософт, Россия

Инжектор разогретой гуттаперчи

- 2 скорости подачи гуттаперчи.
- Быстрая скорость нагрева ~ 8 сек
- Поддержание температуры 120°C в режиме подзарядки
- Индикация остатка гуттаперчи в рабочей камере, на ЖК дисплее
- Удобное отображение на ЖК-дисплее температуры нагрева и остывания
- Стерилизуемая рабочая часть корпуса
- Малый вес (95 г), компактность и отсутствие проводов дарит удобство и свободу движений
- Нагревающие элементы вынесены за пределы корпуса и не обжигают руки врача
- Высококачественные расходные материалы



SAF EndoStation-mini

ReDenNOVA, Израиль

Эндодонтический мотор для работы с самоадаптирующимися файлами (SAF)

- Одновременная ирригация для работы с вращающимися NiTi-файлами
- Объединяет цифровой электрический эндодонтический микромотор с перистальтическим насосом
- Система автоматически определяет подключенный наконечник, проводит его калибровку и активирует нужный рабочий режим (SAF или ROTARY)
- **Описание Режимы SAF:**
3 программы с индивидуальными настройками;
Регулировка скорости вращения от 3000 до 9500 об/мин;
Регулировка скорости подачи ирригационного раствора;
Цифровой таймер с ежеминутной звуковой индикацией;
Функция «промывки».
- **Описание Режимы ROTARY:**
9 программ с индивидуальными настройками;
Регулировка скорости вращения от 200 до 1000 об/мин;
Регулировка крутящего момента (торка) от 0,5 до 5,0 Нсм;
Выбор одного из трех режимов «автореверса» при достижении максимального крутящего момент;
Звуковая индикация при достижении 75%-ого значения от заданного крутящего момента в процессе работы;
Возможность подключения внешнего апекслокатора.

SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽
SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп.	29 000 ₽
SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп.	15 000 ₽





21 600 ₽

GentleDrive

Эндомотор для гибких файлов

MedicNRG, Израиль

Имеет встроенный механизм равномерного распределения нагрузки.

Вертикальное и горизонтальное натяжение уравновешены: возможность приложения усилия в канале любой формы.

Вращаясь со скоростью 6500 об/мин. файл разбрасывается центробежной силой - обрабатывая стенки каналов любой формы.

За счет высокой скорости вращения и гибкости файла - выполняет функцию «эндоактиватора».



3000 ₽

MedicNRG Gentlefile (10 шт)

Файлы для обработки корневого канала

MedicNRG, Израиль

Варианты:

MedicNRG Gentlefile Grey 25мм GF-01-FL

MedicNRG Gentlefile Blue 25мм GF-04-FL

MedicNRG Gentlefile Red 25мм GF-05-FL



3000 ₽

MedicNRG GentleBrush (10 шт)

10 Brush-Файлы

MedicNRG, Израиль



5000 ₽

Насадка-головка (12 шт)

12 насадок-головок для эндомотора GentleDrive

MedicNRG, Израиль



29 990 ₽

Набор «Торнадо»

Эндомотор GentleDrive + насадки-головки (3 шт.) + файлы MedicNRG Gentlefile Red 25мм GF-05-FL (10 шт.) + файлы MedicNRG GentleBrush (10 шт.)

MedicNRG, Израиль



~~-42 000₽~~
29 990₽

Комплекс визуализации

**Интраоральная камера
+ монитор (17 дюймов)
+ держатель монитора**

Китай

Система сигнала: PAL, NTSC
Разрешение: 1,3 Мп
Автофокус
Расстояние фокусировки: 5-50 мм
Длина провода: 2 м
Вес наконечника: 42 г



~~-12 250₽~~
8 990₽

Bool C6

**Встраиваемый ультразвуковой
скалер**

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник
Стандарт EMS
В комплекте с 6 насадок: T1 T1, T2, T3, T4, T5
Ось наконечника из титанового сплава
Встроенная функция автоматической
компенсации амплитуды колебаний
Активный кислород, позволяет эффективно
бороться с анаэробными бактериями
при заболеваниях тканей пародонта



~~-17 500₽~~
14 990₽

Bool C6 LED

**Встраиваемый ультразвуковой
скалер с LED подсветкой**

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник
Стандарт EMS
В комплекте с 6 насадок: T1 T1, T2, T3, T4, T5
Ось наконечника из титанового сплава
Встроенная функция автоматической
компенсации амплитуды колебаний
Активный кислород, позволяет эффективно
бороться с анаэробными бактериями
при заболеваниях тканей пародонта



~~-11 200₽~~
9990₽

AY-A1000

Стул ассистента

Mercury, Китай

Высота стула: 760-880 мм
Высота сиденья: 450-570 мм
Сиденье Ø 410 мм
Колеса Ø 50 мм
Мягкая обивкой (опция)



~~-11 200₽~~
9990₽

AY-A1000

Стул врача

Mercury, Китай

Высота стула: 760-880 мм
Высота сиденья: 450-570 мм
Сиденье Ø 410 мм
Колеса Ø 50 мм
Мягкая обивкой (опция)



~~-21 500₽~~
17 990₽

TY W-4

**Стоматологический
компрессор**

Tongyi, Китай

Безмасляный поршневой двигатель
Мощность двигателя: 0.55 кВт
Объем ресивера: 30 л
Производительность: 70 л/мин
Уровень шума: 62 Дб
Рабочее давление компрессора: 6-8 бар