



~~50 500 €~~
32 000 €

зона сканирования 10×10

~~57 000 €~~
38 000 €

зона сканирования 10×10
+ цефалостат

RAYSCAN ALPHA 3D (10x10)

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 10×10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

⊕ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 7 лет**

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

** Предложение действует с 23 по 27 сентября 2024г. включительно***

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5×5 см. Режим сверхвысокого разрешения 10×10 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- Большой встроенный сенсорный монитор с диагональю экрана 10 дюймов
- Возможность сканирования детей и пациентов в инвалидных колясках
- При настройке аппарата предусмотрены 7 анатомических режимов, которые позволяют быстро ввести параметры съёмки с учётом индивидуальности пациента
- Размер вокселя в эндо режиме: 70 мкм
- Режимы съёмки в 3D (FOV 100x100 мм): стандартный, хирургический, имплантационный и для эндолечения
- Тип сенсора для панорамной съёмки: CMOS
- Тип сенсора для 3D-изображений: CMOS
- Фокусное пятно: 0,5 мм
- Напряжение на трубке: 60 — 90 кВ
- Ток трубки: 4 — 17 мА

*** Гарантия не распространяется на ПК, комплектующие к ПК и цефалостат



RAYSCAN 16x10

RAY, Ю. Корея

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 16x10 см

Проекция синего света для визуализации области сканирования облегчает позиционирование пациента

+ в подарок



Вычислительный блок (компьютер)



Бесплатное обучение



Бесплатная доставка*



Гарантия 7 лет**

- Наличие лобного упора позволяет достичь максимальной точности снимка
- Оптимальный набор зон сканирования. Эндорежим 5x5 см. Режим высокого разрешения 10x10 (12x10) см. Максимальная зона сканирования 16x10 см с возможностью получения снимка 16x15 см
- Простое и интуитивно понятное ПО OnDemand3D на русском языке
- 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, цефалометрический снимок, сканирование слепков
- Размеры сканируемой области 3D: 4x3, 5x5, 10x10, 16x10
- Время реконструкции: 25 секунд
- Уникальная система позиционирования
- Размер вокселя: 70 мкм
- Быстрое сканирование за 7 секунд
- Сила тока: 4 — 17 МА
- Фокальное пятно: 0,5 мм
- Напряжение: 60 — 90 кВ

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

** Предложение действует с 23 по 27 сентября 2024г. включительно***

*** Гарантия не распространяется на ПК, комплектующие к ПК и цефалостат



RAYSCAN 18x16

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 18x16

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение




Гарантия
7 лет**

- Идеальное поле обзора 18x16 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

** Предложение действует с 23 по 27 сентября 2024г. включительно***

*** Гарантия не распространяется на ПК, комплектующие к ПК и цефалостат



RAYSCAN 20x20

RAY, Ю. Корея

Томограф, зона сканирования 3D 20x20

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
7 лет**

- Идеальное поле обзора 20x20 см для расширения области вашей диагностики
- Точность и надёжность данных КЛКТ большой площади без сшивки
- Рентгеновские снимки, цифровые оттиски и 3D-изображение лица автоматически накладываются с помощью RAY SW
- Автоматическое выделение нервов, сегментация зубов и костей
- Система RAY предоставляет специалистам более широкие возможности в качественной визуализации зубов и челюстей, планировании имплантологического и ортодонтического лечения
- Пользователь может удобно регулировать FOV с целью диагностики и лечения
- Одного сканирования достаточно, чтобы получить все клинические снимки, необходимые для постановки обоснованного диагноза и разработки надёжного лечения, полностью спланированного от начала до конца

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

** Предложение действует с 23 по 27 сентября 2024г. включительно***

*** Гарантия не распространяется на ПК, комплектующие к ПК и цефалостат



~~19 000 €~~
15 500 €

~~25 000 €~~
21 500 €
с цефалостатом

RAYSCAN α+ PANO

RAY, Ю. Корея

Ортопантомограф

- Панорамная система с возможностью дооснащения цефалостатом
- Простое и понятное ПО
- Высококачественный панорамный и цефалометрический детекторы
- Большая глубина фокусного слоя, позволяющая визуализировать все анатомические образования зоны интереса

⊕ в подарок



Бесплатная
доставка*



Бесплатный
монтаж



Бесплатное
обучение



Гарантия
2 года

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



RAYFace

RAY, Ю. Корея

3D-сканер лица

- Устройство позволяет получить мгновенный точный скан лица пациента, сравнимый по качеству с фотографией
- Возможность дальнейшего объединения с КТ-снимком, интраоральными сканами и моделировкой будущей улыбки
- Доступна опция STL-сегментации
- Размер (Ш×В×Г): 808×390×552 мм
- Вес: 9,5 кг
- Полная интеграция получаемого изображения в ExoCad с возможностью работы с функцией виртуального артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком пациента
- Время сканирования лица пациента: 0,5 сек

⊕ в подарок



RAYFusion
на 3 года**
(вместо 4500€)



Mock-Up
на 3 года**
(вместо 3000€)



Ortho
Simulation
бессрочно**



DSD
бессрочно**



RAYiOS 2

RAY, Ю. Корея

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

- Поле обзора: 14×14,5 мм
- Рабочая глубина: 18 мм
- Точность: 10 мкм
- Метод сканирования: Цифровая структурированная световая проекция
- Масса: 350 г
- Габаритные размеры: 263,5×43×49,4 мм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

** Предложение действует с 23 по 27 сентября 2024г. включительно

RAYMill C

RAY, Ю. Корея

Фрезерный станок

- 10 минут на создание одиночной коронки
- Двигатель, вращающийся со скоростью 60 000 оборотов в минуту
- Может изготавливать виниры толщиной не менее 300 мкм
- Размер: 64,5×49×46 см
- Встроенное специализированное программное обеспечение CAM
- Простота обслуживания благодаря системе замены фрез в одно касание и системе внутренней циркуляции
- Определение уровня воды в хранилище
- Функция обнаружения повреждения фрез во время технологических процессов

29 990 €



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RAYDent Studio

RAY, Ю. Корея

3D-принтер

- Размеры: 31×21×37 см
- Вес: 6,5 кг
- Рабочая температура: 5 ~ 35°C
- Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц
- Подключение: Ethernet
- UV Спецификация: 405nm IEC62471
- Технология жидкокристаллического плоскостного DLP
- Объем сборки: 100×60×70 мм
- Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

RAYDENT Microscan

RAY, Ю. Корея

Стоматологический настольный 3D-сканер с технологией Micro-CT

Позволяет производить сканирование слепков, гипсовых моделей и других объектов, включая большое количество металлов без искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

- FOV: 85×85 мм
- Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут
- Размер: 97×44×45,2 см
- Вес: 150 кг
- Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

RIOSCAN

RAY, Ю. Корея

Стоматологический сканер рентгенографических пластин

- Размеры: 226×234×243 мм
- Вес: 6,5 кг
- Операционная система: Microsoft Windows 7 (32бит/64бит), Microsoft Windows 8 (32бит/64бит), Microsoft Windows 10 (32бит/64бит)
- Разрешение экрана: 1280×800 пкс или выше
- Поддержка автономного и множественного доступа к сети
- Время сканирования: 5 секунд (режим HS)



Бесплатная
доставка*



Бесплатное
обучение

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

11 490 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скалер Miglionico
со светом



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.





11 990 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер Miglionico со светом



Бесщёточный микромотор Miglionico



Гарантия 4 года

made in Italy

13 990 €



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Скалер
Satelec
со светом



Бесщёточный
микромотор
BIEN AIR
MCX LED



Гарантия
4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.



made in Italy

14 490 €



NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Скалер Satelec со светом



Бесщёточный микромотор BIEN AIR MCX LED



Гарантия 4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

18 390 €

20 990 €

+ дентальный рентген-аппарат



made in Italy

NICE TOUCH

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов и с лифтовым механизмом подъёма кресла

В комплект входит:



Пистолет вода-воздух Luzzani



Ультразвуковой скалер Miglionico со светом



Бесщёточный микромотор Bien Air



Гарантия 4 года

- Сенсорный экран, управляющий всеми функциями установки и параметрами выбранного инструмента
- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации

Дополнительные опции:

- Интегрированный дентальный рентген
- Широкая мягкая спинка Memory Form
- 5-осный кронштейн для систем мультимедиа
- Беспроводная педаль
- Встроенный физиодиспенсер



Познакомьтесь с итальянским качеством в один миг.



10 490 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка для ортодонтического приёма

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Интегрированные в один модуль:

- Турбинный шланг с фиброоптикой
- Пистолет вода-воздух
- Электрический бесщёточный мотор с оптикой
- Слюноотсос
- Пылесос

11 990 €



made in Italy

NICE GLASS

Miglionico, Италия

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

В комплект входит:



Пистолет
вода-воздух
Luzzani



Ультразвуковой
скалер Miglionico
со светом



Бесщёточный
микромотор
Miglionico



Гарантия
4 года

- Независимое и синхронное движение спинки, сиденья и подколенной области
- Обивка Soft Comfort
- Шланг с фиброоптикой
- Светодиодный светильник FARO (Италия)
- Стул врача
- Многофункциональная педаль с плавной регулировкой
- Поворотная плевательница
- Подготовка под влажную систему аспирации
- Система визуализации (опция)

Познакомьтесь с итальянским
качеством в один миг.





MAXPERT

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного для удобства размещения ассистента
- Поворотный механизм кресла пациента вправо и влево
- Возможность работы врача как с левой, так и с правой стороны
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5

9499 \$

10 290 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

11 290 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set



TAURUS C1

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Верхняя, нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Поворотный гидроблок для комфортного и удобного размещения ассистента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Набор терапевтический K20 Set

10 990 \$

11 790 \$

+ электрический микромотор
+ стул ассистента
+ скалер

12 790 \$

+ электрический микромотор BienAir
+ скалер EMS

20 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

MAXPERT

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Впечатляющие возможности грузоподъемности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Мультифункциональный стол врача с продуманной эргономикой



Ультразвуковой скалер EMS



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Электрический микромотор BienAir



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Угловой наконечник 1:1



Повышающий наконечник 1:5



TAURUS G2

Shinhung, Ю. Корея

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Впечатляющие возможности грузоподъёмности гидравлического привода кресла (до 300 кг)
- Мягкая обивка премиум-класса (опция)
- Нижняя подача инструментов или подкатная версия CART на выбор
- Напольный гидроблок
- Широкое кресло пациента
- Итальянский светильник с регулировкой яркости
- Педаль с плавной регулировкой скорости вращения инструментов
- Система дезинфекции шлангов (опция)
- Датчик с автоматическим наполнением стакана
- Многофункциональный стол врача с продуманной эргономикой

⊕ В ПОДАРОК



Ультразвуковой
скалер EMS



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Электрический
микромотор BienAir



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Угловой
наконечник 1:1



Повышающий
наконечник 1:5

2399 \$

+ полимеризационная лампа

2599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

2799 \$

+ полимеризационная лампа

2990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

3399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



25 000 Р

Мягкая обивка (опция)

S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set

Остановка: по QR-коду всё про установку.





2599 \$

+ полимеризационная лампа

2799 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

2990 \$

+ полимеризационная лампа

3299 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

3699 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

25 000 ₺

Мягкая обивка (опция)

S200



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- 2 стула ассистента в комплекте

3399 \$

+ полимеризационная лампа

3599 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3799 \$

+ полимеризационная лампа

3990 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



25 000 Р

Мягкая обивка [опция]

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года



3699 \$

+ полимеризационная лампа

3899 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

4099 \$

+ полимеризационная лампа

4399 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4799 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

25 000 Р

Мягкая обивка (опция)

S300



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Встроенный ящик для салфеток
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Гарантия 2 года

3499 \$

+ полимеризационная лампа

3699 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

3899 \$

+ полимеризационная лампа

4199 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4599 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер



S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года



3799 \$

+ полимеризационная лампа

3990 \$

+ полимеризационная лампа
+ скалер

4199 \$

+ полимеризационная лампа

4499 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

4899 \$

+ полимеризационная лампа
+ электрический микромотор
+ скалер

S800



GreenMED, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок

- 2 подлокотника
- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Модуль ассистента на 4 инструмента
- Керамическая поворотная на 90° плевательница
- Многофункциональный светодиодный светильник с сенсорным переключателем и плавным регулированием яркости
- Стул врача и стул ассистента в комплекте
- Автоматическая система дезинфекции



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Система дезинфекции



Гарантия 2 года

7490 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7990 \$

+ электрический микро мотор + скалер



ST-D580 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

С этим видео всё станет ясно!





6690 \$
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7290 \$
+ электрический микро мотор + скалер

ST-D570 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

7490 \$

+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7990 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D580 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года



С этим видео
всё станет ясно!





6690 \$
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7290 \$
+ электрический микромотор + скалер

ST-D570 A STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

6190 \$

+ встраиваемая полимеризационная
светодиодная лампа

6790 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Блок врача с нижней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача изогнутое (металлическое)
- Блок врача с быстросъемными турбинными шлангами
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая
полимеризационная
светодиодная лампа



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года

С этим видео
всё станет ясно!





7190 \$
+ встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа

7790 \$
+ электрический микромотор + скалер

ST-D560 B STYLE

Suntem, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей инструментов

- Блок врача с верхней подачей
- Напольный гидроблок
- Пантографическое плечо блока врача алюминий в пластиковом корпусе (2000)
- Блок врача
- Светильник модель LED-10
- Эжекторная система аспирации
- Стул врача и стул ассистента в комплекте

⊕ в подарок



Встраиваемая полимеризационная светодиодная лампа



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Гарантия 2 года

7990 \$

+ электрический микромотор

8190 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



7690 \$
+ электрический микро мотор

7890 \$
+ электрический микро мотор
+ скалер

S8 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

+ в подарок


- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем
- Автоматическая система дезинфекции
- Настраиваемый блок ассистента (3 стандартных держателя для инструментов и 2 настраиваемых)
- Фильтрующий кран для очистки воды
- Светодиодная лампа с бесконтактным сенсорным управлением и жёлтым фильтром
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

3599 \$

3799 \$

+ скалер

3990 \$

+ набор наконечников GreenMED

4299 \$

+ электрический микромотор
+ скалер

4699 \$

+ электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер



8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set




Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



5199 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

5599 \$
+ электрический микромотор
+ набор наконечников GreenMED
+ скалер

8000B CRS0 BASIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

- Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ
- Блок врача на 6 инструментов
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Стоматологический светильник 8000 — 30000 LUX с плавной бесступенчатой регулировкой яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

+ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Набор терапевтический K20 Set



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

4699 \$

+ электрический микроmotor

4899 \$

+ электрический микроmotor
+ скалер



8000C CRSO COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микроmotor



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



4899 \$
+ электрический микромотор

5099 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

8000C CRS0 COMPACT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов, без гидроблока

⊕ в подарок



Ультразвуковой скалер TKD со светом



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Меламиновая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)

5099 \$

+ электрический микро мотор

5299 \$

+ электрический микро мотор
+ скалер



8000B CRS0 CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей


⊕ в подарок



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микро мотор



Мягкая
обивка



Шланг
с фиброоптикой



Гарантия
2 года

- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стеклоплавательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте
- Монитор (опция)



5299 \$
+ электрический микромотор

5499 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

8000B CRSO CLASSIC

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с верхней подачей

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

5599 \$

+ электрический микромотор

5799 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

⊕ в подарок


- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте



Ультразвуковой
скалер с LED
подсветкой



Электрический
микромотор



Мягкая
обивка



Гарантия
2 года



5399 \$
+ электрический микромотор

5599 \$
+ электрический микромотор
+ скалер

8000C SRS0 PRO

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой по высоте

+ в подарок



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

4799 \$

+ электрический микро мотор

5299 \$

+ электрический микро мотор
+ скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов

⊕ в подарок

- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

5599 \$

+ электрический микро мотор

5799 \$

+ электрический микро мотор
+ скалер



8000B SRS0

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с верхней подачей инструментов

+ в подарок


- Блок врача на 6 инструментов
- Сенсорная панель управления
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микро мотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года

5199 \$

+ скалер

5399 \$

+ электрический микромотор
+ скалер



8000B SMSO CART

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка
с подкатным блоком врача

⊕ в подарок

- Блок врача на 5 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Керамическая плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневой светодиодный 8-точечный со съёмными автоклавируемыми ручками
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



8000C IMPLANT

SILVERFOX, Китай

Стоматологическая установка с подкатным блоком врача и хирургическим светильником

⊕ в подарок


- Блок врача на 6 инструментов
- Негатоскоп
- Блок ассистента на 5 инструментов
- Стеклянная плевательница
- Многофункциональная педаль управления с программируемыми кнопками
- Светильник бестеневого светодиодный операционный хирургический
- Стул стоматолога
- Стул ассистента с абдоминальным упором
- Монитор (опция)



Ультразвуковой скалер с LED подсветкой



Электрический микромотор



Мягкая обивка



Шланг с фиброоптикой



Гарантия 2 года



Стул с абдоминальным упором

MedErgoStühle, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор позволяет выполнять поддержку поясничной области врача наилучшим образом, благодаря перемещению на 360° отлично используется для поддержки локтей.

- Стул к стоматологической установке (с поворотом на 360°)
- Абдоминальный упор
- Металлическое основание
- Регулировка высоты: газлифт
- В комплекте: ролики для комфортного перемещения
- Сиденье: экокожа



Стул врача

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вес: 15 кг
- Колёса: 50 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Сиденье: экокожа
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 1070-1150 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340
- Габариты упаковки: 660×600×300 мм
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



Стандарт

MedErgoStühle, Россия

Стул для работы с микроскопом

- Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки
- Вес: 8,9 кг
- Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм
- Высота до спинки: 900-1000 мм
- Наклон сиденья в градусах: 6° назад
- Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад
- Регулировка высоты подлокотников: 160 мм
- Регулировка высоты: газлифт
- Колёса: 50 мм
- Сиденье: экокожа
- Спинка стула: нержавеющая сталь матовая



49 000 ₽

Престиж

MedErgoStühle, Россия

Стул стандарт с нижним подъемом

- Регулируемая спинка
- Мягкая обивка



91 600 ₽

Элит Плюс

MedErgoStühle, Россия

Стул с полукруглыми локтями

- Эргономичный стул для работы с микроскопом
- Подлокотники регулируются по высоте и углу наклона. Дополнительно имеют горизонтальную регулировку



93 500 ₽

Стул комфорт плюс

MedErgoStühle, Россия

Стул микроскописта

Разработан для эксплуатации во врачебных кабинетах, медлабораториях, других специализированных помещениях



Assistina TWIN

W&H, Австрия

Аппарат для чистки и смазки наконечников

- Простота в эксплуатации
- Обработка инструмента занимает всего 10 секунд
- Бесперебойная загрузка в две технологические камеры, которые могут использоваться поочередно, что позволяет обрабатывать до 360 инструментов в час
- Одного Assistina TWIN Care Set хватает для обработки приблизительно 2800 инструментов
- Активное всасывание аэрозолей через встроенный фильтр HEPA
- Широкий диапазон адаптеров
- Расход воздуха: ≈ 40 л/мин



Assistina 301 Plus

W&H, Австрия

Система автоматического ухода за инструментами

- Время цикла: 35 сек.
- Количество сервисного масла: 250 мл (не менее, чем для 3500 циклов ухода)
- Количество очищающего раствора: 250 мл (не менее, чем для 2500 циклов ухода)
- Сжатый воздух: Давление жидкости 4-10 бар (автомат. регулировка давления)
- Расход воздуха: ≈ 60 л/мин.
- Высота/ширина/глубина: 223 x 190 x 415 мм
- Вес: 2,70 кг

В комплект входит очищающая жидкость MC-1000 и сервисное масло F1



MD-500 и MC-1000

W&H, Австрия

Комплект к аппарату Assistina для очистки и смазки

Включает:

- MD-500 Сервисное масло F1
- MC-1000 Очищающая жидкость



LARA

W&H, Австрия

Автоклав класса В

- Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов (20 минут)
- Расширенные возможности подключения благодаря мобильному приложению и добавленной функции Wi-Fi
- Удобный пользовательский интерфейс
- Автоматическое наполнение водой
- Гладкая поверхность для лёгкой очистки
- Автоматическая запись цикла при помощи USB
- Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 465 x 452 x 640 мм
- Вес: 44 кг
- Размеры камеры: 22 л



LYLA

W&H, Австрия

Автоклав класса В

Комплектация

- Реверсивная стойка
- 3 алюминиевых поддона
- Сливной шланг
- Держатель поддонов
- Флэшка на 8 Гб
- Инструмент для открытия двери
- Фабричный тест



Twin Care Set

W&H, Австрия

Комплект к аппарату Assistina

- W&H Activefluid, MC-302
- W&H Service Oil, MD-302
- HEPA фильтр

120 €

ECSS-03AB

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 3 л
- Время стерилизации: 10 минут
- Размеры камеры: 17,5×55×28 см
- Вес нетто: 20 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58,15×36,5×28,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,9 кВт



Гарантия
2 года

1799 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР



ECSS-08AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 8 л
- Размеры камеры: 17×32 см
- Вес нетто: 42 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 58×43,6×35,9 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия
2 года

1699 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР



ECSS-12AD

Esco, Китай

Автоклав класса «В»

- Объём: 12 л
- Размеры камеры: 20×36 см
- Вес нетто: 47,7 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия
2 года

1749 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР



Узнай больше
про ЭСКОключительные
возможности!





1700 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР

ECSS-18AD


Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 18 л
- Размеры камеры: 25×35 см
- Вес нетто: 50,25 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 62×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 1,95 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

1990 \$



1800 \$

+ ДИСТИЛЛЯТОР

ECSS-23AD

Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 23 л
- Размеры камеры: 25×45 см
- Вес нетто: 53,5 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 66×50×43,2 см
- Мощность: 230 В/50 Гц, 2,5 кВт



Гарантия 2 года



Запечатывающее устройство

2090 \$



6599 \$

ECSS-45AD

Escos, Китай

Автоклав класса «В»

- Объем: 45 л
- Размеры камеры: 31,9×61,7 см
- Вес нетто: 104 кг
- Экран: LCD
- Размеры автоклава: 56,7×72,6×64,6 см
- Мощность: 220 В/50 Гц, 3 кВт



Гарантия 2 года



CD-7810B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Улучшенная печатная плата по сравнению с CD-2800
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 21×15,8×12,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820B

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень 600 мл)
- Аналоговое управление настройками. Панель управления расположена на крышке
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Отличная герметичность
- Дополнительная возможность очистки CD/DVD
- Таймер: 3 мин, автоматический
- Размеры: 20,7× 17,4×14 см
- Вес: 1 кг



CD-2840

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 650 мл (максимальный уровень: 530 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 5 настроек
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионностойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 22,2×15,3×14,5 см
- Вес: 1 кг



CD-7820A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Подсветка
- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер на 3 минуты автоматический
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Рабочая частота: 46 кГц (CD-2840A), 42 кГц (CD-2840B)
- Размеры: 20,7×17,4×14,0 см
- Вес: 1 кг



CD-7810A

Codyson, Китай

Ультразвуковая мойка

- Объем: 750 мл (максимальный уровень: 600 мл)
- Цифровое управление настройками
- Цифровой дисплей
- Таймер автоматический на 3 минуты
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал внутренней (рабочей) ёмкости: коррозионнотойкая сталь SUS304
- Размеры: 210×158×125 мм
- Вес: 1 кг



LF-Z500

Esco, Китай

Дистиллятор

- Объем: 4 л
- Минимальное время между циклами: 30 мин
- Производительность: 1 л/ч
- Напряжение: 220В/750Вт
- Частота: 50Гц/60Гц
- Размер ёмкости: 18х20 см
- Внешний размер: 22,5х27х37 см
- Размер упаковки: 24,5х28,5х51 см
- Вес брутто: 6,5 кг
- Вес нетто: 3,5 кг

244 \$



LF-F300A ECO

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 7 кг
- Размеры (ДхШхВ): 460x400x170 мм
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 520x405x210 мм

282 \$



LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 230 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 250 мм
- Вес: 6 кг
- Размеры (ШхВхГ): 470x300x270 мм
- Размеры упаковки (ШхВхГ): 480x310x280 мм

49 990 ₺



LF-F300A

Esco, Китай

Запечатывающее устройство

- Напряжение: 240 В
- Источник питания: 50Гц/60Гц
- Мощность: 100Вт
- Номинальная рабочая температура сопротивления нагреву: 180°C
- Максимальная ширина уплотнения: 12 мм
- Максимальная длина уплотнения: 300 мм
- Вес: 8,8 кг
- Размеры (ДхШхВ): 539x517x205 мм
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 566x360x261 мм

GREENMED 160L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Дезинфекция влажным паром: температура воды может достигать 93°C
- Большая вместимость: объём в 160 л для обеих секций. Первая секция может дезинфицировать до 32 наконечников. А вторая секция дезинфицирует инструменты в отдельной корзине
- Цветной сенсорный экран, простой в эксплуатации
- 6 программ мойки
- Функция печати: печать в реальном времени
- Поддержка холодной/горячей воды
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Фильтр для подачи воды: пористость 96%; скорость фильтрации: 20-85 мл/ч
- Объём камеры: 160 л
- Метод сушки: просушка горячим воздухом

6690 \$

GREENMED 65L

GreenMED, Китай

Стоматологическая мойка-дезинфектор

- Источник питания: 220 В, 50 Гц
- Номинальная мощность: 1380 Вт
- Номинальное внешнее давление воды: 0,04-1,00 МПа
- Поддержка холодной/горячей воды
- Внутреннее давление потока: 0,3-0,4 МПа
- Комбинированный умный смягчитель воды: добавление специальной соли может улучшить качество воды и усилить эффект очистки
- Предохранительное устройство: автоматическая диагностика неисправностей и аварийное отключение
- Объём камеры: 65 л
- Габариты: 550×500×590 (Д×Ш×В мм)
- Вес Нетто: ≤ 30 кг
- Рабочий шум: ≤ 50 дБ

4890 \$



EWS06

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0.5 кВт
- Производительность: 90 л/мин
- Уровень шума: 48 дБ
- Объем резервуара воздуха: 6 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 460x230x490 мм
- Вес: 17 кг



JYK30

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0.6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x580 мм
- Вес: 25кг



JYK30

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0.6 кВт
- Производительность: 105 л/мин
- Уровень шума: 50 дБ
- Объем резервуара воздуха: 30 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x580 мм
- Вес: 25кг



JYK35

GreenMED, Китай
Стоматологический компрессор

- Мощность: 0.8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x670 мм
- Вес: 29 кг



JYK35

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 0.8 кВт
- Производительность: 150 л/мин
- Уровень шума: 55 дБ
- Объем резервуара воздуха: 35 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 440x440x670 мм
- Вес: 29 кг



JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



JYK50A

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор с осушителем

- Мощность: 1,2 кВт
- Производительность: 196 л/мин
- Уровень шума: 62 дБ
- Объем резервуара воздуха: 50 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 760x350x720 мм
- Вес: 54 кг



JYK135

GreenMED, Китай

Стоматологический компрессор

- Мощность: 2,4 кВт
- Производительность: 450 л/мин
- Уровень шума: 60 дБ
- Объем резервуара воздуха: 135 л
- Рабочее давление: 8 Бар
- Размер: 1000x450x760 мм
- Вес: 105 кг



KM-24.OLD10

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×645 мм
- Вес: 32 кг



KM-24.OLD10Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 63 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×645 мм
- Вес: 37 кг



KM-24.OLD10K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 48 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 70 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-24.0LD15

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 475×465×710 мм
- Вес: 40 кг



KM-24.0LD15Д

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 65 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 570×465×710 мм
- Вес: 47 кг



KM-24.0LD15K

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 51 дБ
- Ресивер: 24 л
- Производительность: 115 л/мин
- Автоматический конденсатоотводчик
- Радиатор для охлаждения сжатого воздуха
- Манометр входного и выходного давления
- Таймер моточасов



KM-100.OLD15T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 86 кг



KM-100.OLD15TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 200 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 96 кг



KM-100.OLD15TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 230 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 106 кг



KM-100.OLD20T

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×420×900 мм
- Вес: 90 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TD

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Осушитель, точка росы минус 20°C
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 280 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1190×500×900 мм
- Вес: 100 кг
- Питание: 380 В



KM-100.OLD20TK

Remeza, Беларусь

Стоматологический компрессор в кожухе

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Внутреннее полимерное покрытие ресивера
- Уровень шума: 60 дБ
- Ресивер: 100 л
- Производительность: 320 л/мин
- Манометр входного и выходного давления
- Размеры: 1090×450×980 мм
- Вес: 110 кг
- Питание: 380 В



TORNADO 1

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 1
- Центральный входящий фильтр
- Без осушителя
- Уровень шума: 64 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 70 л/мин



TORNADO 2

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 2
- Центральный входящий фильтр
- Без осушителя
- Уровень шума: 68 дБ
- Ресивер: 20 л
- Производительность: 140 л/мин



TORNADO 4

Dürr Dental, Германия

Стоматологический компрессор с осушителем

- Поршневой безмасляный с прямым приводом
- Количество цилиндров: 4
- Центральный входящий фильтр
- Закрытый картер
- Уровень шума: 70 дБ
- Ресивер: 50 л
- Производительность: 270 л/мин



DUO

Dürr Dental, Германия

Двухцилиндровый компрессор с мембранным осушителем

- Классическая модель компактного компрессора с 2-цилиндровым, V-образным агрегатом и 20-литровым ресивером, для двух стоматологических установок
- Потребление воздуха (л/мин): 140
- Производительность при давлении 5 бар (л/мин): 115
- Уровень шума (дБ(А)): 69
- Фильтр тонкой очистки (мкм): 3

×1-2



1600 €

VS 300 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 300 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,58/0,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума: 63-65 дБ

×4-6



4000 €

VS 900 S

Dürr Dental, Германия

Вакуумная помпа
«влажного» типа с сепаратором

- Производительность: 900 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 1,68/1,8 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин
- Уровень шума: 65 дБ

×2-3



3500 €

TYSCOR VS 2

Dürr Dental, Германия

Радиальная аспирационная установка
«влажного» типа

- Эффективная работа на большом расстоянии от стоматологической установки
- Производительность: 600 л/мин
- Вакуум: 170 мБар
- Мощность: 0,7 кВт
- Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин

×1



1200 €

VS 250 S

Dürr Dental, Германия

Аспирационная система «влажного» типа
для обслуживания одной стоматологической установки
с кожухом

- Средняя производительность: 250 л/мин
- Вакуум: 160 мБар
- Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин
- Уровень шума (дБ(А)): 66
- Размеры (В×Ш×Г): 32×27×27 см
- Вес (кг): 13



MD 520

Dür Dental, Германия

Не содержащий спирта, готовый к применению раствор для эффективной и совместимой с материалами дезинфекции и очистки оттисков, протезов и т.д.

- Бактерицидный, туберкулоцидный, левуроцидный, вирулицидный (оболочечные вирусы, включая вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ и коронавирусы, а также вирусы без оболочки — аденовирусы, вирусы полиомы SV 40, норовирусы и полиовирусы согласно методическим рекомендациям DVV/RKI и EN 14476/EN 17111)
- Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных резин, гидроколлоидов, полисульфидов
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения, глутардиальдегид
- Объем: 2,5 л



HD 410

Dür Dental, Германия

Спиртосодержащий препарат для гигиенической и хирургической дезинфекции рук

- Бактерицидный, туберкулоцидный, левуроцидный, ограниченно вирулицидный PLUS (оболочечные вирусы, включая вирус гепатита В, гепатита С, ВИЧ и коронавирусы, а также вирусы без оболочки — аденовирусы, норовирусы)
- Особо быстрое действие: гигиеническая дезинфекция рук — 15 секунд, хирургическая дезинфекция рук — 90 секунд
- Содержит ухаживающие и питательные вещества, очень хорошо переносится кожей — проверено дерматологами
- Активные вещества: спирты



TOUCHLESS

Dür Dental, Германия

Сенсорный диспенсер с питанием от батареи для бесконтактного гигиенического нанесения препаратов

- Оптимальная гигиена рук без касания
- Работа от батареи с индикатором уровня заряда и акустическим сигналом замены аккумулятора
- Высокий уровень гигиены благодаря корпусу из анодированного алюминия
- Автоклавируемый насос из нержавеющей стали или одноразовый насос
- Размеры (Ш×В×Г): Т 1000/Т 400: 9,2×33,0×21,0 см
- Поставляется: Т 400 — для бутылки объемом 500 мл, Т 1000 — для бутылки объемом 1 л



Protect

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля

- Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секреции из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.



Petito

Dürr Dental, Германия

Универсальная канюля для детей

- Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, не имеют кромок и поэтому их использование очень комфортно как для пациента, так и для врача. В то же время это помогает врачу обеспечить оптимальную ретракцию.
- Отверстия впуска добавочного воздуха предотвращают обратный отток заражённых продуктов секреции из аспирационной системы. Универсальная канюля Protect не имеет углов или острых краёв и не оставляет следов от нажима.
- В упаковке 5 шт.



FD 360

Dürr Dental, Германия

Очищающая жидкость для очистки пор и ухода за поверхностями из искусственной кожи

- Щадящий очиститель в комбинации со средством по уходу обеспечивают сохранение качества поверхности
- Интенсивное чистящее действие — удаляет любые пятна и следы выцветания
- Ингредиенты: поверхностно-активные вещества, силиконовые соединения и специальная формула для ухода на основе масла авокадо
- Комплектация: набор, состоящий из флакона с распылителем объёмом 500 мл, 1 FD Полировочная салфетка и 9 специальных губок



ID 212

Dürr Dental, Германия

Концентрат для очистки и дезинфекции инструментов, обладающий наилучшей совместимостью с материалами

- Подходит для обработки общего, хирургического и вращающегося инструментария
- Очень короткое время воздействия
- Отличная совместимость с инструментами, в состав которых входят резина и силикон
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



ID 220

Dürr Dental, Германия

Полноценный вирулицидный, готовый к применению раствор для очистки и дезинфекции вращающихся инструментов

- Эффективная очистка особенно мелких структур боров и фрез
- Предотвращает коррозию, готовый раствор можно использовать длительное время (7 дней)
- Очень короткое время воздействия
- Активные вещества: спирты в щелочной среде
- Объем: 2,5 л



FD 366 SENSITIVE

Dürr Dental, Германия

Рабочий раствор с уменьшенным содержанием спирта для дезинфекции и очистки особо чувствительных поверхностей медицинских изделий

- Быстрое дезинфицирующее воздействие
- Проверенная совместимость с материалами — рекомендуется ведущими производителями оборудования
- Активные вещества: спирты, четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



FD 312

Dürr Dental, Германия

Не содержащий спирта концентрат для дезинфекции поверхностей неинвазивных медицинских продуктов, медицинского инвентаря и полов

- Экономичное в использовании средство: до 250 литров рабочего раствора при 1%
- Хорошая совместимость с материалами
- Приятный аромат
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объем: 2,5 л



OROTOL PLUS

Dürr Dental, Германия

Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы

- Удаляет биоплёнку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Решение для заражённых аспирационных установок — обеспечивает надёжную защиту от инфекций
- Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения
- Объём: 2,5 л



OROTOL ULTRA

Dürr Dental, Германия

Порошкообразный концентрат для одновременного проведения дезинфекции, очистки, дезодорирования и ухода за всеми аспирационными установками и сепараторами амальгамы

- Удаляет биоплёнку и предотвращает загрязнение кровью и белками
- Малая рабочая концентрация (1%)
- Активные вещества: пероксигидрат карбоната натрия
- Пакеты по 500 г



MD 555 CLEANER

Dürr Dental, Германия

Не образующий пены чистящий концентрат для аспирационных установок и сепараторов амальгамы всех типов

- Удаление известкового налёта, остатков профилактического зубного порошка или профилактических продуктов
- Максимально интенсивное очищающее воздействие в отношении налёта и загрязнений
- Идеален в сочетании с Orotol plus
- Объём: 2,5 л



FD 366 SENSITIVE

Dürr Dental, Германия

Удобная для пользователя закрытая система ухода для дезинфекции и очистки аспирационных установок и сепараторов амальгамы

- Создаёт воздушно-водную смесь для оптимального увлажнения и эффективной очистки аспирационной системы
- Рациональная работа — система для подготовки и аспирации готовых растворов
- Соединительные адаптеры для всех аспирационных шлангов
- Объём: 2 л.



PERFECTA 300

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной



PERFECTA 600

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной



PERFECTA 900

W&H DentalWerk, Австрия

Аппарат для зуботехнической лаборатории

- Мощный моторный прямой наконечник 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин
- Бесщёточный мотор
- Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм
- Интегрированная функция продувки
- Бистабильный режим
- Режим контроля скорости
- Правое/левое вращение
- Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/ножной



HELIOS 600

Eighteeth, Китай

Интраоральный сканер

- Обновлённая версия одного из самых быстрых и точных сканеров на рынке. Сканирование полной дуги менее чем за 30 сек с отклонением до 20,0 мкм.
- Автоматическая адаптивная калибровка
- Маленький и лёгкий. Вес всего 185 граммов
- Поле зрения 16×14 мм
- Кнопка для переключения режимов
- Съёмный кабель (USB 3.0/Type-C)
- Съёмные поворотные на 180° наконечники
- Светодиодный источник света с защитой от запотевания, без порошка



RAYMill C

Ray, Ю. Корея

Фрезерный станок



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

3 999 990 ₺



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер



AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

1 149 990 ₺



i900

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге: 10.9 мк ± 0.98
- Область сканирования: до 26,9 x 19,7 мм
- Камера: 10 бит
- Вес: 165 г
- Ширина: 35мм
- В комплекте два кабеля: 2 и 2,5 метра
- USB Type-C 3.1
- Автоклавирование: до 150 раз



i700

Medit, Ю. Корея

Интраоральный сканер

- Удобный интраоральный 3D-сканер применяется для сканирования ротовой полости, отдельных зубов и пространств, которые планируются под установку имплантатов. Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, а также делает его более комфортным для пациентов
- Только сканер и подставка, соединяющая сканер с компьютером через USB-порт. Альтернатива, предоставляющая больше мобильности и гибкости стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, а также клиникам, располагающим ограниченным пространством
- Эргономичная форма и небольшие размеры насадок позволяют работать с максимальным комфортом, как для стоматолога, так и для пациента
- Точность на полной дуге: 10,2 мк
- Область сканирования: 15×13 мм
- Высокоскоростная камера 70 кадров в секунду
- Вес: 245 г
- Длина кабеля: 2 м (ЭКСКЛЮЗИВ Medit i700: отсоединяемый провод)
- USB Type-C 3.1



Гарантия
1 год

Сканируй и узнавай,
как сканировать с Medit.





T510

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5.0 Мп x 2
- Точность: 7 мкм
- Сканирование модели: 12 секунд
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Область сканирования: 100×73×60 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- Модуль для сканирования в артикуляторе
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Одновременное сканирование модели и штампов

⊕ в подарок

10 ТБ + 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год



T710

MEDIT, Ю. Корея

Стоматологический 3D-сканер

- Разрешение камеры: 5,0 Мп x 4
- Точность: 4 мкм
- Сканирование модели: 8 секунд
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- Модуль для сканирования в артикуляторе
- KAS jig платформа (KaVo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Impression Jig
- Spray Supporter
- Screw Jig

⊕ в подарок

10 ТБ + 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год



T310

ХТСЕРА, Китай

Стоматологический 3D-сканер уже с модулем артикулятора

- Разрешение камеры: 5.0 Мпа x 2
- Точность: 9 мкм
- Сканирование модели: 18 сек
- Автоматическое выравнивание высоты
- Текстурное сканирование
- Габариты устройства (Г×Ш×В): 271×505×340 мм
- USB-интерфейс: 3.0 В
- KAS jig платформа (Kavo, Artex, SAM)
- Articulation plate платформа
- Опционально держатель моделей Screw jig

⊕ в подарок



+ 10 Терабайт места на облачном хранилище на 1 год



X-Mill 500 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 585 × 530 × 695 мм
- Вес нетто: 90 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 170/120/85
А: ±30; В: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 3000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: Цирконий, воск, PMMA, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



X-Mill 300

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 730 × 720 × 620 мм
- Вес нетто: 150 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 4
- С модулем для керамики
- С модулем для премиллов
- Область фрезерования XYZ: 125/130/80
A: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill abutment, glass ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя



X-Mill 500 PLUS

XTCERA, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 820 × 750 × 720 мм
- Вес нетто: 197 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2,5 кВт
- Мощность шпинделя: 1,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 220/160/120
A: ±35°, B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 8 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Автокалибровка: есть
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA
- Водяное охлаждение шпинделя
- ПО HyperDENT в комплекте



X-Mill 600 SE

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 730 × 600 × 1750 мм
- Вес: 370 кг
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 2 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей обработки: 4 оси
- Область фрезировки XYZ: 190/110/110 мм
- А: ±30°, В: 360
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: титан, воск, PMMA, стеклокерамика
- Водяное охлаждение шпинделя



X-Mill 600

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1170 × 820 × 1820 мм
- Вес нетто: 920 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт
- Максимальная мощность: 6,5 кВт
- Мощность шпинделя: 2,7 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 320/130/150
В: ± 40°, А: 360°
- Тип фрезерования: влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения XYZ: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 16 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: воск, PMMA, CoCr, Ti, glass ceramic, hybrid ceramic
- Водяное охлаждение шпинделя
- HyperDENT + implant module



X-Mill D5

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 732 × 520 × 666 мм
- Вес нетто: 140 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 150/115/93
A: 360° B: ±30°
- Тип фрезерования: сухое и влажное
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, E.max, PMMA, Premill Abatment
- Воздушное охлаждение шпинделя



X-Mill 580 DC

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 950 × 750 × 1740 мм
- Вес нетто: 360 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 2,0 кВт
- Мощность шпинделя: 1,8 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 165/110/90
A: ±30° B: 360°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 10 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, PEEK, soft metal
- Водяное охлаждение шпинделя

СКОРО



X-Mill 520

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 650 × 815 × 810 мм
- Вес нетто: 190 кг
- Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц
- Максимальная мощность: 1 кВт
- Мощность шпинделя: 0,5 кВт
- Количество осей: 5
- Область фрезерования XYZ: 120/120/105
A: 360° B: 0-120°
- Тип фрезерования: сухое
- Максимальная скорость шпинделя: 60 000 об/мин
- Максимальная скорость перемещения: 4000 мм/мин
- Тулбокс (количество фрез): 6 фрез
- Смена фрез: автоматическая
- Материалы: Цирконий, воск, ПММА, peek, soft metal
- Воздушное охлаждение шпинделя



59 820 \$

X-Mill 600 S

ХТСЕРА, Китай

Фрезерный станок

- Габариты: 1260 × 820 × 1830 мм
- Вес: 1006 кг
- Входное напряжение: AC220V
- Мощность шпинделя: 4 кВт
- Количество осей обработки: 4 оси
- Способ обработки: мокрая обработка
- Максимальная скорость подачи XYZ: 6000 мм/мин
- Метод смены фрез: автоматический
- Обрабатываемые материалы: Ti, CoCr
- Область фрезировки XYZ: 360/240/150 мм A: 360°
- Максимальная скорость: 40 000 об/мин
- Водяное охлаждение шпинделя



5F

LNY, Китай

Печь для синтеризации диоксида циркония

- Габариты: 548×415×830 мм
- Вес: 58 кг
- Размеры камеры: 116×130 мм
- Противоударный сенсорный экран
- Температура до 1600°C
- Может быть соединён с мобильными устройствами через Wi-Fi
- 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)



6F

LNY, Китай

Скоростная печь для синтеризации диоксида циркония

- Габариты: 585×380×830 мм
- Вес: 52 кг
- Размер камеры: 60×130 мм
- Синтеризация всего за 150 минут
- Противоударный сенсорный экран
- Температура до 1630°C
- Может быть соединён с мобильными устройствами через Wi-Fi
- 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)



5G

LNY, Китай

Печь для запекания керамики и глазуровки диоксида циркония

- Сенсорный экран
- Габариты: 320×392×426 мм
- Вес: 24 кг (без вакуумного насоса)
- Максимальная температура: 1200°C
- Рабочий вакуум: -97 кПа
- Питание: 220В±10, 50Гц, 15А
- Потребление: 1.5кВА±10
- Вакуумный насос в комплекте

HALOT-SKY 2022

Crealty, Китай

3D-принтер

- Длина УФ волны: 405 нм
- Разрешение LCD-дисплея: 5760×3600 пикс
- Технология печати: DLP/LCD/SLA
- Тип материала: фотополимеры
- Размер области построения: 198×123×200 мм
- Точность позиционирования по оси XY: 0,0344 мм
- Толщина слоя: 0,01-0,2 мм
- Источник света: встроенный источник света
- Скорость отверждения: 1-4 сек/слой
- Дисплей: 5-дюймовый цветной сенсорный
- Интерфейс подключения: USB, Wi-Fi
- Операционные системы: Win7/Win8/Win 10 64bit, Mac system (32-bit не поддерживается)
- Электропитание: AC 100-240V, 50/60Hz
- Энергопотребление: 250 Ватт
- Вес: 15,73 кг
- Размеры: 340×292×552 мм

1050 €

HALOT Mage Pro

Crealty, Китай

3D-принтер

- Длина УФ волны: 405 нм
- Разрешение LCD-дисплея: 10,3" монохромный (8K 7680×4320)
- Технология печати: DLP/LCD/SLA
- Материал печати: фотополимерная смола
- Размер области построения: 228×128×230 мм
- Точность позиционирования по оси: XY 29.7 мкм
- Толщина слоя: 0,05-0,15 мм
- Источник света: встроенный источник света 3.0
- Высокая скорость печати: 170 мм/ч
- Дисплей: 4,3" цветной сенсорный экран
- Интерфейс подключения: USB, Wi-Fi
- Операционные системы: Mac OS, Win7/Win8/Win 10 64bit, Mac system (32-bit не поддерживается)
- Электропитание: 100-240 В~, 50/60 Гц
- Мощность: 150 Вт
- Вес (без упаковки): 13,1 кг
- Размеры (без упаковки): 333×270×608 мм

700 €



120 000 ₺

R407



GreenMED, Китай

Вытяжная система

- Технология бесщёточного двигателя для часто используемых САМ-модулей
- Двухнаправленная связь между вытяжным устройством и блоком САМ благодаря интерфейсу ПЛК
- Автоматическая самоочистка от пыли
- Низкий рабочий шум макс. 65,0 дБ(А)
- Надёжный производственный процесс благодаря технологии бесщёточных двигателей (гарантированный срок службы 4000 часов работы)
- Поддержка совместной работы с двумя САМ-системами
- Вес: 42 кг
- Расход (макс.): 40 л/с
- Максимальная мощность: 1200 Вт



9 700 €

LHT 01/17 D

Nabertherm, Германия

Высокотемпературная печь

- Для спекания мостов и коронок из просвечивающего оксида циркония
- Максимальная температура: 1650°C
- Объём печного пространства: 1 литр
- Термопара типа S
- Контроллер P580 с сенсорной панелью управления
- Потребляемая мощность: 2,9 кВт
- Максимальное количество единиц: 30
- Внутренние размеры Ш×Г×В: 110×120×120 см
- Специальные нагревательные элементы из дисилицида молибдена наилучшим образом защищают от химического взаимодействия загруженного материала с нагревательными элементами
- Корпус из структурных листов нержавеющей стали с двойными стенками с дополнительным охлаждением
- Вес: 28 кг



SHT

ХТСЕРА, Китай

Циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%




SHT ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: 1050 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV
- Трансляцентность (прозрачность): 47%



3D ML

ХТСЕРА, Китай

Многослойный циркониевый диск

- Диаметр: 98,5 мм
- Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм
- Прочность на изгиб: от 1100 до 750 МПа
- Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 HV
- Трансляцентность (прозрачность): от 43% до 55%

* Цена за штуку при покупке от пяти штук



ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T1 (long)	T2	T2 (long)	T3	T4 (endmill)	T5
Диаметр режущей кромки	2	2	1	1	0,6	1	0,3
Рабочая длина	16	22	16	20	8	16	2
Диаметр хвостовика	4	4	4	4	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50	50	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	2,5	1	0,6
Рабочая длина	16	10	10
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	45	45	45



ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3
Диаметр режущей кромки	3	2	1,5
Рабочая длина	14	12	8
Диаметр хвостовика	4	4	4
Длина фрезы	50	50	50



ФРЕЗЫ ПО РММА/WAX

ХТСЕРА, Китай

Размер (мм)	T1	T2	T3	T4(endmill)
Диаметр режущей кромки	2	1	0,6	0,6
Рабочая длина	16	16	8	8
Диаметр хвостовика	4	4	4	1,0
Длина фрезы	50	50	50	50



829 €

AXP 100S

SAM, Германия

Аксиоприза, стартовый набор

- Сканируемый узел переноса для переносной дуги SAM AxioQuick
- 20 одноразовых AxioJig



1739 €

AXP 100WK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

- Дуга AxioQuick
- Релеатор Nasion AX-S
- Передаточный узел AxioPrisa
- Одноразовые передаточные вилки Axiojig (20 шт)
- Позиционирующие насадки для ушей (40 шт)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows




1829 €

AXP 100AK

SAM, Германия

Комплект с переносной дугой

- Дуга AxioQuick
- Релеатор Nasion AX-S
- Передаточный узел AxioPrisa
- Одноразовые передаточные вилки Axiojig (20 шт)
- Позиционирующие насадки для ушей (40 шт)
- 24-месячная лицензия на ПО для Apple



879 €

AXP 110S

SAM, Германия

Аксиоприза, стартовый набор для Amann Girrbach

- Сканируемый узел переноса для переносной дуги SAM AxioQuick
- 20 одноразовых AxioJig



799 €

ASM 100IK

SAM, Германия

Набор AxioSnapMount

- 1 набор монтажных пластин (стандарт / 2,5 / 5,0 / 7,5) по 5 шт каждого
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 6-месячная лицензия на ПО для Windows
- 2 магнита AXIOSPLIT (ASP 582)



3 919 €

ASM 100WK

SAM, Германия

Набор AxioSnapMount

- 1 дисплей (ASM 103)
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для верхней челюсти U35 (ASM 235)
- 1 блок для верхней челюсти U45 (ASM 245)
- 1 блок для верхней челюсти U55 (ASM 255)
- 1 блок для нижней челюсти L15 (ASM 315)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 1 блок для нижней челюсти L35 (ASM 335)
- 1 блок для нижней челюсти L45 (ASM 345)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows
- 8 магнитов AXIOSPLIT (ASP 580)
- 5 упаковок монтажных пластин



4 949 €

ART 567MK

SAM, Германия

Набор с артикулятором

- SAM 3 артикулятор (ART 565M) для системы MPS
- Передние направляющие по Гутовскому (ART 581)
- Дуга AxioQuick (ATB 390K)
- Переносной стенд AX (ATB 398)
- Телескопическая опора прикусной вилки (ATB 336)
- Магнитный цоколь для опоры прикусной вилки (ATB 338)
- Монтажная стойка (MOH 560)
- 20 жёлтых монтажных пластин MPS (MPS 150) с адгезивными пластинами
- Кейс для хранения
- Жёлтый модульный контейнер (ART 599)



4 949 €

ART 567DK

SAM, Германия

Набор с артикулятором

- SAM 3 артикулятор (ART 565M) для системы MPS
- Передние направляющие по Гутовскому (ART 581)
- Комплект с переносной дугой (AXP 100WK)
- Мыщелок для артикулятора (ATB 235)
- Релеатор Nasion 3D (ATB 344)
- 1 набор монтажных пластин (стандарт / 2,5 / 5,0 / 7,5) по 5 шт каждого
- 1 блок для верхней челюсти U25 (ASM 225)
- 1 блок для верхней челюсти U35 (ASM 235)
- 1 блок для нижней челюсти L15 (ASM 315)
- 1 блок для нижней челюсти L25 (ASM 325)
- 24-месячная лицензия на ПО для Windows
- Жёлтый модульный контейнер (ART 599)



ART 515M

SAM, Германия

Артикулятор

- Резцовый столик (ART 275)
- Штифт IIIР (ART 520)
- Опорный штифт (ART 525)
- Наклонные опоры (ART 526)
- Металлическая направляющая Bennett (ART 539)
- Зелёная металлическая направляющая Bennett III (ART 545)
- Мышелки для артикулятора (ART 541)
- Кейс для транспортировки (ART 598)



ART 565M

SAM, Германия

Артикулятор

- Регулируемый резцовый столик (ART 260)
- Опорный штифт (ART 525)
- Наклонные опоры (ART 526)
- Протрузионные/ретрузионные винты, две штуки (ART 530)
- Резцовый стержень с микрорегулировкой IIIРМ (ART 533)
- Комплект вставок суставного пути (ART 540)
- Направляющие Беннета, комплект II (ART 547)
- Кейс для транспортировки (ART 598)



ASM 120

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота стандартная



ASM 121

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 2,5 мм



ASM 122

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 5,0 мм



ASM 123

SAM, Германия

Монтажные пластины

- 20 монтажных пластин жёлтого цвета для одноразового использования
- Высота 7,5 мм



339 €

ASM 125

SAM, Германия
Монтажные пластины

- Монтажные пластины жёлтого цвета для одноразового использования
- Стандартная высота (20 шт)
- Высота 2,5 мм (20 шт)
- Высота 5,0 мм (20 шт)
- Высота 7,5 мм (20 шт)



1 999 €

ASM 410K

SAM, Германия
Комплект распорных блоков AC для Artex Carbon

- 2 блока ACS (ASM 411) с магнитом
- 2 блока ACM (ASM 412) с магнитом
- 2 блока ACL (ASM 413) с магнитом



59 €

AXO 505

SAM, Германия

Восковой индикатор окклюзии (30 шт)

- Индикатор окклюзии (восковой) 300 мкм



79 €

MPS 150

SAM, Германия

Монтажные пластины

- Жёлтые монтажные пластины 20 шт



ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

	Ø14 мм PURE REFLECT® зеркало N°0 x 12 шт.	100,55 €
	Ø16 мм PURE REFLECT® зеркало N°1 x 12 шт.	100,55 €
	Ø18 мм Родиевое зеркало N°2 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°2 x 12 шт.	61,52 € 100,55 €
	Ø20 мм PURE REFLECT® зеркало N°3 x 12 шт.	93,38 €
	Ø22 мм Родиевое зеркало N°4 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°4 x 12 шт.	41,34 € 53,80 €
	Ø24 мм Родиевое зеркало N°5 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°5 x 12 шт.	41,34 € 53,80 €
	Ø26 мм Родиевое зеркало N°6 x 12 шт. PURE REFLECT® зеркало N°6 x 12 шт.	65,16 € 105,29 €
	Ø28 мм Родиевое зеркало N°7 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°7 x 1 шт.	18,41 € 25,47 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

	Ø30 мм Родиевое зеркало N°8 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°8 x 1 шт.	19,73 € 26,57 €
	Ø40 мм Родиевое зеркало N°9 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°9 x 1 шт.	22,49 € 29,66 €
	Ø50 мм Родиевое зеркало N°10 x 1 шт. PURE REFLECT® зеркало N°10 x 1 шт.	29,66 € 35,61 €

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø3 мм – круглое	82,25 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии Ø5 мм – круглое	82,25 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 7×2 мм – прямоугольное	88,97 €
	PURE REFLECT® Зеркало для микрохирургии 9×3 мм – прямоугольное	88,97 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø3 мм – 14,8 см – круглое	77,18 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии Ø5 мм – 14,8 см – круглое	77,18 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 7×2 мм – 14,8 см – прямоугольное	88,86 €
	PURE REFLECT® Зеркало с ручкой для микрохирургии 9×3 мм – 14,8 см – прямоугольное	88,86 €

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

	acteon Ручка для зеркала XL STYLE	12,13 €
	acteon Ручка для зеркала DESIGN	6,62 €
	acteon Ручка для зеркала 8 граней	5,18 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Окклюзионное, для взрослых
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, для детей
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Вестибулярное
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Лингвальное узкое
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Лингвальное широкое
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Латеральное
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, большое L
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €



Окклюзионное, большое XL
Хромированное
PURE REFLECT®

55,46 €

110,69 €

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



Вращающийся держатель
зеркал для фотосъёмки

72,65 €

КОНТРАСТОРЫ



Контрастор №4 Вогнутый
240 x 60 x 1.5 мм

26,02 €



Контрастор №5 Прямой
240 x 60 x 1.5 мм

26,02 €



Контрастор №3
73 x 70 мм

26,02 €



Контрастор №1 Угловой
84 x 85 мм

26,02 €



Контрастор №2 Угловой
59 x 70 мм

26,02 €

ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА



Родиевое зеркало №4 x12шт.

120,17 €

Родиевое зеркало №5 x12шт.

120,17 €

PURE REFLECT® зеркало №4 x12шт.

147,74 €

PURE REFLECT® зеркало №5 x12шт.

147,74 €

ЗЕРКАЛА С УВЕЛИЧЕНИЕМ (X3.5 КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)



Родиевое зеркало №4 x12шт.

66,92 €

Родиевое зеркало №5 x12шт.

66,92 €

14 000 \$



C-CLEAR

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп с плавным зумом

В КОМПЛЕКТЕ



Вариообъектив



Делитель луча



Зеркальная фотокамера



Монитор

- Апохроматическая оптическая система Schott
- Масштабирование (плавный зум): 1,6x ~ 23x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка высоты чашечки для глаз
- Бинокулярная трубка с углом наклона от 0 до 180 градусов
- Маятниковая система +30°
- Вариоскоп f = 195-450 мм.
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 100 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Делитель луча, угловой экстендер на 45°
- Подключение камер Canon, Sony
- Беспроводная педаль для фотосъёмки
- HD-дисплей

Узнай как правильно настроить микроскоп.



11 000 \$



C-CLEAR-1

GreenMED, Китай

Стоматологический операционный микроскоп

- Масштабирование: 5x, 7,5x, 10x, 20x, 31x
- Окуляр: 12.5x широкоугольный окуляр, +7~-7 D, регулировка высоты чашечки для глаз

- Бинокулярная трубка с углом наклона от 0 до 180 градусов, $f = 170$ мм.
- Вариоскоп $f = 200-415$ мм.
- Источник света: светодиодная лампа, регулировка яркости, 70 000 Люкс
- Зелёный и оранжевый светофильтр, регулировка светового пятна
- Зеркальная фотокамера Canon 750D в комплекте
- Беспроводная педаль для фотосъёмки
- HD-дисплей



C-Clear
Микроскоп




MEDERGOSTÜHLE
Стул стандарт (зелёный)



ACTEON
Родиевые зеркала



1 100 000 ₺



NK00

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x3.0
- Вес: 37г
- Поле обзора: 130:400 (мм)
- Глубина: 110:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x3.3
- Вес: 60г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL



NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.8
- Вес: 53г
- Поле обзора: 70:400 (мм)
- Глубина: 50:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x5.0
- Вес: 58г
- Поле обзора: 60:400 (мм)
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL
-
- Увеличение x6.0
- Вес: 63г
- Поле обзора: 45:400 (мм)
- Глубина: 30:400
- Тип: TTL



NK REFRACTIVE

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x3.3
- Вес: 47г
- Поле обзора: 115:450 (мм)
- Увеличение x4.5
- Вес: 48г
- Поле обзора: 105:450 (мм)
- Увеличение x6.5
- Вес: 52г
- Поле обзора: 55:50 (мм)



950 \$

NK01

NK Vision, Ю. Корея

Бинокляры

- Увеличение x2,5
- Вес: 30г
- Поле обзора: 140:400 (мм)
- Глубина: 200:400
- Тип: TTL



950 \$

MULTI LIGHT

NK Vision, Ю. Корея

Осветитель

- Проводной аккумулятор
- Максимальная яркость: 140 000 Люкс, что обеспечивает равномерное освещение и чёткую картинку
- УФ-фильтр
- Регулирование мощности света
- Время зарядки всего 3 часа
- До 10 часов непрерывного использования без подзарядки
- Ёмкость батареи: 5200 мА



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Микропроцессорное управление с возможностью применения ручных настроек оператора
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления
- Проводной пульт дистанционного управления
- Высокая степень защиты
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Одно горизонтальное и два вертикальных плеча
- Совместимость с любыми приёмниками изображения
- Доза облучения при эксплуатации высокочастотного рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным аппаратом



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

- Высокочастотная HF-технология
- Низкая лучевая нагрузка
- Микропроцессорное управление с возможностью применения ручных настроек оператора
- Программируемые параметры съёмки
- Самодиагностика
- Информативный графический дисплей
- Интуитивно понятная сенсорная панель управления
- Проводной пульт дистанционного управления
- Высокая степень защиты
- Автоматический подбор параметров съёмки
- Простое и удобное позиционирование
- Переключение режимов «плёнка» — «радиовизиограф»
- Одно горизонтальное и два вертикальных плеча
- Совместимость с любыми приёмниками изображения
- Доза облучения при эксплуатации высокочастотного рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным аппаратом



HyperLight

Eighteeth, Китай

Высокочастотный портативный dentalный рентген

- Максимальное анодное напряжение: 65 кВ
- Размер фокального пятна: 0.4 мм
- Способ крепления: Портативный
- Тип трубки: Высокочастотный
- Вес: 1.8 кг
- Ток: 2.5 мА
- Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч × 4 (10,000 мАч)
- Напряжение сети: 100-240 В, 50/60 Гц
- Диапазон времени экспозиции: 0.02-2 с



NanoPix 1

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 25,4×36,8×4,4 мм
- Матрица: 1000 x 1500
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 20 x 30 мм
- Интерфейс: USB 2.0



NanoPix 2

Eighteeth, Китай

Внутриротовой рентгенологический датчик

- Несколько USB-портов для различных нужд
- Водонепроницаемость: IP68
- Размер 30,4×41,9×4,4 мм
- Матрица: 1300 x 1800
- Теоретическое разрешение: 25lp/mm
- Реальное разрешение: 20lp/mm
- Активное поле: 26 x 36 мм
- Интерфейс: USB 2.0



DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

- Класс прибора: II B
- Генератор рентгеновского излучения:
- Напряжение на трубке: 70 кВ (постоянное)
 - Ток в трубке: 3 мА (постоянный)
 - Время экспозиции: 0,02–0,5 сек
- Рентгеновская трубка:
- Фокальное пятно: 0,3 мм
 - Угол мишени: 13°
 - Теплоёмкость анода: 7кДж
 - Собственная фильтрация: алюминий, 0,5 мм
 - Поле облучения рентгеновскими лучами: расстояние от источника до приёмника (SID) 200 мм
 - Общая фильтрация: алюминий, 1,5 мм
 - Вес: 1,5 кг (±10%)
- Защитное стекло опционально



RIO Sensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

- Size 2
- Прямое подключение через USB-порт
- Внешние габариты: 42×30 мм
- Область изображения: 34×26 мм
- Размер пикселя: 20×20 мкм
- Технология: усовершенствованная CMOS с оптическим волокном
- Сцинтиллятор: иодид цезия
- Число пикселей: 1,5 мП
- Разрешение: 25 пар линий/мм
- Длина кабеля: 2 м



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный настенный рентгеновский аппарат

+




RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3240 €



Orix HF Plus

Ardet, Италия

Высокочастотный dentalный мобильный рентгеновский аппарат

+



RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

3440 €



DT-703

GreenMED, Ю. Корея

Портативная стоматологическая рентгеновская система

+



RIOSensor RIS500

Ray, Ю. Корея

Визиограф

=

349 990 ₺

VistaScan Mini Easy

Dürr Dental, Германия

Сканер рентгенографических пластин



4793 €

- Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет врачу высочайшее качество снимков, превосходящее рентгеновскую плёнку
- Размеры пластин: 0 и 2
- Эффективное разрешение: 22 пл
- Теоретическое разрешение: 40 пл
- Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
- Изображения доступны уже через 6 секунд
- Компактное оборудование для кабинета
- Масса: 6,5 кг
- Размеры (В×Ш×Г): 226×234×243 мм
- Функция режима ожидания (Stand-by)
- Интерфейсы: USB/сеть

Pspix 2

Acteon, Франция


Система для считывания рентген-снимков



4755 €

PSPIX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного соединения между пластиной и блоком оцифровки. Система совместима с любыми рентген-аппаратами

- Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм
- Время сканирования (быстрое): 1,6-2,7 секунд
- Время сканирования (выс. разрешение): 2,1-3,6 секунд
- Сетевое подключение: ethernet rj-45
- Размеры (Ш×Г×В): 154×204×193 мм
- Вес: 2,6 кг



Implantmed SI-1023

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

- Автоматический контроль крутящего момента (регулируется от 5 до 80 Н см)
- Автоматическая функция нарезания резьбы
- Поставляемые в качестве принадлежностей модуль W&H Osstell ISQ или Osstell Beacon позволяют надёжно оценить стабильность имплантата
- Модули W&H Osstell ISQ и Osstell Beacon позволяют контролировать процесс установки имплантата, даже для пациентов группы риска (опция)
- Соединение Bluetooth с Osstell Beacon
- Цветной сенсорный экран с удобной для пользователя навигацией в меню
- Документирование процесса остеоинтеграции
- Беспроводной блок ножного управления
- Размеры (В×Ш×Г): 100×262×291 мм
- Вес: 3,5 кг



Микро мотор с оптикой LED



Ножная педаль беспроводная



Угловой наконечник с оптикой 20:1



Implantmed SI-1023 + Piezomed Plus

W&H Dentalwerk, Австрия

Физиодиспенсер + пьезохирургический аппарат (2в1)

- Возможность адаптировать устройство к индивидуальным требованиям пользователя
- Автоматическое обнаружение инструмента и установка нужного класса мощности
- Эффективное охлаждение
- Индивидуальная настройка важнейших параметров лечения для предпочитаемых инструментов
- Беспроводное ножное управление позволяет выбрать оптимальное местоположение в рабочей зоне
- Охлаждение без корпусного вентилятора предотвращает появление неприятных шумов и гарантирует стерильность
- Очень маленький и удивительно лёгкий электрический двигатель
- Прямые и угловые наконечники обеспечивают оптимальное освещение рабочей зоны и способствуют достижению точных результатов лечения
- Bluetooth-соединение с маячком Osstell Beacon для простого измерения стабильности имплантата



Piezotome CUBE

Acteon, Франция

Аппарат для костной хирургии с подсветкой

Самый мощный пьезохирургический аппарат в мире

Режимы:

- I-Surge для имплантологии
- Piezotome для костной хирургии

Технические характеристики:

- Базовый блок с 5,7" цветным сенсорным дисплеем
- Технологии CruiseControl и Newtron
- I-Surge — бесщёточный микромотор 100-40 000 оборотов в минуту
- Подсветка 100000 Люкс, круговая, холодный свет 6000-7000 К
- Размеры (Ш×В×Г): 472,9×149,5×339,9 мм
- Вес: 5 кг
- Мультифункциональная педаль: 311×181×209 мм
- Вес педали: 3,5 кг



Наконечник
Piezotome 2 LED



Ножная педаль



Сенсорный
LCD-экран



Extraction

Acteon, Франция
Набор для атравматичного удаления зубов
LC1, LC2 (x2), LC2L, LC2R,
Ninja®

1050,24 €

Арт. F87546



Bone Surgery

Acteon, Франция
Набор для остеопластики
Тонкий и точный распил кости
BS1S, BS2L, BS2R, BS4,
BS5, BS6

1383,20 €

Арт. F87509



IntraLift

Acteon, Франция
Набор для кристального синус-лифтинга
Минимально инвазивная механика для закрытого синус-лифтинга
TKW1, TKW2, TKW3,
TKW4, TKW5

1357,62 €

Арт. F87536



PiezoCision

Acteon, Франция
Набор для ускорения ортодонтического лечения
Минимум разрезов, минимальная инвазивность
PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3

775,50 €

Арт. F87576



CrestSplitting

Acteon, Франция
Набор для расщепления гребня
Быстрое и чистое расщепление без потери костной ткани
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5,
CS6

895,45 €

Арт. F87567



SinusLift

Acteon, Франция
Набор для латерального синус-лифтинга
Открытый синус-лифтинг без перфораций
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5

1069,98 €

Арт. F87519



CrownExtension

Acteon, Франция
Удлинение клинической длины коронки
Аккуратность и быстрое заживление
BS6, CE1, CE2, CE3

696,34 €

Арт. F87554



Extraction

Acteon, Франция
Базовый набор
Всё самое необходимое
BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3,
LC2

1383,20 €

Арт. F87528



P5 NEWTRON XS B.LED

Атеон, Франция

Ультразвуковой скалер с B.LED светом, насадкой №1

- 2-цветный LED-дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность, устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор
- Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
- Максимальный рабочий объём резервуара: 2500 мл
- Материал резервуара: нержавеющая сталь
- Габариты (Ш×В×Г): 31,4×24,3×20,4 см

Арт. F621115



NEWTRON BOOSTER

Атеон, Франция

Ультразвуковой скалер

- Источник света: светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420-480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F60203



NEWTRON P5 B.LED

Атеон, Франция

Ультразвуковой скалер

- Скалер с технологией B.LED и жидким индикатором для обнаружения зубных отложений F.L.A.G
- Габариты: блок управления — 150×55×170 мм, педаль управления — 70×95×30 мм
- Рабочая частота колебаний насадки: 28-35 кГц
- Давление подачи воды: 1-5 бар
- Расход воды: до 90 мл/мин
- Управление: микропроцессорное. 20 уровней мощности ультразвука с отображением выбранного уровня мощности

Арт. F61104



AIR MAX

Астеон, Франция

Содоструйный аппарат для безболезненного профессионального снятия зубных отложений и отбеливания зубов

- 2-цветный LED-дисплей
- Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция
- Керамический нагреватель: 100 В
- Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жёстких химикатов
- Гидроизолированная плата управления
- Охлаждающий вентилятор

Арт. F11400



PROPHY MAX

Астеон, Франция

Порошкоструйный аппарат и скалер, 2 в 1

- Источник света: Светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420-480
- Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

Арт. F11610



SERVOTOME II

Астеон, Франция

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, пародонтологии и хирургии полости рта

- Длина волны: 420-490 нм
- Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²
- Световод: 11 × 11 мм
- Время полной зарядки: 1,5 ч.
- Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек. × 160 раз

Арт. F57210



Насадка №1

Asteon, Франция
Универсальная насадка
для скайлинга

Ref. F00246

89,74 €



Насадка №2

Asteon, Франция
Мощная насадка
для скайлинга

Ref. F00247

100,22 €



Насадка №3

Asteon, Франция
Удаление глубоких
пятен

Ref. F00248

100,22 €



Насадка №1S

Asteon, Франция
Наддесневая
и поддесневая,
интерпроксимальная

Ref. F00245

100,22 €



Насадка №10X

Asteon, Франция
Интерпроксимальная

Ref. F00359

100,22 €



Насадка №10P

Asteon, Франция
Наддесневая
и поддесневая (< 2-3 мм),
улучшенная ирригация

Ref. F00253

100,22 €



Насадка №10Z

Asteon, Франция
Поддесневая (< 4мм),
длинная, с насечками

Ref. F00254

131,75 €



Насадка EX1

Asteon, Франция
Для препарирования
окклюзионной
поверхности
и пришеечной области

Ref. F02040

153,69 €



Насадка EX2

Asteon, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02041

153,69 €



Насадка EX3

Asteon, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02042

153,69 €



Насадка EXL

Asteon, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02044

153,69 €



Насадка EXR

Asteon, Франция
Для препарирования
апроксимальной
поверхности

Ref. F02043

153,69 €

Насадка CAP1

Acteon, Франция
Для подготовки полости.
Удаление временного цемента и кальцинированных остатков

Ref. F88181

125,80 €

Насадка CAP2

Acteon, Франция
Для поиска каналов корня, в т. ч. скрытых. Подготовка камеры пульпы, удаление дентинного слоя

Ref. 88182

125,80 €

Насадка CAP3

Acteon, Франция
Локализация и раскрытие кальцифицированных каналов. Поиск скрытых каналов

Ref. F88183

125,80 €

Насадка ET18D

Acteon, Франция
Эндо-лечение, с алмазным покрытием

Ref. F88017

188,64 €

Насадка ETBD

Acteon, Франция
Эндо-лечение, с алмазным покрытием, шаровидная

Ref. F88020

188,64 €

Насадка IRRI 20, 25

Acteon, Франция
Для активации ирригационных растворов, создания кавитационных эффектов, качественного удаления смазанного слоя со стенки корневого канала

Ref. F43808

117,75 €

Насадка FILES K 10, 15, 25, 30

Acteon, Франция
Для скалера K-file

Ref. F43710

99 €

Насадка ET20

Acteon, Франция
Для применения в коронковой трети канала для удаления пломбировочного материала, обломков инструментов и дентинных опилок

Ref. F88011

178,27 €

Насадка ET20D

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88013

188,64 €

Насадка ET40

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88012

178,27 €

Насадка ET40D

Acteon, Франция
Для быстрого удаления obturating элементов и обломков инструментов в средней и апикальной трети в длинных и прямых каналах

Ref. F88014

188,64 €

Насадка ET25

Acteon, Франция
Эта насадка из титана-ниобия была разработана для самых сложных операций в средней и апикальной трети канала

Ref. F88018

188,64 €




Насадка ET25S

Астеон, Франция
Для повторного лечения
в коронковой трети
корневого канала
и перешейках

Ref. F88021

188,64 €



Насадка ET25L

Астеон, Франция
Для повторного
эндодонтического
лечения в апикальной
трети в длинных прямых
каналах

Ref. F88022

188,64 €




Насадка S04

Астеон, Франция
Для латеральной
конденсации гуттаперчи

Ref. F88009

132,85 €




Насадка AS3D

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Универсальная,
для апикальной хирургии
фронтальной группы зубов

Ref. F00065

155,01 €




Насадка ASLD

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной хирургии
жевательной группы зубов

Ref. F00080

155,01 €




Насадка AS6D

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной хирургии
фронтальной группы зубов

Ref. F00079

155,01 €




Насадка ASRD

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Для апикальной
хирургии жевательной
группы зубов

Ref. F00081

155,01 €




Насадка AS9D

Астеон, Франция
Для апикальной
хирургии фронтальной
группы зубов

Ref. F00067

155,01 €




Насадка P14D

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Апикальная микрохирургия
резцов

Ref. F00106

155,01 €



Насадка S12-70D

Астеон, Франция
С алмазным покрытием.
Апикальная микрохирургия
изогнутых корней моляров
и премоляров

Ref. F00118

155,01 €




Насадка P15LD

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
левосторонняя.
Апикальная микрохирургия
моляров и премоляров

Ref. F00107

155,01 €



Насадка P15RD

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
правосторонняя.
Апикальная микрохирургия
моляров и премоляров

Ref. F00108

155,01 €



150,38 €

Насадка PM1

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа
Ref. F02250



115,32 €

Насадка PM3

Астеон, Франция
Для препарирования
закруглённого уступа.
Для финишной полировки
Ref. F02252



150,38 €

Насадка PMS1

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
плечевого уступа
Ref. F02254



115,32 €

Насадка PMS3

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
плечевого уступа
Ref. F02256



153,69 €

Насадка PMV2

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апроксимальных поверхностей
Ref. F02022



118,85 €

Насадка PMV4

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апроксимальных поверхностей
Ref. F02024



118,85 €

Насадка PMV6

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина
Ref. F02026



131,75 €

Насадка 5AE

Астеон, Франция
Для расцементировки корневых каналов, позволяет удалять штифты и вкладки из корневого канала
Ref. F00249



150,38 €

Насадка PM2

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа
Ref. F02251



150,38 €

Насадка PM4

Астеон, Франция
С алмазным покрытием,
для препарирования
закруглённого уступа. Финишная, под вкладки и штифты
Ref. F02253



150,38 €

Насадка PMS2

Астеон, Франция
С алмазным покрытием, для препарирования плечевого уступа
Ref. F02255



153,69 €

Насадка PMV1

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апроксимальных поверхностей
Ref. F02021



153,69 €

Насадка PMV3

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апроксимальных поверхностей
Ref. F02023



118,85 €

Насадка PMV5

Астеон, Франция
Обработка под вкладки
и виниры, препарирование
дентина, обработка апроксимальных поверхностей
Ref. F02025



149,06 €

Насадка C20

Астеон, Франция
Для вкладок и протезов.
Применяется на молярах
и премолярах
Ref. F00113



178,27 €

Насадка ETPR

Астеон, Франция
Для расцементировки
корневых каналов, позволяет
удалять штифты и вкладки
из корневого канала
Ref. F88019



155,01 €

Насадка H3

Астеон, Франция
Резцы
Ref. F00369



155,01 €

Насадка H4L

Астеон, Франция
Премоляры и моляры,
левосторонняя
Ref. F00114



155,01 €

Насадка H4R

Астеон, Франция
Премоляры и моляры,
правосторонняя
Ref. F00115



155,01 €

Насадка TK1-1S

Астеон, Франция
Для осмотра и чистки
карманов малой и средней
глубины (менее 4 мм)
Ref. F01001



155,01 €

Насадка TK1-1L

Астеон, Франция
Для осмотра и чистки
средних и глубоких
карманов (более 4 мм)
Ref. F01004



155,01 €

Насадка TK2-1L


Астеон, Франция
Левосторонняя насадка,
используется в средних
и глубоких карманах
с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02162



155,01 €

Насадка TK2-1R

Астеон, Франция
Правосторонняя насадка,
используется в средних
и глубоких карманах
с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02161



155,01 €

Насадка H1

Астеон, Франция
Резцы, минизонд
с алмазным покрытием
Ref. F00366



155,01 €

Насадка H2L


Астеон, Франция
Премоляры и моляры, левосторонняя, с алмазным покрытием
Ref. F00367



155,01 €

Насадка H2R


Астеон, Франция
Премоляры и моляры, правосторонняя, с алмазным покрытием
Ref. F0036



155,01 €

Насадка P2L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для
обработки и лечения
тонкого периодонта
Ref. F00090



155,01 €

Насадка P2R

Астеон, Франция
Правосторонняя,
для обработки и лечения
тонкого периодонта
Ref. F00091



137,48 €

Насадка PFU

Астеон, Франция
Универсальная
Ref. F02170



137,48 €

Насадка PFL

Астеон, Франция
Универсальная,
левосторонняя
Ref. F02171



137,48 €

Насадка PFR

Астеон, Франция
Универсальная,
правосторонняя
Ref. F02172

УХОД
ЗА ИМПЛАНТАМИ



137,48€

Насадка PH1

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей
Ref. F00702



137,48 €

Насадка PH2L

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей.
Ref. F00705



137,48 €

Насадка PH2R

Астеон, Франция
Из карбонового композита, для полировки и чистки керамических и композитных виниров, вкладок, обработки шеек имплантатов и протезов, полировки металлических (золото, титан) поверхностей
Ref. F00706



155,01 €

Насадка IP1

Астеон, Франция
Для обработки крупной резьбы имплантатов, абатментов
Ref. F02121



155,01 €

Насадка IP2L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов
Ref. F02122



155,01 €

Насадка IP3L

Астеон, Франция
Левосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов, абатментов
Ref. F02124



155,01 €

Насадка IP2R

Астеон, Франция
Правосторонняя, для обработки узкой и широкой резьбы имплантатов, абатментов
Ref. F02123



155,01 €

Насадка IP3R

Астеон, Франция
Правосторонняя, для обработки узкой резьбы имплантатов, абатментов
Ref. F02125



612,44 €

Newtron

Астеон, Франция
Наконечник без LED, для NEWTRON BOOSTER
Ref. F12281



847,71 €

Newtron

Астеон, Франция
Наконечник LED. Для P-Max Newtron XS, P5 Newtron LED и P5 Newtron XS LED
Ref. F12609



1623,10 €

CUBE LED

Астеон, Франция
Наконечник Piezotome CUBE LED с кабелем. Совместим с насадками 2 поколения
Ref. F12816



1623,10 €

CUBE LED

Астеон, Франция
Наконечник Piezotome CUBE LED с кабелем. Для Piezotome II, Piezotome Solo LED, ImplantCenter II
Ref. F12815

РАУ
УСТАНОВКИ
СТУЛЫ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
КОМПРЕССОРЫ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
САД/САМ
ЗЕРКАЛА
ОПТИКА
РЕНТЕНОЛОГИЯ
ХИРУРГИЯ
ТЕРАПИЯ
НАКОНЕЧНИКИ

6500 €



TRIPLO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 450 нм при 3 Вт, 635 нм при 200 мВт, 980 нм при 10 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20µs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205 x 130 x 50 мм
- Вес: 1,5 кг
- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары

4500 €



PRIMO

Medency, Италия

Светодиодный лазер

- Длина волны/Мощность: 980 нм при 10 Вт, 810 нм при 7 Вт
- Частота: до 25 кГц
- Импульсный режим: непрерывный — многократный
- Диапазон импульсов: импульс 20µs до 1
- Медицинский/Лазерный класс: IIB/4
- Размеры: 205 x 130 x 50 мм
- Вес: 1,5 кг

- Портативное устройство, работающее от аккумулятора и беспроводной педали
- Удобные большие иконки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное программное обеспечение
- Режим Master Mode для опытных пользователей
- Адаптируемая настройка для всех типов тканей
- Прямое управление питанием с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры для хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкие фиброоптические наконечники и универсальные аксессуары

VECTOR PARO

Dürr Dental, Германия

Прибор для профилактики и лечения пародонтита



3345 €

- Комплектация включает:
- Наконечник Paro (1 шт.)
- Беспроводную педаль (1 шт.)
- Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)
- Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 шт.)
- Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)
- Набор для сервисного обслуживания (1 шт.)
- Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.)
- Набор насадок Perio (1 шт.)
- Набор насадок Recall/Implant (1 шт.)

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая - жидкость



Специальный очиститель



Дезинфицирующее средство

VECTOR PARO PRO

Dürr Dental, Германия

Прибор для профилактики и лечения пародонтита



4395 €

- Комплектация включает:
- Наконечник Paro (1 шт.)
- Наконечник Scaler (1 шт.)
- Беспроводную педаль (1 шт.)
- Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)
- Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 шт.)
- Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)
- Набор для сервисного обслуживания (1 шт.)
- Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.)
- Набор насадок Tool-Kit Perio (1 шт.)
- Набор насадок Tool-Kit Recall/Implant (1 шт.)
- Набор насадок для наконечника Scaler – Tool-Kit Scaler P1 (1 шт.)

⊕ В КОМПЛЕКТЕ



Полирующая - жидкость



Специальный очиститель



Дезинфицирующее средство



1 280 €

Proxeo Ultra PB-520

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой под разъем NSK/Satelec

- Система быстрого соединения NSK/Satelec
- Прямой наконечник с кольцом светодиодов
- Тонкий, гибкий шланг
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Проводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120x185x205
- Вес: 1064 г
- Один из трёх комплектов насадок на выбор

Комплект PB-5 L

- Наконечник PB-5 L, Насадки: 1U, 2U, 1P, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента

Комплект PB-5 L Q

- Наконечник PB-5 L Q, Насадки: 1UQ, 2UQ, 1PQ, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента

Комплект PB-5 L S

- Наконечник PB-5 L S, Насадки: 1US, 2US, 1PS, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента



1 999 €

Proxeo Ultra PB-530

W&H, Австрия

Скалер автономный с подсветкой под разъем NSK/Satelec

- Система быстрого соединения NSK/Satelec
- Прямой наконечник с кольцом светодиодов
- Тонкий, гибкий шланг
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Большой резервуар (750 мл)
- Беспроводная педаль
- Длина кабеля наконечника: 1,8 м
- Размеры: 120x185x205
- Вес: 1106 г
- Один из трёх комплектов насадок на выбор

Комплект PB-5 L

- Наконечник PB-5 L, Насадки: 1U, 2U, 1P, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента

Комплект PB-5 L Q

- Наконечник PB-5 L Q, Насадки: 1UQ, 2UQ, 1PQ, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента

Комплект PB-5 L S

- Наконечник PB-5 L S, Насадки: 1US, 2US, 1PS, вкл. ключ для смены насадок с ограничением крутящего момента

КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Vimel Dental, Китай

Интраоральная камера
+ монитор (17 дюймов)
+ держатель монитора

- Система сигнала: PAL, NTSC
- Разрешение: 1,3 Мп
- Автофокус
- Расстояние фокусировки: 5-50 мм
- Длина провода: 2 м
- Вес наконечника: 42 г
- Вес наконечника: 42 г

49 990 ₺

SG-987

GreenMED, Китай

Электрическая зубная щётка

- Микровибрации (31 000 колебаний щетинок в минуту), генерируемые двойным магнитным мотором, позволяют мягко разрушать налёт, а колебательно-вращательное движение насадки (шириной до 6 мм) эффективно удаляет его
- Класс водонепроницаемости IPX7 надёжно защищает корпус от влаги и проникновения воды, а также гарантирует безопасное использование при погружении в воду до 1 метра на 30 минут
- Безопасный и долговечный литиевый аккумулятор обеспечит активное использование зубной щётки в течение 25 дней, а индикатор зарядки напомнит о необходимости зарядить устройство
- 3 режима работы (отбеливание, регулярная чистка, массаж) для достижения наилучшего результата в зависимости от ваших индивидуальных потребностей
- Умный таймер с напоминанием позволяет проводить чистку зубов наиболее эффективным способом
- Высококачественная инновационная щетина сменных насадок способствует естественной очистке зубов и мягкой бережной полировке их поверхности
- Стильный дизайн в виде бриллиантовых граней и приятное противоскользящее покрытие корпуса обеспечивают комфортную эксплуатацию

Скоро



E-VALUE

Eighteeth, Китай

Бесщёточный эндомотор

- Источник света: светодиод (3 Вт)
- Длина волны (нм): 420–480
- Аккумулятор: Li-On (3.7V/2000 mAh)



E-connect S

Eighteeth, Китай

Беспроводной эндомотор со встроенным апекслокатором

- Бесщёточный мощный двигатель
- Регулировка углового наконечника на 340°
- Миниатюрная головка
- Предустановленные программы для разных систем файлов
- Регулировка экрана под рабочую руку
- Встроенный апекслокатор
- 11 программ памяти для установки скорости вращения, крутящего момента и направления
- Цифровой LED-дисплей, в котором предусмотрена функция, разворачивающая дисплей для удобного использования правой или левой рукой



E-pex Pro

Eighteeth, Китай

Электронно-цифровой апекслокатор

- Передовая многочастотная технология
- Высокая точность в мокрых и сухих каналах
- Большой и удобный 3,5 дюймовый дисплей
- Автоматическая калибровка
- Размеры: 95x65x20 мм
- Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч



TG-98L

W&H, Австрия
С генератором света
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-24,
RQ-34
Кнопочный зажим

299 €



WG-99 LT

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Передача 1:5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим

439 €



TG-98 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Четырёхточечный спрей
6-канальный разъём
Midwest
Кнопочный зажим

500 €



WG-99 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Передача 1:5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный зажим

510 €



TG-98

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-03,
RQ-04, RQ-14
Кнопочный зажим

420 €



WG-56 LT

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров CA 2,35 мм

420 €



TG-97 L

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-24,
RQ-34
Кнопочный зажим
Миниголовка

299 €



WG-56 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров CA 2,35 мм
Кнопочный зажим

369 €



TG-97 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
Четырёхточечный спрей
6-канальный разъём Midwest
Кнопочный зажим

500 €



HG-43 A

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Передача 1:1
Для боров CA 2,35мм
Одинарный спрей

309 €



TG-97

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Четырёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-03,
RQ-04, RQ-14
Кнопочный зажим

420 €



TE-98 LQ

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-54
Кнопочный зажим
Миниголовка

249 €

Узнай как правильно
обслуживать наконечники.





TE-97 LQ

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-54
Кнопочный захжим
Миниголовка

249 €



RQ-54

W&H, Австрия
С генератором света
4-канальный разъём
Midwest
Наличие обратного клапана
Roto Quick
Вращение наконечников
на 360°

132,85 €



TE-98

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-03,
RQ-04, RQ-14
Большая головка
Кнопочный захжим

399 €



TE-98 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
4-канальный разъём
Midwest
Большая головка
Кнопочный захжим

329 €



TE-97

W&H, Австрия
Трёхточечный спрей
К переходнику W&H RQ-03,
RQ-04, RQ-14
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный захжим
Миниголовка

329 €



TE-97 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
4-канальный разъём
Midwest
Кнопочный захжим
Миниголовка

329 €



TE-95 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Одинарный спрей
4-канальный разъём
Midwest
Кнопочный захжим

269 €



WE-56

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
Для боров СА 2,35 мм
Кнопочный захжим

149 €



HE-43

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
Для боров HP 2,35 мм

144 €



WE-99 LED G

W&H, Австрия
Генератор света
Трёхточечный спрей
Повышающая передача
1:4,5
Для боров FG 1,6 мм
Кнопочный захжим

599 €



WE-56 LED G

W&H, Австрия
С генератором света
Одинарный спрей
Передача 1:1
Для боров СА 2,35 мм
Кнопочный захжим

449 €



AM-25 L RM

W&H, Австрия
С фиброоптикой
6-канальный разъём
Midwest Lux
Внутренний спрей

589 €



AM-25 A RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Внутренний спрей

409 €



RQ-14

W&H, Австрия
Без фиброоптики
С регулятором спрея
Соединение W&H RQ
4-канальный разъем Midwest

149 €



AM-25 RM

W&H, Австрия
Воздушный мотор
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest
Без спрея

249 €



RC-58

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Без спрея
Передача 1:1
С цанговым зажимом для RC-20

109 €



AM-20 RM

W&H, Австрия
Без фиброоптики
Воздушный мотор
Без спрея

219 €



RC-20 RM

W&H, Австрия
Пневматический микромотор
Без спрея
4-канальный разъем Midwest

99 €



RQ-24

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

179 €



RC-95 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
Без фиброоптики
Одинарный спрей
4-канальный разъем Midwest

149 €



RQ-34

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников
С регулятором спрея
С фиброоптикой
6-канальный разъем Midwest

199 €



RC-43

W&H, Австрия
Передача 1:1
С защёлкой для RC-20

79 €



RQ-04

W&H, Австрия
Быстросъемный переходник для турбинных наконечников
Без фиброоптики
4-канальный разъем Midwest

109 €



RC - 98 RM

W&H, Австрия
Турбинный наконечник
Без фиброоптики
Трёхточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный разъем Midwest

199 €

Узнай как правильно обслуживать наконечники.





WS-75 L G

W&H, Австрия
Угловой наконечник 20:1 с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

829 €



WS-56 L G

W&H, Австрия
Угловой наконечник 1:1 с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм

929 €



WS-91 L G

W&H, Австрия
Хирургический угловой наконечник 1:2,7 с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм

779 €



WS-92 L G

W&H, Австрия
Хирургический угловой наконечник 1:2,7, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм

929 €



WI-75 E/KM

W&H, Австрия
Хирургический угловой наконечник 20:1, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, с внутренней системой охлаждения, внешний спрей

559 €



S-11 L G

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

829 €



S-11

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

539 €



S-9 L G

W&H, Австрия
Угловой хирургический наконечник 1:1, с подсветкой mini LED+, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

1 069 €



S-9

W&H, Австрия
Угловой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

839 €



S-15

W&H, Австрия
Прямой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

759 €



S-10

W&H, Австрия
Угловой хирургический наконечник 1:1, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм, внешний спрей

959 €



04363600

W&H, Австрия
Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок
6 шт
Длина 2,2 м

69 €



K25-CA-ML

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
С фиброоптикой

271,66 \$



K29-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
С фиброоптикой
Кнопочный зажим

213,44 \$



K25-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

252,26 \$



K29-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 10:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим

194,04 \$



K25-45-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4.2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
С фиброоптикой

475,4 \$



K27-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

213,44 \$



K25-45CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:4.2
Скорость вращения:
168 000 об/мин
Без фиброоптики

456 \$



K27-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

194,04 \$



K30-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
С фиброоптикой
Кнопочный зажим
Миниголовка

213,44 \$



K23-CA-L

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

139,71 \$



K30-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 16:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35
Без фиброоптики
Кнопочный зажим
Миниголовка

194,04 \$



K23-CA

GreenMED, Китай
Повышающая передача 1:5
Скорость вращения:
200 000 об/мин
Без фиброоптики

87,32 \$

Узнай как правильно
обслуживать наконечники.





143,59 \$

K23-CA-GL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Кнопочный зажим



29,11 \$

K20-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



91,20 \$

K23-CA-G

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Кнопочный зажим



40,75 \$

K21-CA-P

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Кнопочный зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



170,76 \$

K23-CA-KL

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K21-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



104,78 \$

K23-CA-K

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



40,75 \$

K22-CA

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Цанговый зажим
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



131,95 \$

K23-SH-L

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K20-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



73,74 \$

K23-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



29,11 \$

K21-SH

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



232,85 \$

K26-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



213,45 \$

K32-CA-ML

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



213,45 \$

K26-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



213,45 \$

K32-CA-M

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Миниголовка
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм



194,04 \$

K26-CA-L

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С фиброоптикой
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



100,91 \$

K20-SH-1

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



174,64 \$

K26-CA

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без фиброоптики
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



100,91 \$

K20-SH-2

GreenMED, Китай
Передача 1:1
Скорость вращения:
40 000 об/мин
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Разборный



475,4 \$

K26-CA-WG

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
С генератором света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



256,13 \$

K20-SH-4

GreenMED, Китай
Понижающая передача 4:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



126,13 \$

K26-CA-N

GreenMED, Китай
Понижающая передача 20:1
Скорость вращения:
2 000 об/мин
Без генератора света
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35



256,13 \$

K20-SH-32

GreenMED, Китай
Понижающая передача
32:1
Для боров с диаметром
хвостовика 2,35 мм
Без фиброоптики



T3 Line E40

Dentsply Sirona, Германия
 Передача 1:1
 Титановый корпус
 Скорость вращения:
 40 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 мм

250 €



T3 Line EH40

Dentsply Sirona, Германия
 Передача 1:1
 Титановый корпус
 Скорость вращения:
 40 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 HB/WB

250 €



T3 Line E200

Dentsply Sirona, Германия
 Повышающая передача 1:5
 Титановый корпус
 Скорость вращения:
 200 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 1,6 мм

330 €



T2 Boost S

Dentsply Sirona, Германия
 Турбинный наконечник
 Мощность: до 23 Вт
 Скорость вращения:
 370 000 об/мин
 Подсветка: 25 000 Люкс
 Четырёхточечный спрей

410 €



T3 Line E6

Dentsply Sirona, Германия
 Понижающая передача 6:1
 Титановый корпус
 Скорость вращения:
 6 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 WB

290 €



T3 Racer

Dentsply Sirona, Германия
 Турбинный наконечник
 Мощность: 30 Вт
 Скорость вращения:
 400 000 об/мин
 Хромированный корпус
 Керамические подшипники

200 €



T2 Line A40 L

Dentsply Sirona, Германия
 Передача 1:1
 Титановый корпус, ф/о
 Скорость вращения:
 40 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 мм

320 €



T2 Line AH40 L

Dentsply Sirona, Германия
 Передача 1:1
 Титановый корпус
 Скорость вращения:
 40 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 HB/WB

270 €



T2 Line A200 L

Dentsply Sirona, Германия
 Повышающая передача 1:5
 Титановый корпус, ф/о
 Скорость вращения:
 200 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 1,6 FG

399 €



T2 Boost S

Dentsply Sirona, Германия
 Турбинный наконечник
 с быстроръёмным
 соединением
 Мощность: до 23 Вт
 Скорость вращения:
 370 000 об/мин

470 €



T2 Line A6 L

Dentsply Sirona, Германия
 Понижающая передача 6:1
 Титановый корпус, с ф/о
 Скорость вращения:
 6 000 об/мин
 Для боров с диаметром
 хвостовика 2,35 WB

340 €



T4 Racer

Dentsply Sirona, Германия
 Турбинный наконечник
 Мощность: 17 Вт
 Скорость вращения:
 400 000 об/мин
 Хромированный корпус
 Керамические подшипники

130 €



UDS

Woodpecker, Китай

Встраиваемый ультразвуковой скалер с LED-подсветкой

- Съёмный автоклавируемый наконечник
- Стандарт EMS
- Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды колебаний
- Активный кислород позволяет эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей пародонта



MX-2000



GreenMED, Китай

Встраиваемый электромотор

- Скорость: 5 000–40 000 об/мин
- Редукция: 1:5 / 1:4,2 / 1:1 / 16:1 / 20:1
- Крутящий момент: 3,2 N см
- 5 программ
- Регулируемая яркость
- Режимы: прямой, реверс
- Простая установка



NL400-1



GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Встроенная сенсорная панель управления
- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0.4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0.4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



NL400-1



GreenMED, Китай

Встраиваемый микро мотор

- Интенсивность света: 0 — 32 000 Люкс
- Напряжение: 5000 мА
- Давление воздуха: 0,25 МПа ~ 0.4 МПа
- Давление воды: 0,25 МПа ~ 0.4 МПа
- Сертификат ISO CE
- Скорость вращения: 2 000 об/мин — 40 000 об/мин
- Входное напряжение: AC/DC 24В
- Скорость вращения наконечника 16:1: 100 — 2500
- Скорость вращения наконечника 1:1: 2000 — 40 000
- Скорость вращения наконечника 1:5: 10 000 — 200 000
- Режим работы: с интервалами
- Ток: 30 В постоянного тока



K24-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



K23-AM-G

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Генератор света
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K23-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



K23-AM-M

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внутренний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



73,74 \$

K22-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



203,74 \$

K24-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:2
- Скорость вращения: 40 000 об/мин



73,74 \$

K20-AM

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 4-канальный мини мотор
- Внешний спрей
- Без фиброоптики
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин



151,35 \$

K23-AM-L

GreenMED, Китай

Пневмодвигатель

- 6-канальный мотор
- Внутренний спрей
- С фиброоптикой
- Передача 1:1
- Скорость вращения: 20 000 об/мин

3 499 990 ₺



Habilect

Хабилект, Россия

Мультифункциональная медицинская система для диагностики и физической реабилитации пациентов

Комплекс Habilect объединяет в себе более 10 диагностических систем: от реабилитации с использованием БОС (биологическая обратная связь) и баланс-платформы до гониометра и лаборатории движений. Весь комплекс включает в себя программные модули, каждый из которых решает конкретную диагностическую или реабилитационную задачу

- Воспроизводимость данных (варианты отчётов: общий отчёт, отчёт походки, отчёт постуры, оценка баланса, динамическая кинематика движения)
- Научное обоснование и все необходимые сертификаты
- Можно комбинировать модули, исходя из целей и задач
- Конкурентная цена
- Российское производство
- Интуитивно понятный интерфейс, легко пользоваться
- Занимает мало места
- Сервисная поддержка и обучение
- Без облучения и датчиков на пациенте
- Диагностику можно проводить в одежде
- Встроенный инструктор ЛФК
- Гарантия 5 лет



г. Москва, Центросоюзный переулок, 11

8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69

sales@greendent.ru

www.greendent.ru

